



仕 様	
測定範囲	pH0~pH14
使用温度範囲	0~60°C
pH感応膜	常温用ガラス膜
比較電極	Ag-AgCl
内部液	3.3mol KCl
液絡部	スリーブ
温度補償	なし
ケーブル	Ø4HF
端子	BNC
キャップ	シリコンゴム
ロケット	なし
付属品	白箱4号
チップ	ー

(記事)

設計	材質	寸度	数/台	処理・仕上	一般公差	備考
	商品コード	000-00-00-00		尺度	/	作成年月日
検図	品名	サイドアーム型 pH 複合電極		製番		
東京硝子器械株式会社						