



BNC端子

セラミック

Pt Ø5 / Au Ø5 / Pt Ø3

仕 様	
使用温度範囲	0~60°C
感 応 膜	PtØ5
比較電極	Ag-Agcl
内 部 液	3.3mol Kcl
液 絡 部	セラミック
温度補償	なし
ケーブル	フジクラ1m
端 子	BNC
キャップ	段付ベーク
ロケット	なし
付 属 品	白箱4号
チ ッ プ	ー

(記事)

設計	材質	寸 度	数 / 台	処 理 ・ 仕 上	一般公差	備 考
	商品コード	000-00-00-00		尺 度	/	作成年月日
検 図	品 名	白金 ORP 複合電極		製 番		
東 京 硝 子 器 械 株 式 会 社						