



仕 様	
測定範囲	pH0~pH14
使用温度範囲	0~60°C
pH感应膜	常温用ガラス膜
比較電極	Ag-Agcl
内部液	3.3mol Kcl
液絡部	スリーブ
温度補償	なし
ケーブル	Ø4HF 1m
端 子	BNC(Ø2.8)
キャップ	ベーク(黒)
ロケット	なし
付 属 品	白箱4号、保護カバー
チ ッ プ	ー

(記事)

設計	材質	寸度	数/台	処理・仕上	一般公差	備考
	商品コード	000-00-00-00		尺度	/	作成年月日
検 図	品 名	pH 複合電極		製 番		
東 京 硝 子 器 械 株 式 会 社						