



※セラミック型: Ø3~Ø5

仕 様	
pH 電位	±30mV (at25°C)
mV / pH	55mV (at25°C)
ガラス側内部抵抗	1000MΩ 以下 (at25°C)
液絡部抵抗値	20KΩ 以下 (at25°C)
ガラス内部極	Ag-Agcl
比較内部極	Ag-Agcl
比較内部液	特殊KCL
液 絡 部	セラミック
電極キャップ	ベークキャップ
ケーブル	1芯ケーブル(黒、フジクラ)
ケーブル長	L=5m
端 子	BNC
使用温度範囲	0~60°C

(記事)

設計	材質	寸 度	数 / 台	処 理 ・ 仕 上	一般公差	備 考
	商品コード	000-00-00-00		尺 度	/	作成年月日
検 図	品 名	電極???		製 番		
東京硝子器械株式会社						