

【新製品】チューブカバーヒーターのご案内



φ 6.35mm(1/4)幅

商品コード	在庫	長さ(mm)	電熱容量(W)	価格(¥)
0603608631		500	100	27,000
0603608632		1000	100	32,000
0603608633		1500	170	37,000
0603608634		2000	210	42,000
0603608635		2500	280	47,000
0603608636		3000	300	52,000

■特長

- ・リボンヒーターの巻き付け作業をなくした、新しい細管専用ヒーターです。
- ・固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。
- ・耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
- ・サーモスタット付きのため、過昇温の心配がありません。
- ・RoHS対応品です。

φ 9.52mm(3/8)幅

商品コード	在庫	長さ(mm)	電熱容量(W)	価格(¥)
0603608641		500	100	29,000
0603608642		1000	100	34,000
0603608643		1500	170	39,000
0603608644		2000	210	44,000
0603608645		2500	280	49,000
0603608646		3000	300	54,000

■仕様

- ・材質：PTFEコーティングクロス
- ・厚み：約2mm(発熱部)
- ・ヒーター線：ニクロム線
- ・電源：AC100V
- ・リード線：ULテフロン電線0.75sq 500mm
- ・最高使用温度：180℃
- ・最高耐熱温度：200℃

φ 12.7mm(1/2)幅

商品コード	在庫	長さ(mm)	電熱容量(W)	価格(¥)
0603608651		500	100	31,000
0603608652		1000	100	36,000
0603608653		1500	170	41,000
0603608654		2000	210	46,000
0603608655		2500	280	51,000
0603608656		3000	300	56,000

※特注仕様、サイズも製作可能ですので、ご相談ください。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <http://www.tgk.co.jp>

