




仕 様	
測定範囲	pH0~pH14
使用温度範囲	0~60℃
pH感應膜	常温用ガラス膜
比較電極	Ag—AgCl
内 部 液	3.3mol KCl
液 絡 部	セラミック
温度補償	なし
ケーブル	Ø4HF
端 子	BNC
キャップ	シリコンゴム
ロケット	なし
付 属 品	白箱4号
チ ッ プ	—

(記事)

設 計	材 質	寸 度	数／台	処 理 ・ 仕 上	一般公差	備 考
	商品コード	000-00-00-00		尺 度	／	作成年月日
検 図	品 名	サイドアーム型 pH 複合電極			製 番	
	東 京 硝 子 器 械 株 式 会 社					