

攪拌用途を広げる攪拌翼 φ8mm攪拌シャフト用

汎用攪拌翼



プレスによる量産化のため安価です。幅広くご利用できます。

- ① バタフライ** 翼径60mm
●SUS-316製ボス付 ¥2,200
※在庫限り
- ② プロペラR** 翼径50mm
●SUS-316製先端用 ¥500
●SUS-316製ボス付 ¥1,400
●チタン製先端用 ¥2,500
- ③ ファン** 翼径38mm
●SUS-316製先端用 ¥400
- ④ タービン** 翼径86mm
●SUS-316製先端用 ¥800
●SUS-316製ボス付 ¥2,000
●チタン製先端用 ¥5,000
- ⑤ かい十字R** 翼径70mm
●SUS-316製先端用 ¥600
●SUS-316製ボス付 ¥2,000
●チタン製先端用 ¥3,500
- ⑥ ソフト十字** 翼径70mm
●SUS-316製先端用 ¥700
●SUS-316製ボス付 ¥2,000
- ⑦ トンボ** 翼径60mm
●SUS-316製先端用 ¥4,000

※逆ねじりはL

先端用は、攪拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。HEIDON製攪拌シャフト専用です。ボス付は、ボス部の止めネジで攪拌シャフトのどの位置にも固定できます。組み合わせて多段での使用もできます。

攪拌翼セット

お勧め! はじめてスリーワンモータを使用される方はFS-7をご購入下さい。

Type:FS-7 汎用7点セット ¥9,000

《内訳》ファン/プロペラR/ソフト十字/かい十字R/ボス付きバタフライ/タービン/ボス付きかい十字R/攪拌シャフト(φ8mm・ℓ500mmナット付)各1

Type:FS-5 ボス付5点セット ¥12,500

《内訳》ボス付プロペラR/ボス付ソフト十字/ボス付きかい十字R/ボス付きバタフライ/ボス付タービン/攪拌シャフト(φ8mm・ℓ500mmナット付)各1

Type:FS-3T チタン製3点セット ¥26,000

《内訳》プロペラL/かい十字L/タービン/攪拌シャフト(φ8mm・ℓ500mmナット付)各1

攪拌シャフト

φ8mmナット付



ℓ400mm ※在庫限り
●SUS-316製 ¥3,000

ℓ500mm
●SUS-316製 ¥3,000
●チタン製 ¥15,000


ℓ600mm
●SUS-316製 ¥4,000

ℓ700mm
●SUS-316製 ¥6,000

ℓ800mm
●SUS-316製 ¥7,000

ℓ1000mm
●SUS-316製 ¥9,000


攪拌翼



- ① ディスパ**
●翼径40mm ¥5,000
●翼径60mm ¥6,000
●翼径80mm ¥7,500
●翼径100mm ¥8,700
- ② ブレードタービン**
●翼径40mm ¥6,500
●翼径80mm ¥7,500
- ③ 傾斜パドル**
●翼径40mm ¥6,500
●翼径80mm ¥9,200
●翼径100mm ¥11,200
●翼径120mm ¥12,800
- ④ ディスクタービン**
●翼径40mm ¥6,500
●翼径80mm ¥7,500
●翼径100mm ¥8,700
●翼径120mm ¥9,800
- ⑤ 湾曲ディスクタービン**
●翼径40mm ¥6,500
●翼径80mm ¥9,200

ボス部の止めネジで攪拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。

※ブレードタービン、湾曲ディスクタービンは右車限りとなります。



- ⑥ 4枚傾斜パドル**
●翼径80mm ¥9,000
●翼径120mm ¥12,000
- ⑦ 4枚プロペラ**
●翼径100mm ¥12,500
- ⑧ 2枚傾斜パドル**
●翼径80mm ¥6,500
●翼径120mm ¥8,000

ヘリカルリボン翼やアンカー翼等、ご希望の攪拌翼を製作します。お気軽にご相談下さい。 ●テフロンコーティングも可能です



●例) 特型アンカーパドル翼



●例) 特型セパラブルフラスコ用折量翼