

商品紹介



Fine テンボックスセル、合成石英セルが リニューアルいたしました！

従来のテンボックスセル、石英セルも引き続きご愛顧ください！

※Fine テンボックスセル、合成石英セルが品切れした際、長納期になる場合がございます。予めご了承ください。

Fine テンボックスセル 角底 二面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-01-21	FTXC2-1-10-45	1	10	45	8,800
0309-15-01-22	FTXC2-2-10-45	2	10	45	8,800
0309-15-01-23	FTXC2-5-10-45	5	10	45	8,100
0309-15-01-24	FTXC2-10-10-45	10	10	45	6,800
0309-15-01-25	FTXC2-20-10-45	20	10	45	11,000
0309-15-01-26	FTXC2-30-10-45	30	10	45	12,200
0309-15-01-29	FTXC2-40-10-45	40	10	45	13,300
0309-15-01-27	FTXC2-50-10-45	50	10	45	14,200
0309-15-01-28	FTXC2-100-10-45	100	10	45	22,800

Fine 合成石英セル 角底 二面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-11-01	FQC2-1-10-45	1	10	45	10,950
0309-15-11-02	FQC2-2-10-45	2	10	45	10,950
0309-15-11-03	FQC2-3-10-45	3	10	45	10,950
0309-15-11-04	FQC2-5-10-45	5	10	45	10,400
0309-15-11-05	FQC2-10-10-45	10	10	45	8,200
0309-15-11-06	FQC2-20-10-45	20	10	45	13,300
0309-15-11-07	FQC2-50-10-45	50	10	45	16,750

Fine 合成石英セル 角底 五面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-12-01	FQC5-1-10-45	1	10	45	15,100
0309-15-12-02	FQC5-2-10-45	2	10	45	15,100
0309-15-12-03	FQC5-3-10-45	3	10	45	15,100
0309-15-12-04	FQC5-5-10-45	5	10	45	14,600
0309-15-12-05	FQC5-10-10-45	10	10	45	12,200
0309-15-12-06	FQC5-20-10-45	20	10	45	17,300

Fine 合成石英マイクロセル 角底 二面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-03-31	FQCM2-10-4-45	10	4	45	16,750

裏面もご覧ください ▶▶▶

テンパックスセル 四面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-01-01	TXC4-1-10-45	1	10	45	11,600
0309-15-01-02	TXC4-2-10-45	2	10	45	11,600
0309-15-01-03	TXC4-3-10-45	3	10	45	11,600
0309-15-01-04	TXC4-5-10-45	5	10	45	10,800
0309-15-01-05	TXC4-10-10-45	10	10	45	8,600
0309-15-01-06	TXC4-20-10-45	20	10	45	14,000

テンパックスセル 五面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-01-11	TXC5-1-10-45	1	10	45	12,200
0309-15-01-12	TXC5-2-10-45	2	10	45	12,200
0309-15-01-13	TXC5-3-10-45	3	10	45	12,200
0309-15-01-14	TXC5-5-10-45	5	10	45	11,400
0309-15-01-15	TXC5-10-10-45	10	10	45	9,200
0309-15-01-16	TXC5-20-10-45	20	10	45	14,600

石英セル 四面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-03-21	QC4-1-10-45	1	10	45	18,800
0309-15-03-22	QC4-2-10-45	2	10	45	18,800
0309-15-03-23	QC4-3-10-45	3	10	45	18,800
0309-15-03-24	QC4-5-10-45	5	10	45	18,000
0309-15-03-25	QC4-10-10-45	10	10	45	15,000
0309-15-03-26	QC4-20-10-45	20	10	45	21,500

石英セル 硝子キャップ付 二面透明



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-03-11	QGCC2-1-10-45	1	10	45	27,400
0309-15-03-12	QGCC2-2-10-45	2	10	45	27,400
0309-15-03-13	QGCC2-3-10-45	3	10	45	27,400
0309-15-03-14	QGCC2-5-10-45	5	10	45	26,000
0309-15-03-15	QGCC2-10-10-45	10	10	45	25,000

石英三角セル 角ベース付



商品コード	型式	光路長(mm)内寸IL	光路幅(mm)内寸IW	高さ(mm)外寸OH	定価(¥)
0309-15-03-01	QC3-10-10-45	10	10	45	38,000

※セルの他にも、
 石英スライドガラス(26mm×76mm×t0.5~3.0mm)、
 石英カバーガラス 角型(□18mm、□24mm、□30mm× t 0.3mm、t0.5mm)
 石英カバーガラス 丸型(φ18mm、φ24mm、φ30mm× t 0.3mm、t0.5mm)
 の取扱いもございます。詳しくは弊社営業担当までお問合せください。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

2026.07.20