

## Fine 96穴PCRプレート

## キャンペーン

## Fine プレート用シール

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

## Fine スカート付き 96 穴 PCR プレート 0.2mL



- 優れた耐熱性とウェル間の誤差が無い日本製プレート
- 世界で最もウェル間の誤差がありません
- シールが貼りやすい構造です
- DNase・RNaseフリー
- ポリプロピレン製

商品コード	品番	容量	入数(枚)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0000-28-53-02	F96S-20	0.2mL	20	7,500	5,980
0000-28-53-01	F96S-100	0.2mL	100	35,000	28,000

スカート付き96穴PCRプレートが  
使用できる装置の例


ABI社

PCR装置：GeneAmp9700・MiniAmpなど

リアルタイムPCR装置：Prism・QuantStudioなど

シーケンサー：SeqStudioなど

## Fine マイクロプレート用シール



- リアルタイムPCR専用
- 高密着シール
- DNase・RNaseフリー
- ポリエチレンテレフタレート(PET)製

商品コード	品番	使用温度範囲(°C)	サイズ(mm)	入数(枚)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0000-28-53-11	FPS-05	-20~+110	80×122	100	12,000	8,800

## Fine マイクロプレート用シール 粘着式



- マイクロプレート用の簡易的な蓋としてお使いいただけます
- 20°Cのフリーザーや4°Cの冷蔵庫で1年程度サンプルを保存できます
- DNase・RNaseフリー
- ポリエチレンテレフタレート(PET)製

商品コード	品番	使用温度範囲(°C)	サイズ(mm)	入数(枚)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0820-28-53-12	FPS-02	-20~+110	80×122	100	2,980	2,380



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>