

M's ITピペットシリーズ

25%OFF キャンペーン

**25%
OFF**

期間中、特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

※2025 年 11 月 1 日より、価格改定が行われました。

ピペット共通内容

- 日本国内製造
- UV 耐用
- 1 年間保証付き
- チップイジェクター付き
- ※オートクレープ不可
- ブローアウト機構付き
- ロック機構付き
- 使用チップは全てギルソン／エッペンタイプ
- 容量テスト結果付き（社内規定容量）

M's ITピペット Sシリーズ(Type-S)



- 高品質で低価格、イジェクター付マイクロピペットです。
- グリップを握るだけでダイヤルロックされるロック機構搭載。
- 軽量でスムーズなストロークを実現、疲労を軽減します。

主な材質

- ピストン：SUS
- Oリング：FKM
- ノーズコーン：PP (UV吸収剤入)

商品コード	型式	容量(μL)	1目盛(μL)	精度(%) 最小/最大		価格(¥)	特別販売価格(¥)
0900-12-20-01	IT-20N	2~20	0.05	2μL±3.0	20μL±1.0	14,000	10,500
0900-12-20-02	IT-100N	10~100	0.2	10μL±1.2	100μL±0.8		
0900-12-20-03	IT-200N	20~200	0.5	20μL±1.0	200μL±0.8		
0900-12-20-04	IT-1000N	100~1000	2	100μL±0.8	1000μL±0.5		

M's ITピペット Qシリーズ(Type-Q)



- 世界初の、ブローアウト容積増幅機構内蔵（特許取得済）ピペットです。
- 完璧な液切れを実現し、微量のサンプル吐出の悩みを解決しました。
- 完璧な液切れにより、サンプルを膜状に引き戻すことはありません。

主な材質

- ピストン：SUS
- Oリング：ITQ-2N：FKM、ITQ-10N：FVMQ
- ノーズコーン：PP (UV吸収剤入)

商品コード	型式	容量(μL)	1目盛(μL)	精度(%) 最小/最大		価格(¥)	特別販売価格(¥)
0900-12-20-05	ITQ-2N	0.2~2	0.005	1μL±5.0	2μL±2.5	20,000	15,000
0900-12-20-06	ITQ-10N	0.5~10	0.02	1μL±4.0	10μL±1.0		

M's ITピペット Gシリーズ(Type-G)



- 高耐薬品性のマイクロピペットです。酸・有機溶剤・アルカリなどのサンプルや、硫酸原液にも使用可能です。
- グリップを握るだけでダイヤルロックされるロック機構搭載。

※G-5000N/G-10000N にはチップイジェクターは付いておりません

主な材質

- ピストン：E T F E
- Oリング：F K M+E T F Eコーティング
- ノーズコーン：P P (U V吸収剤入)

商品コード	型式	容量(μL)	1目盛(μL)	精度(%) 最小/最大		価格(¥)	特別販売価格(¥)
0900-12-20-11	G-200N	20~200	0.5	20 μL±1.0	200 μL±0.8	21,500	16,125
0900-12-20-12	G-1000N	100~1000	2	100 μL±0.8	1000 μL±0.5	22,500	16,875
0900-12-20-13	G-5000N	1000~5000	10	1000 μL±1.5	5000 μL±0.5	31,000	23,250
0900-12-20-14	G-10000N	2000~10000	20	2000 μL±1.5	10000 μL±0.5	31,500	23,625

キャンペーン対象外



オートクレーブ可能なPP製のガラスチップ専用ラックです。ラックから直接ガラスチップを取り付けられる為、装着作業効率を大幅UP！

ガラスチップラック入 200 μL/1000 μL



ガラスチップ専用アダプター(フッ素ゴム製)

【注意】

M's ITピペットGシリーズでガラスチップをご使用の場合は、ガラスチップ専用アダプターが必要です。

商品コード	品名	型式	入数	価格(¥)	IT-20N	IT-100N	IT-200N	IT-1000N	ITQ-2N	ITQ-10N	G-200N	G-1000N	G-5000N	G-10000N
0900-12-25-74	チップ10 μL	MS-T-10-3	1000本/袋	8,100	●				●	●				
0900-12-25-67	チップ200 μL	MS-T-200-2	1000本/袋	7,500	●	●	●				●			
0900-12-25-70	チップ1000 μL	MS-T-1000-2	1000本/袋	7,500				●				●		
0900-12-25-11	ガラスチップ用アダプター	F-200	1個/袋	2,400							●			
0900-12-25-12		F-1000	1個/袋	2,400								●		
0900-12-25-13		F-5000	1個/袋	2,400									●	
0900-12-25-14		F-10000	1個/袋	2,400										●
0900-12-25-01	ガラスチップ200 μL	GLT-200	20本/袋	4,000							●			
0900-12-25-02	ガラスチップ1000 μL	GLT-1000	20本/袋	4,000								●		
0900-12-25-03	ガラスチップ5000 μL	GLT-5000	8本/袋	5,200									●	
0900-12-25-04	ガラスチップ10000 μL	GLT-10000	6本/袋	5,500										●
0900-12-25-21	ガラスチップラック入200 μL	MS-C-ST5001	20本/1ラック	9,200							●			
0900-12-25-22	ガラスチップラック入1000 μL	MS-C-ST5011	20本/1ラック	9,200								●		
0900-12-25-23	ラックのみ200 μL用	MS-C-ST5000	1個/ラック	5,200							●			
0900-12-25-24	ラックのみ1000 μL用	MS-C-ST5010	1個/ラック	5,200								●		



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

2025.10.20