

GreenLine 新発売記念 キャンペーン



# HPLCスターターキットが15%OFF!

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

## HPLC Starter kits-BlueLine


- HPLCおよびUHPLCシステム向けの信頼性が高い溶媒供給用セーフティキャップです。
- スターターキットには最大4本のキャピラリー接続に対応するセーフティキャップ4個とエアバルブ、初期付属品一式が含まれており、有害な溶媒蒸気からラボで働く方々を保護します。
- 一般的なGL-45ラボ用ボトル（SCHOTT、DURAN等）に対応します。

- ✓ 溶媒蒸気の流出をブロックします
- ✓ 溶媒ボトル内の圧力を安全に均一にします
- ✓ キットでの導入で最大30%コスト削減



399 202

1,6 mm ID 2,3 mm ID 3,2 mm ID Blind plug



\*HPLCスターターキットにはエアバルブ、3種類のキャピラリーフィッティング、ブラインドプラグが含まれています。

商品コード	型式	摘要	定価 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
1043-17-18-11	399 200	1キャップあたり1本のキャピラリー接続	65,700	55,840
1043-17-18-12	399 201	1キャップあたり2本のキャピラリー接続	70,800	60,180
1043-17-18-13	399 202	1キャップあたり3本のキャピラリー接続	75,900	64,510

NEW

## HPLC Starter Kits - GreenLine

- フッ素素材を使用しないPFAS対応セーフティキャップです。
- コア部分はPEEK製で高性能かつPFASフリーです。
- フッ素による汚染がないため信頼性の高いPFAS分析結果が得られます。


BlueLine 製品の全機能に加えて

- ✦ PFASフリー分析
- ✦ 環境への配慮製品
- ✦ 規制への完全準拠



499 202

1,6 mm ID 2,3 mm ID 3,2 mm ID Blind plug



\*HPLCスターターキットにはエアバルブ、3種類のキャピラリーフィッティング、ブラインドプラグが含まれています。

商品コード	型式	摘要	定価 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
1043-17-18-24	499 200	1キャップあたり1本のキャピラリー接続	74,000	62,900
1043-17-18-25	499 201	1キャップあたり2本のキャピラリー接続	79,800	67,830
1043-17-18-26	499 202	1キャップあたり3本のキャピラリー接続	83,600	71,060