



日本製

特集

「瑞穂化成工業株式会社製品」

—プラスチック容器製造一筋に50年—

中空・射出成型加工でプラスチック容器に

新たな価値を創造します!

NEW



扁平缶



キャンピングボトル

オイルジョッキ(フタ付き)

キャップロート



細口びん

広口びん

広口びん/細口びん

両手付きビーカー

アクリルシリンダー



標本びん



スポイトボトル




多目的収納ケース

NEW

標本びん 角型/丸型 MA製

18 カタログ P.156 掲載

日本製



■仕様
●材質:アクリル(MA)

(A) 角型 AGJ

商品コード	在庫	品番	容量(ℓ)	寸法(W×D×Hmm)	価格(¥)
876-05-57-01		0540	5	150×150×325	16,000
-02		0541	10	200×200×325	28,000
-03		0542	15	230×230×375	36,000
-04		0543	20	250×250×425	40,000
-05		0544	30	280×280×475	56,000
-06		0545	60	350×350×625	90,000

(B) 丸型 AGJ

商品コード	在庫	品番	容量(ℓ)	寸法(W×Hmm)	価格(¥)
876-05-57-11		0546	5	180×275	16,000
-12		0547	10	250×275	28,000
-13		0548	15	267×325	36,000
-14		0549	20	300×325	40,000
-15		0550	30	300×525	56,000
-16		0551	60	300×1025	90,000


※上部のつまみはサイズに含まれておりません。寸法には許容差があります。

NEW

スポイトボトル キャップ付 PE製

18 カタログ P.387 掲載

日本製



■特長
●標準ホワイトキャップ付。
●横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ付き。

■仕様
●材質:ポリエチレン(PE)

(A) スポイトボトルキャップ付 BGJ

商品コード	在庫	品番	容量	内径(mm)A	寸法(W×Hmm)	摘要	価格(¥)
876-22-19-01		0820	50ml	15	40×115	目盛付	100
-02		0821	100ml	15	48×132	目盛付	110
-03		0822	250ml	15	64×157	目盛付	150
-04		0823	500ml	15	78×190	目盛付	270
-05		0824	1ℓ	15	96×225	目盛付	340

(B) スポイトボトルキャップ BGJ

商品コード	在庫	品番	色	適合	価格(¥)
876-22-19-06		0825W	ホワイト		50
-07		0825R	レッド	各容量	50
-08		0825BL	ブルー	共通	50
-09		0825Y	イエロー		50
-10		0825G	グリーン		50

※寸法には許容差があります。

NEW

多目的収納ケース

18 カタログ P.1507 掲載

日本製



HGJ

商品コード	在庫	品番	品名	寸法(W×D×Hmm)	1ブロック(mm)	価格(¥)
876-87-03-91		2000	多目的収納ケース5個用	368×99×290	70×90×182H	12,500
-92		2001	多目的収納ケース10個用	368×202×290	70×90×182H	22,500

※寸法には許容差があります。

■特長
●メガネ、ゴーグルケースに使用した場合、本体がフタ付きのためメガネのキズ防止や保護・保管に最適です。

■仕様
●材質:塩ビ(PCV)

TGKステーションご利用案内 全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
http://www.tgk.co.jp

本社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458

大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938

名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076

福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646

仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ
電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670

札幌営業所 電話 090 (2481) 6184

自社工場で一貫製作・規格容器豊富に在庫

各種配管継手の接続ノウハウ・安心の全製品国内生産

NEW 扁平缶 カラー容器(ズルなし) PE製 18カタログ P.354 掲載

商品コード 在庫 品番 容量(L) 寸法(W×D×Hmm) 色 価格(¥)

876-21-45-01	0207	20	350×170×410	ホワイト	1,600
-02	0207R	20	350×170×410	レッド	1,800
-03	0207BL	20	350×170×410	ブルー	1,800
-04	0207BK	20	350×170×410	ブラック	1,800
-05	0207Y	20	350×170×410	イエロー	1,800
-06	0207G	20	350×170×410	グリーン	1,800
-07	0207GY	20	350×170×410	グレー	1,800

※寸法には許容差があります。

■仕様 ●材質:ポリエチレン(PE) ●内径:(A)50mm、(A')44mm ●パッキン(ポリエチレン発泡体)付 ●ホワイト(0207)のみ目盛付きです(目盛間隔:5ℓ)。

NEW 扁平缶 カラー容器 PE製 18カタログ P.354 掲載

商品コード 在庫 品番 品名 容量(L) 内径(mm)A 寸法(W×D×Hmm) 摘要 価格(¥)

876-21-45-61	0186GY	正角グレー	10	44	210×215×300	中栓付	1,600
-62	0186R	正角レッド	10	44	210×215×300	中栓付	1,600
-63	0186BL	正角ブルー	10	44	210×215×300	中栓付	1,600
-64	0186Y	正角イエロー	10	44	210×215×300	中栓付	1,600
-65	0186G	正角グリーン	10	44	210×215×300	中栓付	1,600
-66	0186BK	正角ブラック	10	44	210×215×300	中栓付	1,600

※寸法には許容差があります。 ※-61のみキャップがグレーです。

■仕様 ●材質:ポリエチレン(PE)

NEW 扁平缶 ケミカルコック付 18カタログ P.354 掲載

商品コード 在庫 品番 容量(L) 内径(mm)A 寸法(W×D×Hmm) 摘要 価格(¥)

876-21-45-41	0310	1	24	—	204×59×193	パッキン付/目盛付	1,500
-42	0311	2	24	—	235×90×210	パッキン付/目盛付	1,600
-43	0312	4	—	30	262×125×280	中栓付	2,000
-44	0313	5	—	30	292×118×290	パッキン付/目盛付	2,300
-45	0314	10	14	44	348×140×355	パッキン付	2,700
-46	0315	20	50	44	440×170×410	パッキン付/目盛付	3,200

※寸法には許容差があります。

■特長 ●コックは取り外しできません。 ●ホースは接続できません。 ●界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。 ●本体に直接取付けのある樹脂溶接タイプですので、コックは取り替えが不可能です。

■仕様 ●材質:容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・オリング/バイトン(FKM)、中栓/ポリエチレン(PE)、パッキン/ポリエチレン発泡体

NEW 扁平缶 ボールコック付 PE製 18カタログ P.354 掲載

商品コード 在庫 品番 品名 容量(L) 内径(mm)A 寸法(W×D×Hmm) 価格(¥)

876-21-45-31	0760	扁平缶広口	10	99	390×148×332	8,800
-32	0761	扁平缶広口	20	99	427×206×415	9,200
-33	0762	正角広口	20	179	384×250×400	8,200
-34	0763	扁平缶	20	50	427×206×410	6,900
-35	0764	正角	20	50	332×265×385	7,100

※寸法には許容差があります。 *コック部含む

■特長 ●テロンホース1m付。(ホース寸法10×16) 容器本体にPT3/8のナットを取付けていますので他のPT3/8のコックにも取替え可能です。 ●ネジ部品を使用していますので、ボールコックの取替えが可能です。 ●標準のボールコックは、ホース接続が可能です。

■仕様 ●材質:容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅 ●パッキン/ポリエチレン発泡体付

NEW キャンピングボトル PE製 18カタログ P.354 掲載

商品コード 在庫 品番 容量(L) 内径(mm)A 寸法(W×D×Hmm) 価格(¥)

876-21-45-11	0462	20	50	44	350×170×410	3,200
--------------	------	----	----	----	-------------	-------

※寸法には許容差があります。 *コック部含まず

■特長 ●コックの付いた予備キャップ付きで輸送、保管にも安心。屋外での作業にも最適です。 ●使用後は必ず容器を立てて保管してください。 ●パッキン付、目盛付(目盛間隔:5ℓ)。

■仕様 ●材質:容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)、パッキン/ポリエチレン発泡体

NEW オイルジョッキ(フタ付き) 18カタログ P.357 掲載

商品コード 在庫 品番 容量(L) 内径(mm)A 外径(mm)B ノズル(mm)L 目盛間隔(ml) 価格(¥)

876-21-45-71	0150	1	60	18	230	100	410
-72	0151	2	60	18	230	250	460
-73	0152	3	75	18	230	500	600
-74	0153	4	75	18	230	500	690
-75	0154	5	75	18	230	1000	810
-76	0155	ノズルセット(各容器共通)	—	—	250	—	220
-77	0156	ロングノズルセット(各容器共通)	—	—	500	—	460

※寸法には許容差があります。

■仕様 ●材質:ポリエチレン(PE)

NEW キャップロート PE製 18カタログ P.354 掲載

商品コード 在庫 品番 品名 容量(L) 内径(mm)A 高さ(mm) 価格(¥)

876-21-45-21	0836	キャップロート20ℓ用	67	99	163	900
-22	0839	キャップロート5ℓ/10ℓ用	55	99	163	900

※寸法には許容差があります。 ※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。

■仕様 ●材質:容器 ポリエチレン(PE) ●ロート注入口内径:99mm

NEW 細口びん 黒色 PE製 18カタログ P.359 掲載

商品コード 在庫 品番 容量 内径(mm)A 寸法(W×Hmm) 摘要 価格(¥)

876-22-01-01	0111BK	50ml	12	33×68	中栓付	60
-02	0112BK	100ml	16	46×100	中栓付	64
-03	0114BK	250ml	16	61×133	中栓付	92
-04	0116BK	500ml	24	80×175	中栓付	164
-05	0117BK	1ℓ	24	98×207	中栓付	214
-06	0120BK	2ℓ	40	127×277	中栓付	480
-07	0121BK	3ℓ	40	147×307	中栓付	700
-08	0122BK	5ℓ	40	172×355	中栓付	1,000

※寸法には許容差があります。

■特長 ●あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。 ●遮光性に優れた容器です。

■仕様 ●材質:ポリエチレン(PE)

NEW 広口びん 黒色 PE製 18カタログ P.363 掲載

商品コード 在庫 品番 容量 内径(mm)A 寸法(W×Hmm) 摘要 価格(¥)

876-22-02-01	0080BK	20ml	28.5	37×35	中栓付	50
-02	0081BK	30ml	28.5	37×40	中栓付	56
-03	0082BK	50ml	28.5	37.5×77	中栓付	62
-04	0083BK	100ml	35.5	48.5×80	中栓付	74
-05	0084BK	250ml	30	63×123	中栓付	94

商品コード 在庫 品番 容量 内径(mm)A 寸法(W×Hmm) 摘要 価格(¥)

876-22-02-06	0086BK	500ml	44	81×150	中栓付	164
-07	0087BK	1ℓ	44	100×188	中栓付	214
-08	0090BK	2ℓ	85	126×245	中栓付	524
-09	0091BK	3ℓ	85	145×300	中栓付	718
-10	0092BK	5ℓ	85	170×325	中栓付	1,060

※寸法には許容差があります。

■特長 ●あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。 ●遮光性に優れた容器です。

■仕様 ●材質:ポリエチレン(PE)

NEW 広口びん/細口びん ケミカルコック付 18カタログ P.378 掲載

(A) 広口びんコック付 B G J

商品コード	在庫	品番	容量	内径(mm)A	寸法(W×Hmm)	価格(¥)
876-22-02-21	0295	20ℓ	99	395×450	4,200	
-22	0296	30ℓ	99	395×590	5,800	
-23	0297	50ℓ	235	455×680	15,600	
-24	0298	100ℓ	235	540×835	19,600	

(B) 細口びんコック付 B G J

商品コード	在庫	品番	容量	内径(mm)A	寸法(W×Hmm)	価格(¥)
876-22-01-21	0306	30ℓ	38	390×585	4,800	
-22	0307	50ℓ	99	455×670	13,000	

※寸法には許容差があります。 *コック部含む

■特長 ●コックは取り外しできません。 ●ホースは接続できません。 ●界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。 ●本体に直接取付けのある樹脂溶接タイプですので、コックは取り替えが不可能です。 ●パッキン付。

■仕様 ●材質:容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、オリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体

NEW 広口びん/細口びん 茶色 ケミカルコック付 18カタログ P.378 掲載

(A) 広口びん茶色コック付 B G J

商品コード	在庫	品番	容量	内径(mm)A	寸法(W×Hmm)	価格(¥)
876-22-02-26	0292BR	3ℓ	85	235×300	1,900	
-27	0293BR	5ℓ	85	260×325	2,200	
-28	0294BR	10ℓ	99	308×390	2,900	

(B) 細口びん茶色コック付 B G J

商品コード	在庫	品番	容量	内径(mm)A	寸法(W×Hmm)	価格(¥)
876-22-01-26	0302BR	3ℓ	40	237×307	1,900	
-27	0303BR	5ℓ	40	262×355	2,200	

※寸法には許容差があります。 *コック部含む

■特長 ●コックは取り外しできません。 ●ホースは接続できません。 ●界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。 ●本体に直接取付けのある樹脂溶接タイプですので、コックは取り替えが不可能です。 ●パッキン付。

■仕様 ●材質:容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、オリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体

NEW 両手付きビーカー PE製 18カタログ P.9 掲載

(A) 目盛りあり A G J

商品コード	在庫	品番	容量(L)	寸法(W×W'×Hmm)	目盛間隔	価格(¥)
876-01-13-01	0518	10	220×256×335	500ml	2,500	

(B) 目盛なし A G J

商品コード	在庫	品番	容量(L)	寸法(W×W'×Hmm)	価格(¥)
876-01-13-06	0519	20	305×311×315	9,000	
-07	0520	30	300×306×435	12,800	
-08	0521	50	365×371×505	16,400	

※寸法には許容差があります。

■特長 ●大型両手付きビーカー ●耐薬品性、耐久性に優れています。

■仕様 ●材質:ポリエチレン(PE)

NEW アクリルシリンダー MA製 18カタログ P.198 掲載

商品コード 在庫 品番 容量(L) 寸法(W×W'×Hmm) 目盛間隔(ml) 価格(¥)

876-21-21-01	0600	3	195×110×460	50ml(開始150ml)	18,400
-02	0601	5	245×140×460	100ml(開始300ml)	19,600
-03	0602	10	300×200×460	200ml(開始600ml)	36,400

※寸法には許容差があります。

■特長 ●使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。

■仕様 ●材質:アクリル(MA)