

JASIS展示会 ご来場のお礼



幕張メッセ国際展示場にて
JASIS2018 が 9 月 5 日(水)～9 月 7 日(金)
開催されました。
ご多忙の折にもかかわらず、弊社ブースに
お立ち寄り頂き、誠にありがとうございました。

皆さまのお陰をもちまして、最新技術と新製品を多くのお客様に PR させて頂きました。
来年も出展を予定しておりますが、今年以上に TGK の良さをアピールできるように、一層
の技術革新と製品開発に励んでいきたいと思ひます。
また、ご来場頂けなかった客さまで、ご興味のある製品がございましたら、弊社営業担当に、
ご一報頂きたくお願い申し上げます。



全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
<https://www.tgk.co.jp>

本 社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話	03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2
電話	06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話	052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話	092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II
電話	022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670
札幌営業所	電話 090 (2481) 6184

NEW

19 科学機器総合カタログ
新規掲載商品のご紹介

ガラス器具特集



Fine 透明 分液ロート



Fine 吸引ろ過びん



バブリングフィルター
ボール形



還元フラスコ



Fine 透明 吸引栓

NEW

19カタログP.48掲載



Fine 透明分液ロート

透明摺り球栓
球型
PTFEコック付き
下部摺合せなし

AGJ					
商品コード	容量 (ml)	頭栓	テフロンコック サイズ	足径	価格 (¥)
079-13-70-01	100	15/25	13	φ10	11,100
-02	300	24/40	16	φ10	13,700
-03	500	29/42	18	φ12	15,100
-04	1000	29/42	20	φ15	24,300

NEW

19カタログP.49掲載



Fine 透明分液ロート

透明摺り平栓
PTFEコック付き
下部摺合せなし

AGJ					
商品コード	容量 (ml)	頭栓	テフロンコック サイズ	足径	価格 (¥)
079-13-70-11	100	15/25	13	φ10	10,700
-12	200	19/38	16	φ10	11,800
-13	300	24/40	16	φ10	13,000
-14	1000	29/42	20	φ15	26,000

NEW

19カタログP.50掲載



Fine 透明分液ロート

スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せなし

AGJ					
商品コード	容量 (ml)	頭栓	テフロンコック サイズ	足径	価格 (¥)
079-13-71-01	50	15/25	13	φ8	10,900
-02	100	15/25	16	φ10	11,100
-03	200	19/38	16	φ10	12,500
-04	300	19/38	16	φ10	14,300
-05	500	24/40	18	φ12	17,400
-06	1000	29/42	20	φ15	26,800

NEW

19カタログP.50掲載



Fine 透明分液ロート

スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き

AGJ					
商品コード	容量 (ml)	頭栓	下部 (φ)	テフロンコック サイズ	価格 (¥)
079-13-72-01	100	15/25	15/25	16	17,800
-02	100	15/25	19/38	16	18,500
-03	200	24/30	15/25	16	20,600
-04	200	24/30	24/40	16	22,000
-05	300	19/38	15/25	16	23,200

NEW

19カタログP.50掲載



Fine 透明分液ロート

スキーブ型
透明摺り平栓
PTFEコック付
下部摺合せなし

AGJ					
商品コード	容量 (ml)	頭栓	テフロンコック サイズ	足径	価格 (¥)
079-13-71-11	50	15/25	13	φ8	10,200
-12	100	15/25	16	φ10	10,400
-13	200	19/38	16	φ10	11,800
-14	300	19/38	16	φ10	13,700
-15	500	24/40	18	φ12	16,400
-16	1000	29/42	20	φ15	28,900

NEW

19カタログP.51掲載



Fine 透明円筒分液ロート

円筒形
透明摺り平栓
目盛付き
PTFEコック付

AGJ				
商品コード	容量 (ml)	頭栓	テフロンコック サイズ	価格 (¥)
079-13-73-01	50	15/25	13	18,700
-02	100	15/25	16	21,100
-03	200	19/38	16	26,600

NEW

19カタログP.52掲載



Fine 透明円筒分液ロート

円筒形
透明摺り平栓
目盛付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き

AGJ				
商品コード	容量 (ml)	頭栓 (φ)	下部 (φ)	テフロンコック サイズ
079-13-74-01	50	15/25	15/25	16
-02	100	15/25	15/25	16
-03	200	19/38	19/38	16
-04	300	19/38	19/38	18
-05	500	24/40	19/38	18

NEW

19カタログP.55掲載



Fine 透明円筒分液ロート

透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛なし

AGJ				
商品コード	容量 (ml)	頭栓	下部 (φ)	テフロンコック サイズ
079-13-74-11	50	15/25	15/25	16
-12	50	15/25	19/38	16
-13	100	15/25	15/25	16
-14	100	15/25	19/38	16



Fine 透明円筒分液ロート

透明摺り平栓
側管付き
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
目盛付き

AGJ				
商品コード	容量 (ml)	頭栓 (φ)	下部 (φ)	テフロンコック サイズ
079-13-74-21	50	15/25	15/25	16
-22	50	15/25	19/38	16
-23	100	15/25	15/25	16
-24	100	15/25	19/38	16
-25	200	19/38	19/38	16

NEW

19カタログP.44掲載

Fine 吸引ろ過びん ねじノズルタイプ



吸引向きが可変できる、ねじ式の吸引口

- 特長
 - ホウケイ酸ガラス (硬質1級) 製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
 - 吸引口はねじ式ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。

AHJ					
商品コード	容量 (ml)	ゴム栓口	ノズル外径 (mm)	ねじ口規格	価格 (¥)
079-09-26-01	100	No.8	φ8	GL-14	6,900
-02	200	No.8	φ8	GL-14	7,600
-03	300	No.10	φ10	GL-18	7,900
-04	500	No.12	φ10	GL-18	8,500
-05	1000	No.12	φ10	GL-18	11,700
-06	2000	No.14	φ10	GL-18	16,700
-07	3000	No.15	φ10	GL-18	20,700
-08	5000	No.18	φ10	GL-18	28,700
-09	10000	No.21	φ10	GL-18	56,700

■仕様 ●材質:ガラス部/ホウケイ酸・硬質1級、ノズル部/プラスチック樹脂、L字形

NEW

19カタログP.45掲載

バブリングフィルター ボール形

AGE					
商品コード	全長 (mm)	フィルター径 (mm)	管外径 (mm)	細孔記号	価格 (¥)
079-09-51-61	250	φ20	φ10	G1	14,400
-62	250	φ20	φ10	G2	14,400
-63	250	φ20	φ10	G3	14,400
-64	250	φ20	φ10	G4	15,900

JIS準拠

細孔記号	G1	G2	G3	G4
細孔の大きさ (μm)	100 ~ 120	40 ~ 50	20 ~ 30	5 ~ 10
粗さ	粗い	⇄	細かい	
ろ過速度		早い	⇄	遅い



NEW

19カタログP.47掲載

還元フラスコ

環境分析、水銀測定用フィルター付ガス洗浄瓶

AHJ				
商品コード	容量 (ml)	仕様	備考	価格 (¥)
079-10-26-01	300	セット品	—	13,900
-02	300	中管	板フィルター付 摺下長さ 110L	10,200
-03	300	中管	円筒フィルター付 摺下長さ 110L	10,200
-04	300	フラスコ	34/28 300ml	3,700
-05	500	セット品	—	18,500
-06	500	中管	板フィルター付 摺下長さ 145L	14,500
-07	500	中管	円筒フィルター付 摺下長さ 145L	14,500
-08	500	フラスコ	34/28 500ml	4,000


■特長 ●安定性に優れた三角フラスコ瓶です。 ●水質汚濁の水銀測定の際の試料採取や分析にご利用いただけます。 ※容量250ml目盛の位置に目盛線付



NEW

19カタログP.79掲載

Fine 透明吸引栓 PTFEコック付き



(A)直管 AGJ		(B)曲管 角度:60度 AGJ	
商品コード	価格 (¥)	商品コード	価格 (¥)
079-13-84-01	9,500	079-13-84-05	9,900
-02	9,900	-06	10,200
-03	10,700	-07	10,900
-04	11,300	-08	11,800

■仕様 ●吸引口外径:8φmm