

特別価格キャンペーン 全製品 25%OFF!
2018 年 11 月 1 日～2019 年 3 月 31 日（御発注まで）

連続可変ディスペンサー



U-528 super-8000 (8 チャンネル)

8 チャンネルの連続可変・連続分注器
96 穴プレートに連続分注ができます!

シリンダー方式を採用することにより、
精度抜群!! 精度±1%を実現!



U-528 super-8000 専用の
チップラックもあります!

ピッチ 9 ミリの専用チップラックで、直
接ラックからチップ装着が可能です。

U-528 super-8000

TGK 商品コード	品 番	規格名	価 格	キャンペーン価格
900-12-20-31	super-8000	U-528 8ch	¥39,800	¥29,850

※価格は税別表記になります。

【容 量】 分注量 50 ~ 250 μ l
最小単位メモリ 5 μ l
吸引量 約1400 μ l / チップ

【分注回数】 50 μ l - 28 回
250 μ l - 5 回

【セット内容】 super-8000 1 台
ラック入りチップ 1 個
リザーバー 1 個

【材質表示】 本体 SUS-PC-POM
ノーズコーンリング Silicone
ピストンリング Silicone
※オートクレープにはかけないでください。UV 可です。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
<https://www.tgk.co.jp>

本 社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2 電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II 電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670
札幌営業所	電話 090 (2481) 6184

新規取扱い商品のご紹介 & 「特別価格キャンペーンのご案内」



IT ピペット S シリーズ



IT ピペット Q シリーズ



IT ピペット G シリーズ



U-528 シリーズ



U-528 super-8000

特別価格キャンペーン 全製品 25%OFF! 2018年11月1日～2019年3月31日（御発注まで）

安心・安全・高品質・低価格



ITピペット Sシリーズ



- この品質でこの価格！コスト削減のお手伝いを致します！
- ITピペットシリーズの汎用タイプです。
- チップイジェクターは、ワンタッチ脱着方式（特許取得済）です。
- 軽量でスムーズなストロークを実現、疲労を軽減します。
- Pipettingの最高の感触を目指しました。

※使用チップは全て
ギルソン/エッペンタイプです。

■ ITピペット Sシリーズ

TGK商品コード	品番	容量	精度	価格	キャンペーン価格
900-12-20-01	IT-20N	最小2μℓ 最大20μℓ	±1.4% ±0.4%	¥12,000	¥9,000
900-12-20-02	IT-100N	最小10μℓ 最大100μℓ	±1.0% ±0.8%	¥12,000	¥9,000
900-12-20-03	IT-200N	最小20μℓ 最大200μℓ	±1.5% ±0.5%	¥12,000	¥9,000
900-12-20-04	IT-1000N	最小200μℓ 最大1000μℓ	±1.5% ±0.5%	¥12,000	¥9,000

※価格は税別表記になります。

高耐薬性



ITピペット Gシリーズ



ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。酸、有機溶剤、アルカリ等のサンプルが、すべて計量可能なモデルです。最大10000μℓの大容量の型式も準備しております。検定書付きです。

プラスチック製汎用チップ（ピペットチップ）で採取できる薬品なら全て使用可能なのはもちろん、ガラス製チップ（専用アダプターをご利用ください）を使用することで、更なる効果を発揮します。
※使用チップは全てギルソン/エッペンタイプです。

硫酸原液にも使用可能
ETFE採用



●プラスチック製チップで採取が困難なサンプルのための専用ガラス製チップ、ガラスチップ専用ラック(M's G-RACKシリーズ)も用意しています。

ガラスチップ専用ラック
M's G-RACK シリーズ



■ ITピペット Gシリーズ

TGK商品コード	品番	容量	精度	価格	キャンペーン価格
900-12-20-11	G-200N	最小20μℓ 最大200μℓ	±1.5% ±0.8%	¥19,000	¥14,250
900-12-20-12	G-1000N	最小200μℓ 最大1000μℓ	±1.5% ±0.5%	¥19,000	¥14,250
900-12-20-13	G-5000N	最小1000μℓ 最大5000μℓ	±1.5% ±0.5%	¥28,000	¥21,000
900-12-20-14	G-10000N	最小2000μℓ 最大10000μℓ	±1.5% ±0.5%	¥28,000	¥21,750

※価格は税別表記になります。

■ 主な材質

主要部	材質
ピストン	ETFE
Oリング	G-5000N、G-10000N FKM + ETFEコーティング
	G-200N、G-1000N Perfluoro
ノーズコーン	PP(UV吸収剤入り)
ノーズコーンOリング	G-5000N Perfluoro
	G-10000N

完璧な液切れを実現



ITピペット Qシリーズ



ブローアウト増幅機能を搭載！

完璧な液切れを実現した
世界初のマイクロピペットです。


材質変更により、耐久性と
フィット感がアップしました！

世界初の、ブローアウト容積増幅機構内蔵（特許取得済）ピペットです。
他社の同容量機種と比較していただければ、内蔵機構の便利さを実感していただけます！
完璧な液切れにより、サンプルを膜状に引き戻すことはありません。

※ギルソン/エッペンタイプのチップもご使用になれます。

世界初！（特許取得済）
ブローアウト容積増幅機構内蔵
微量のサンプル吐出の悩みを解決

ブローアウトの図



■ ITピペットQシリーズ


TGK商品コード	品番	容量	精度	価格	キャンペーン価格
900-12-20-05	ITQ-2N	0.2μℓ-2μℓ	1μℓ ±5.0% 2μℓ ±2.5%	¥18,000	¥13,500
900-12-20-06	ITQ-10N	1μℓ-10μℓ	2μℓ ±2.5% 10μℓ ±1.0%	¥18,000	¥13,500

※価格は税別表記になります。

連続可変ディスペンサー



U-528シリーズ



汎用チップ使用
ランニングコストを
大幅削減

連続可変・連続分注器、
精度±2% 検定書付き
UV 耐用

ブローアウト機構搭載、
チップイジェクター付きです(U-501～U-504)

※使用チップは全てギルソン/エッペンタイプです。
※プラスチック製チップで採取が困難なサンプルのための専用ガラス製チップを用意しています(U-502～U-506)

■ 連続可変ディスペンサー U-528 シリーズ

TGK商品コード	品番	分注量	分注回数	最大吸引量(約)	使用チップ	価格	キャンペーン価格
900-12-20-21	U-501	1μℓ～5μℓ ※チップイジェクター付き	1μℓ-30回 5μℓ-6回	32μℓ	200μℓ用	¥28,000	¥21,000
900-12-20-22	U-502	5μℓ～25μℓ ※チップイジェクター付き	5μℓ-45回 25μℓ-9回	230μℓ	200μℓ用	¥28,000	¥21,000
900-12-20-23	U-503	25μℓ～100μℓ ※チップイジェクター付き	25μℓ-40回 100μℓ-10回	1020μℓ	1000μℓ用	¥28,000	¥21,000
900-12-20-24	U-504	50μℓ～250μℓ ※チップイジェクター付き	50μℓ-20回 250μℓ-4回	1060μℓ	1000μℓ用	¥28,000	¥21,000
900-12-20-25	U-505	250μℓ～1000μℓ	250μℓ-20回 1000μℓ-5回	5350μℓ	5000μℓ用	¥32,000	¥24,000
900-12-20-26	U-506	250μℓ～1000μℓ	250μℓ-40回 1000μℓ-10回	10250μℓ	10000μℓ用	¥32,000	¥24,000

※U-502～U-506では、
Type-G 用ガラスチップ、
専用アダプターがご利用
になれます。

※U-502～U-504は、
ガラスチップ専用ラックに
対応しております。

※価格は税別表記になります。