

キャンペーン期間 2020年3月31日まで

Fine ポータブル pH メーター FHM-30P 電極 GST-2739C 付



- 特長
- 省電力設計・防水構造 (IP67) でフィールド測定に最適です。
 - 1000 データのメモリー機能搭載。
 - インターバル機能付き
 - オートパワーオフ機能付き
 - オートホールド機能付き
 - pH 複合電極 GST-2739C(ケーブル 1m) 付き
- ※標準液、内部液は別売りです。

Fine ポータブルpHメーター FHM-30P+pH複合電極GST-2739C(ケーブル 1m) 付き

商品コード	測定項目	価格(¥)	特別販売価格(¥)
000-66-01-22	pH・温度計	68,000	54,400

仕様

- pH測定範囲：0.00 ～ 14.00(分解能：0.01pH)
- 温度測定範囲：0.0 ～ 100.0℃(分解能：0.1℃)
- 表示範囲：pH-2.00 ～ pH16.00(分解能：0.01pH) 温度 -5.0 ～ 110.0℃(分解能：0.1℃)
- 外径寸法：68×35×173Hmm
- 電源：単 3 アルカリ乾電池 / ニッケル水素電池 2 本

標準付属品

- ハンドストラップ(1 本)、単 3 アルカリ乾電池(サンプル提供品 2 本)、取扱説明書

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
<https://www.tgk.co.jp>

本 社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 4-14-2 電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II 電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670
札幌営業所	電話 090 (2481) 6184

令和2年02月01日 発行

年度末キャンペーンのご案内

キャンペーン期間 2020年3月31日まで

アルバック機工 真空ポンプ



ガステック 自動ガス採取装置 GSP-300FT-2・GSP-311FT (安全防爆)



Fine ポータブル pH メーター FHM-30P 電極 GST-2739C 付



キャンペーン期間 2020年3月31日まで

アルバック機工 真空ポンプ

PTFEダイアフラム式真空ポンプ

送料

20カタログP.988掲載



- 耐食性を高めた真空ポンプです。有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。
- 多くの実績で証明された確かな品質と信頼性。
- 接ガス部にPTFE/ETFEを使用。到達圧力は1kPaを実現しました。

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-50-02	DTC-22	20(24)	1	176,000	128,480
423-64-50-03	DTC-41	40(46)	1	210,000	153,300

仕様		※排気速度の()は60Hzです。	
型	式	DTC-22	DTC-41
使用電動機		1φ 100V 50Hz/60Hz 50W	1φ 100V 50Hz/60Hz 100W
重量 (kg)		7.3	10.3
吸気管径 (mm)		O.D.10φ×I.D.6φ (ネジサイズ:G1/4)	
使用周囲温度 (°C)		0~40	
外形寸法 (W×L×H) (mm)		142×288.5×202	155×336.5×217

●電源コード付き

真空ポンプ ダイアフラム式

送料

20カタログP.986掲載



- 仕様
- 吸気口: Rc1/8
 - 電源: AC100V 50/60Hz
 - 電源コード付き。

※吸気管は付属されていません。

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-51-51	DAP-6D	6 (7)	6.65	1.9	23,500	17,155
423-64-51-52	DAP-12S	12(14)	24.0	1.9	24,500	17,885

- モーター内蔵型と同様、装置組込に適したダイアフラム式ポンプです。
- 高い基本性能を備え、コストパフォーマンスにすぐれたスタンダードタイプで、サーマルプロテクター内蔵です。
- オイルを使用しないためメンテナンスが容易で、クリーンな排気で使用できます。
- 吸着搬送、吸着固定、ガス移送、吸引、一般産業機械、分析機器など、幅広い用途に対応します。

※排気速度の()は60Hzです。

直結型油回転真空ポンプ

20カタログP.1000掲載



(A)1段式 電源:AC100V 50/60Hz

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	吸気管径 (mm)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-52-03	G-25SA	24(24)	9.3	18φ×14φ	8.5	70,000	51,100
423-64-52-04	*G-50SA	50(60)	9.3	18φ×14φ	11	88,000	64,240

- Gシリーズは廉価・超小型・軽量のハンディータイプです。
- サーマルプロテクターが付属されています。

仕様 ●電源コード付き

(B)2段式 電源:AC100V 50/60Hz

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	吸気管径 (mm)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-52-11	G-5DA	5(6)	6.7	12φ×6φ	5	75,000	54,750
423-64-52-12	G-10DA	10(12)	1.3	18φ×14φ	5.5	85,000	62,050
423-64-52-13	G-20DA	20(24)	1.3	18φ×14φ	9	87,000	63,510
423-64-52-14	G-50DA	50(60)	1.3	18φ×14φ	11	94,000	68,620
423-64-52-16	*G-101D	100(120)	0.67	27φ×20φ	23.1	145,000	105,850

*1 は逆流防止機構付きです。 *2 はガスバラストバルブ付きです。
※排気速度の()は60Hzです。

ドライ真空ポンプ ダイアフラム式

送料

20カタログP.986掲載



- ダイアフラム式ドライ真空ポンプは、油回転式と異なり油のメンテナンスが不要で排気もクリーンな雰囲気を保ち、メンテナンスも容易です。吸着搬送や吸引をはじめ、高信頼性が要求される分析器など、広範囲でご使用になれます。

仕様 ●電源:AC100V

(A)DAシリーズ 1段式

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	吸気管径 (mm)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-51-24	DA-30S	24(30)	26.6	9.0φ	3.9	62,000	45,260
423-64-51-25	*1 DA-40S	40(46)	19.9	9.0φ	7.2	80,000	58,400
423-64-51-26	DA-60S	60(72)	21.3	9.0φ	11.0	85,000	62,050

●電源コード付き

(B)DAシリーズ 2段式

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (kPa)	吸気管径 (mm)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-51-30	DA-15D	12(15)	6.65	9.0φ	3.9	60,000	43,800
423-64-51-31	*1 DA-20D	20(24)	5.33	9.0φ	7.2	77,000	56,210
423-64-51-32	DA-30D	30(36)	6.7	9.0φ	11.0	82,000	59,860
423-64-51-36	DA-41D	40(46)	3.3	12.0φ	10.3	103,000	75,190
423-64-51-33	*2 DA-60D	60(72)	3.32	14.0φ	19.0	157,000	114,610

●電源コード付き

※排気速度の()は60Hzです。 ※サーマルプロテクター内蔵です。
*1 アンローダーバルブがオプションです。
*2 アンローダーバルブ内蔵のため真空状態からの再起動が可能です。

直結型油回転真空ポンプ 耐食性

送料

20カタログP.1001掲載



- 仕様
- 排気管、吸気管材質:PPS
 - 接続部:平面フランジKF-25
 - 電源コード付き

※ホース口吸気管をご使用の場合はアダプターが必要です。

2段式

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (Pa)	電源 (AC)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-52-45	GCD-051X	50(60)	0.67	100V 1φ 50/60Hz	14.1	230,000	167,900
423-64-52-46	GCD-136X	135(162)	0.67	100V 1φ 50/60Hz	25.4	280,000	204,400

※排気速度の()は60Hzです。

- 接ガス部に表面処理を施しました。有害ガスや腐食性ガス、酸、アルカリ性ガスを吸引した際の耐性があります。
- 強制給油方式・強制空冷式・逆流防止機構・ガスバラストバルブ・過電流保護回路を装備。

直結型油回転真空ポンプ

20カタログP.1000掲載



- 仕様
- 吸気管材質:PPS
 - 接続部:平面フランジKF-25(O-リング付)
 - 1φモーター仕様のみ電源スイッチ、コード、プラグ付き。

商品コード	型式	排気速度 (ℓ/min)	到達圧力 (Pa)	電源 (AC)	質量 (kg)	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
423-64-52-21	GLD-051	50(60)	0.67	100V 1φ 50/60Hz	13.9	150,000	109,500
423-64-52-52	GLD-137CC	135(162)	0.67	100V 1φ 50/60Hz	29	190,000	138,700

※排気速度の()は60Hzの場合です

- 油の逆流防止機構、ガスバラストバルブ、強制給油方式。
- サーマルプロテクター(過電流保護回路)(1φモーターのみ)、強制空冷方式を装備。
- 低振動、低騒音も付加しました。

キャンペーン期間 2020年3月31日まで

ガステック自動ガス採取装置

GSP-300FT-2・GSP-311FT (安全防爆)



GSP-300FT-2

GSP-311FT

自動ガス採取装置

商品コード	型式	価格 (¥)	特別販売価格 (¥)
169-80-11-05	GSP-300FT-2	105,000	77,000
-06	GSP-311FT (安全防爆構造)	125,000	90,700

型式	GSP-300FT-2	GSP-311FT
瞬時流量設定範囲	0~250ml/min	
定流量使用範囲	50mL/min: 0.0~34.5kPa 100mL/min: 0.0~30.0kPa 150mL/min: 0.0~25.0kPa 200mL/min: 0.0~21.0kPa 250mL/min: 0.0~16.5kPa	
設定モード	タイマモード: 設定時間で吸引自動停止、積算流量表示 定体積モード: 設定体積で吸引自動停止、吸引時間表示	
表示部	液晶デジタル表示、瞬時流量表示: 0~300mL/min 積算流量表示: 0~999.9L、吸引時間表示: 0~999min	
構造・機能	マスフローセンサ(温度補正機能付)、ダイヤフラム式吸引ポンプ 防塵・防滴構造、自動スタート機能、初期設定流量維持回路付 — 本質安全防爆構造(ia)2G3 — 合格番号 第T64911号	
使用温湿度範囲	0~40°C 10~90%RH(結露なきこと)	
電源	単3アルカリ電池×2本	
連続使用時間	約10時間(20°C以上)	約5時間(20°C以上)

※固体捕集管・検知管はキャンペーン対象外です

特長

- 検知管などを装着して50~250mL/minの流量設定が可能。
- 定流量機能により、負荷変動による流量変化を自動制御。
- 瞬時流量、積算流量を20°Cの値に自動補正。
- 通気系の校正で脈動のない吸引を実現。
- 作業環境測定用の10分間サンプリング専用検知管を準備。
- 室内環境測定用検知管も使用可能。
- 活性炭チューブなどの各種固体捕集管が使用可能。