

**Fine** 高性能万能型高温バス FMB-170

日本製

20 カタログ P.946 掲載



| (A)本体        |         |          | EHJ     |
|--------------|---------|----------|---------|
| 商品コード        | 型式      | 槽内寸法(mm) | 価格(¥)   |
| 692-63-24-01 | FMB-170 | φ143×60H | 158,000 |

| (B)オプション     |          |               | -02: EHE | -28: EHJ |
|--------------|----------|---------------|----------|----------|
| 商品コード        | 型式       | 品名            | 価格(¥)    |          |
| 692-63-24-02 | AB-500×2 | アルミビーズ 900g×2 | 17,600   |          |
| 692-63-07-28 | SP-400   | ポールセット        | 8,000    |          |

- 250℃までの実験が簡単にできます。
- アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。
- スターラーの上に乗せて内部の攪拌もできます。

**仕様**

(バス)

- 使用温度範囲:(室温+5)℃~250℃
- ヒーター:380W 内蔵
- 安全装置:温度フェーズ
- 材質:アルミニウム黒アルマイト仕上げ
- 外形寸法:197×223×106Hmm
- 重量:2.5kg

(温度コントローラー)

- 使用温度範囲:~250℃(デジタル表示マイコンによるPID制御)
- 温度精度:±0.5~3.5℃(使用温度による)
- 外形寸法:100×190×95Hmm
- 重量:1.5kg

**Fine** マルチバス

日本製

20 カタログ P.946 掲載



|              |         |          | EGE     |
|--------------|---------|----------|---------|
| 商品コード        | 型式      | 槽内寸法(mm) | 価格(¥)   |
| 692-63-24-37 | FMB-160 | φ123×60H | 173,000 |
| 692-63-24-39 | FMB-180 | φ143×60H | 193,000 |

- オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー、湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
- 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
- SUSの専用容器を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。

**仕様**

- 使用温度範囲:Rt+5~250℃
- 温度調整方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 内部センサー、外部センサー(オプション)切換え
- 温度設定:1℃単位 ●温度表示:1℃単位 ●温度精度:±0.5%
- 使用環境:5~35℃ RH80%以下 ●回転数:約150~2000rpm
- 外形寸法:170×212×179Hmm(FMB-160)  
185×220×179Hmm(FMB-180)
- 重量:4.3kg(FMB-160)、5.2kg(FMB-180)
- ヒーター:330W(FMB-160)、450W(FMB-180)
- 電源:AC100V 50/60Hz 4A(FMB-160)、5A(FMB-180)

実験・研究の必需品

**Fine** ウォーターバス/オイルバス 特集



Fine ウォーターバス



Fine ウォーターバス



蒸発防止ボール



PPボール



Fine デジタル式オイルバス



Fine オイルバス



Fine オイルバス



Fine 高性能万能型高温バス



Fine マルチバス

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社  
https://www.tgk.co.jp

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 本 社    | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10<br>電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458           |
| 大阪営業所  | 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101<br>電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938      |
| 名古屋営業所 | 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15<br>電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076         |
| 福岡営業所  | 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26<br>電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646           |
| 仙台営業所  | 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ<br>電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670    |
| 札幌営業所  | 〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとビル2階<br>電話 050 (6868) 2001 FAX 0120 (823) 445 |

