

キャンペーン期間 2020 8/21～2020 12/25

ねじ口びんシリーズ 特別キャンペーン

透明びん
■青キャップ付き



商品コード	容量(ml)	価格
371-05-20-01	25	980
371-05-20-02	50	980
371-05-20-03	100	980
371-05-20-13	150	1,100
371-05-20-04	250	1,100
371-05-20-05	500	1,600
371-05-20-14	750	1,970
371-05-20-06	1000	2,200
371-05-20-07	2000	7,000
371-05-20-15	3500	13,800
371-05-20-09	5000	17,500
371-05-20-10	10000	37,500

透明びん
■赤キャップ付き



商品コード	容量(ml)	価格
371-05-20-51	25	1,520
371-05-20-52	50	1,940
371-05-20-53	100	2,100
371-05-20-50	150	2,150
371-05-20-54	250	2,220
371-05-20-55	500	2,650
371-05-20-61	750	2,920
371-05-20-56	1000	3,250
371-05-20-57	2000	8,050
371-05-20-58	3500	14,850
371-05-20-59	5000	18,410
371-05-20-60	10000	38,700

透明びん
■黒キャップ付き



商品コード	容量(ml)	価格
371-05-20-33	100	1,590
371-05-20-30	150	1,640
371-05-20-34	250	1,710
371-05-20-35	500	2,140
371-05-20-31	750	2,410
371-05-20-36	1000	2,740
371-05-20-37	2000	7,540
371-05-20-32	3500	14,340
371-05-20-38	5000	17,900
371-05-20-39	10000	38,190

20カタログ P.143掲載

茶褐色びん
■青キャップ付き



商品コード	容量(ml)	価格
371-05-21-50	25	1,850
371-05-21-51	50	1,850
371-05-21-52	100	2,200
371-05-21-48	150	2,500
371-05-21-53	250	2,700
371-05-21-54	500	3,100
371-05-21-49	750	3,940
371-05-21-55	1000	4,500
371-05-21-56	2000	9,500
371-05-21-93	3500	26,300
371-05-21-57	5000	35,000
371-05-21-58	10000	52,500

茶褐色びん
■赤キャップ付き



商品コード	容量(ml)	価格
371-05-21-59	25	2,410
371-05-21-60	50	2,810
371-05-21-61	100	3,230
371-05-21-68	150	3,540
371-05-21-62	250	3,750
371-05-21-63	500	4,220
371-05-21-69	750	4,890
371-05-21-64	1000	5,620
371-05-21-65	2000	10,550
371-05-21-70	3500	27,250
371-05-21-66	5000	36,050
371-05-21-67	10000	53,450

茶褐色びん
■黒キャップ付き



商品コード	容量(ml)	価格
371-05-21-71	100	2,720
371-05-21-72	150	3,030
371-05-21-73	250	3,240
371-05-21-74	500	3,710
371-05-21-75	750	4,380
371-05-21-76	1000	5,110
371-05-21-77	2000	10,040
371-05-21-78	3500	26,740
371-05-21-79	5000	35,540
371-05-21-80	10000	52,940

20カタログ P.144 掲載

★詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp

本社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10
電話 03 (3252) 3461 FAX 03 (3252) 5458
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
電話 052 (238) 6075 FAX 052 (238) 6076
福岡営業所 〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
電話 092 (643) 8645 FAX 092 (643) 8646
仙台営業所 〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II
電話 022 (772) 7669 FAX 022 (772) 7670
札幌営業所 〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ことビル2階
電話 050 (6868) 2001 FAX 0120 (823) 445

柴田化学ガラス製品 特別キャンペーンのご案内

キャンペーン期間 2020 9/1～2020 12/25

新発売



ビーカー・フラスコ 特別キャンペーン

キャンペーン期間

2020 8/21～2020 12/25



メスピペット・ ホールピペット 特別キャンペーン

キャンペーン期間

2020 9/1～2020 12/25



メスフラスコ・ メスシリンダー 特別キャンペーン

キャンペーン期間 2020 8/21～2020 12/25



ねじ口びんシリーズ 特別キャンペーン

キャンペーン期間 2020 9/1 ~ 2020 12/25

新発売

LABORATORY GLASSWARE

ビーカー・フラスコ 特別キャンペーン

アドバンテージを提供する

ビーカー・フラスコは高い耐熱性・耐薬品性を持っています。ガラスを均一な厚みで成型する技術が、加熱時に発生するガラス破損の原因となる膨張や応力ムラを防ぎます。そのため強いサーマルショックを実現しています。また素材には薬品に耐性のあるほうけい酸ガラスを使用しており高い温度での使用も可能です。




ビーカー

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	価格 (¥)
371-01-01-31	10	30	40	510
371-01-01-32	20	34	45	510
371-01-01-33	30	41	50	510
371-01-01-34	50	46	60	400
371-01-01-35	100	55	70	350
371-01-01-36	200	67	89	400
371-01-01-37	300	78	103	470
371-01-01-38	500	90	120	710
371-01-01-39	1000	110	150	1,530
371-01-01-40	2000	135	200	3,700
371-01-01-41	3000	153	225	5,500
371-01-01-42	5000	180	280	9,800
371-01-01-43	10000	217	350	26,000



トールビーカー

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	価格 (¥)
371-01-05-21	50	41	72	640
371-01-05-22	100	50	88	580
371-01-05-23	200	60	110	620
371-01-05-24	300	66	135	720
371-01-05-25	500	77	152	1,040
371-01-05-26	1000	100	195	2,620
371-01-05-27	2000	120	240	5,800
371-01-05-28	3000	135	280	7,700



三角フラスコ

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	価格 (¥)
371-01-30-21	10	30	50	790
371-01-30-22	20	38	58	790
371-01-30-23	30	46	65	880
371-01-30-24	50	51	90	550
371-01-30-25	100	64	105	550
371-01-30-26	200	79	131	580
371-01-30-27	300	87	156	690
371-01-30-28	500	105	180	1,080
371-01-30-29	1000	131	220	1,750
371-01-30-30	2000	166	280	5,400
371-01-30-31	3000	187	310	7,500
371-01-30-32	5000	220	365	12,500

※寸法、形状が変更しておりますので、ご注意ください。



コニカルビーカー

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	価格 (¥)
371-01-10-21	50	50	70	640
371-01-10-22	100	59	92	640
371-01-10-23	200	73	110	690
371-01-10-24	300	84	132	790
371-01-10-25	500	97	143	1,220
371-01-10-26	1000	115	177	7,800
371-01-10-27	2000	150	230	9,500

★詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。

キャンペーン期間 2020 8/21 ~ 2020 12/25

柴田科学 メスピペット・ホールピペット 特別キャンペーン

20 カタログ P.212 掲載	20 カタログ P.212 掲載	20 カタログ P.207 掲載	20 カタログ P.207 掲載	20 カタログ P.208 掲載	20 カタログ P.208 掲載
ホールピペット スーパーグレード	ホールピペット カスタム A	メスピペット 中間目盛り スーパーグレード	メスピペット 中間目盛り カスタム A	メスピペット 先端目盛り スーパーグレード	メスピペット 先端目盛り カスタム A
商品コード	容量(mL)	定価(¥)	商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-55-25	0.5	900	371-11-61-60	0.5	750
371-11-55-26	1	550	371-11-61-61	1	450
371-11-55-27	2	550	371-11-61-62	2	450
371-11-55-28	2.5	600	371-11-61-63	2.5	500
371-11-55-29	3	600	371-11-61-64	3	500
371-11-55-30	4	600	371-11-61-65	4	500
371-11-55-31	5	650	371-11-61-66	5	550
371-11-55-32	6	850	371-11-61-67	6	700
371-11-55-33	7	850	371-11-61-68	7	700
371-11-55-34	8	850	371-11-61-69	8	700
371-11-55-85	9	850	371-11-61-70	9	700
371-11-55-86	10	850	371-11-61-71	10	700
371-11-55-87	15	1,000	371-11-61-72	15	800
371-11-55-88	20	1,100	371-11-61-73	20	900
371-11-55-89	25	1,250	371-11-61-74	25	1,000
371-11-55-90	30	1,450	371-11-61-75	30	1,200
371-11-55-91	40	1,600	371-11-61-76	40	1,300
371-11-55-92	50	1,950	371-11-61-77	50	1,650
371-11-55-93	100	3,200	371-11-61-78	100	2,650
371-11-55-94	200	5,850	371-11-61-79	200	4,950

★詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。

キャンペーン期間 2020 9/1 ~ 2020 12/25

柴田科学 メスフラスコ・メスシリンダー 特別キャンペーン

メスフラスコ

透明 スーパーグレード

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-03-01	5	2,400
371-11-03-02	10	2,400
371-11-03-03	20	2,400
371-11-03-04	25	2,400
371-11-03-05	50	2,400
371-11-03-06	100	2,650
371-11-03-07	200	3,300
371-11-03-08	250	3,950
371-11-03-09	500	4,500
371-11-03-10	1000	5,400
371-11-03-11	2000	10,500
371-11-03-12	3000	24,100
371-11-03-13	5000	43,200

メスフラスコ

透明 カスタム A

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-03-41	5	2,000
371-11-03-42	10	2,000
371-11-03-43	20	2,000
371-11-03-44	25	2,000
371-11-03-45	50	2,000
371-11-03-46	100	2,200
371-11-03-47	200	2,850
371-11-03-48	250	3,300
371-11-03-49	500	3,750
371-11-03-50	1000	4,500
371-11-03-51	2000	8,800
371-11-03-52	3000	20,900
371-11-03-53	5000	35,200

メスフラスコ

茶色 カスタム A

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-03-61	10	3,100
371-11-03-62	20	3,300
371-11-03-63	25	3,300
371-11-03-64	50	3,400
371-11-03-65	100	3,750
371-11-03-66	200	5,050
371-11-03-67	250	5,300
371-11-03-68	500	6,800
371-11-03-69	1000	7,350
371-11-03-70	2000	12,400

バンパー付きメスシリンダー

スーパーグレード

※5mℓ、10mℓ、2000mℓはバンパーなしです。

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-19-01	5	1,450
371-11-19-02	10	1,450
371-11-19-03	20	1,550
371-11-19-04	25	1,850
371-11-19-05	50	2,100
371-11-19-06	100	2,400
371-11-19-07	200	2,950
371-11-19-08	250	3,200
371-11-19-09	300	5,300
371-11-19-10	500	5,600
371-11-19-11	1000	12,100
371-11-19-12	2000	16,100

バンパー付きメスシリンダー

カスタム A

※5mℓ、10mℓ、2000mℓはバンパーなしです。

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-19-21	5	1,100
371-11-19-22	10	1,100
371-11-19-23	20	1,300
371-11-19-24	25	1,550
371-11-19-25	50	1,750
371-11-19-26	100	2,000
371-11-19-27	200	2,400
371-11-19-28	250	2,650
371-11-19-29	300	4,300
371-11-19-30	500	4,750
371-11-19-31	1000	10,000
371-11-19-32	2000	13,500

★詳細は弊社営業へお問い合わせ下さい。