

柴田科学ガラス製品 特別キャンペーンのご案内

キャンペーン期間 2020 9/1 ~ 2020 12/25

ビーカー・フラスコ
特別キャンペーン



新発売

キャンペーン期間

2020 8/21 ~ 2020 12/25

メスピペット・
ホールピペット
特別キャンペーン



キャンペーン期間

2020 9/1 ~ 2020 12/25

メスフラスコ・
メスシリンダー
特別キャンペーン



キャンペーン期間 2020 8/21 ~ 2020 12/25

ねじ口びんシリーズ
特別キャンペーン



※詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。



未来発見。

最先端科学・分析システム&ソリューション展

開催決定！Web配信を強化したハイブリッド展示会

2020 **11/11** 水 ▶ **13** 金 **入場無料** AM10:00~PM5:00

幕張メッセ国際展示場

TGK 東京硝子器械株式会社 の展示ブースはNo.4B-404 です。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。
フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
<https://www.tgk.co.jp>

本社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03(3252)3461 FAX 03(3252)5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06(4800)3939 FAX 06(4800)3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052(238)6075 FAX 052(238)6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092(643)8645 FAX 092(643)8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビル II 電話 022(772)7669 FAX 022(772)7670
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ことろビル2階 電話 050(6868)2001 FAX 0120(823)445

Fine ガラス製品はガラス加工技術の結晶
各分野で高い評価をいただいている、精巧かつ高品質な **Fine** ガラス製品のご紹介

セパラルフラスコ 特集 (セパラフラスコ)

フランジタイプ



Fine ㊦ セパラル用カバー

Fine ㊦ セパラルフラスコ



クランプ



O-リングタイプ



Fine ㊦ セパラル用カバー

Fine ㊦ セパラルフラスコ



Fine ㊦ セパラルフラスコ用部品



セパラルフラスコ(セパラフラスコ) 解説

通常のフラスコの口の部分と液体を入れる部分を分離したフラスコ。

ネジ式のクランプや、O字型のしめつけクランプで密着させて使用する。上下に分離することによりフラスコ内を洗浄しやすく、また上部ユニットを変化させることにより、様々な実験に対応できる。

溶液を入れる部分は、丸型、円筒型などがあり、大きさも50ml程度から5lのものまで幅広い。

20カタログ P.29 掲載

Fine 〡 セパラル用カバー

フランジタイプ



AGJ						AGJ							
商品コード	口数	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	主管φ	側管φ	価格(¥)	商品コード	口数	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	主管φ	側管φ	価格(¥)
000-15-43-01	1	85	120	24/40	—	17,200	000-15-43-05	3	85	120	24/40	19/38×2	28,700
000-15-43-02	1	120	160	29/42	—	28,700	000-15-43-06	3	120	160	29/42	24/40×2	41,300
000-15-43-03	2	85	120	24/40	19/38×1	23,500	000-15-43-07	4	85	120	24/40	19/38×3	37,900
000-15-43-04	2	120	160	29/42	24/40×1	35,000	000-15-43-08	4	120	160	29/42	24/40×2,19/38×1	48,800

仕様 ●側管角度:約15度 ※クランプは20カタログP.29をご参照ください。 ※20カタログP.29のセパラルフラスコのみに対応します。

20カタログ P.29 掲載

Fine 〡 セパラルフラスコ 硬質ガラス

フランジタイプ

(A) 丸型					AGJ				
商品コード	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	価格(¥)	商品コード	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	価格(¥)
000-15-45-01	300	85	120	11,500	000-15-45-17	200	85	120	12,000
000-15-45-02	500	85	120	12,900	000-15-45-18	500	85	120	14,800
000-15-45-03	1000	85	120	15,800	000-15-45-19	1000	85	120	23,300
000-15-45-04	2000	85	120	25,300	000-15-45-20	1000	120	160	29,300
000-15-45-05	1000	120	160	20,700	000-15-45-21	2000	120	160	49,000
000-15-45-06	2000	120	160	32,600	000-15-45-22	5000	120	160	98,800
000-15-45-07	3000	120	160	47,100					
000-15-45-08	5000	120	160	68,000					



(B) 円筒型					AGJ					
商品コード	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	種類	商品コード	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	種類	価格(¥)
000-15-45-17	200	85	120	スタンダード (チューブ加工品)	000-13-95-37	14,400	85	115	スタンダード	14,400
000-15-45-18	500	85	120		000-13-95-38	16,900	85	115	スタンダード	16,900
000-15-45-19	1000	85	120		000-13-95-39	27,700	85	115	スタンダード	27,700
000-15-45-20	1000	120	160		000-13-95-40	38,900	85	115	スタンダード	38,900
000-15-45-21	2000	120	160		000-13-95-41	—	—	—	—	—
000-15-45-22	5000	120	160		000-13-95-42	—	—	—	—	—
					000-13-95-43	34,300	1000	120	150	スタンダード



※上記のセパラル用カバー フランジタイプのみに対応します。

20カタログ P.29 掲載

クランプ セパラル・フラスコ用

フランジタイプ

3個1組			AGE		
商品コード	型式	1組価格(¥)	商品コード	型式	1組価格(¥)
561-50-06-01	ねじ止め式	3,600			

- 耐熱、耐薬品性にすぐれています。
- フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。

仕様

- 材質:本体/特殊合金(ダイカスト)にユニクロメッキ、ゴム/ネオプレン
- ※みぞ付きセパラルフラスコには使用できません。



Fine 〡 セパラル用カバー

O-リングタイプ

20カタログ P.28 掲載



(A) 共通摺合せ						(B) 透明共通摺合せ					
商品コード	口数	ツバ内径(φmm)	主管φ	側管φ	価格(¥)	商品コード	口数	ツバ内径(φmm)	主管φ	側管φ	価格(¥)
000-13-95-01	1	85	24/40	—	20,200	000-15-46-11	1	85	24/40	—	21,900
000-13-95-09	1	120	29/42	—	33,400	000-15-46-15	1	120	29/42	—	35,400
000-13-95-02	2	85	24/40	19/38×1	27,600	000-15-46-12	2	85	24/40	19/38×1	31,200
000-13-95-10	2	120	29/42	24/40×1	41,300	000-15-46-16	2	120	29/42	24/40×1	45,000
000-13-95-03	3	85	24/40	19/38×2	33,700	000-15-46-13	3	85	24/40	19/38×2	39,600
000-13-95-11	3	120	29/42	24/40×2	48,800	000-15-46-17	3	120	29/42	24/40×2	54,500
000-13-95-04	4	85	24/40	19/38×3	44,300	000-15-46-14	4	85	24/40	19/38×3	52,600
000-13-95-12	4	120	29/42	24/40×2,19/38×1	55,100	000-15-46-18	4	120	29/42	24/40×2,19/38×1	64,000

仕様 ●側管角度:約15度 ※O-リングは別売りです。

20カタログ P.28 掲載

Fine 〡 セパラルフラスコ

O-リングタイプ



(A) 丸型					(B) 円筒型				
商品コード	価格(¥)	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	商品コード	価格(¥)	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)
000-13-95-17	14,100	300*	85	115	000-13-95-37	14,400	14,400	85	115
000-13-95-18	15,700	500	85	115	000-13-95-38	16,900	16,900	85	115
000-13-95-19	21,700	1000	85	115	000-13-95-39	27,700	27,700	85	115
000-13-95-20	31,000	2000	85	115	000-13-95-40	38,900	38,900	85	115
000-13-95-21	51,000	3000	85	115	—	—	—	—	—
000-13-95-22	67,700	5000	85	115	—	—	—	—	—
000-13-95-29	25,800	1000	120	150	000-13-95-45	34,300	34,300	1000	120
000-13-95-30	40,100	2000	120	150	000-13-95-46	55,500	55,500	2000	120
000-13-95-31	53,000	3000	120	150	000-13-95-47	87,400	87,400	3000	120
000-13-95-32	83,700	5000	120	150	000-13-95-48	114,400	114,400	5000	120

*円筒型は容量200mlです。
※O-リングは別売りです。
※上記のセパラル用カバー O-リングタイプのみに対応します。

20カタログ P.28 掲載

Fine 〡 セパラルフラスコ用部品

O-リングタイプ



(A) 接続金具 SUS 304製				AHJ	
商品コード	適合(mm)	種類	価格(¥)	商品コード	価格(¥)
000-13-97-01	85φ用	—	7,500	000-13-97-01	7,500
000-13-97-11	85φ用	250mm ハンドパイプ付き	13,000	000-13-97-11	13,000
000-13-97-02	120φ用	—	9,200	000-13-97-02	9,200
000-13-97-12	120φ用	300mm ハンドパイプ付き	15,000	000-13-97-12	15,000

(B) O-リング				AHJ		
商品コード	適合(mm)	材質	入数(本)	価格(¥)	商品コード	価格(¥)
000-13-97-03	85φ用	バイトン	2	2,200	000-13-97-03	2,200
000-13-97-05	85φ用	シリコン	3	1,200	000-13-97-05	1,200
000-13-97-07	85φ用	パーフロ	1	32,500	000-13-97-07	32,500
000-13-97-04	120φ用	バイトン	2	3,300	000-13-97-04	3,300
000-13-97-06	120φ用	シリコン	3	1,500	000-13-97-06	1,500
000-13-97-08	120φ用	パーフロ	1	47,500	000-13-97-08	47,500

※上記のセパラルフラスコ O-リングタイプのみに対応します。