

JASIS展示会 ご来場のお礼



幕張メッセ国際展示場にて

JASIS2020 が
令和2年11月11日(水)～13日(金)
開催されました。

ありがとうございました。
これからも技術革新と製品開発に
励んでいきたいと思ひます。

ご興味のある製品がございましたら、弊社営業担当に、ご一報頂きたく
お願い申し上げます。



全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445


TGK 東京硝子器械株式会社
<https://www.tgk.co.jp>

本 社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03(3252)3461 FAX 03(3252)5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06(4800)3939 FAX 06(4800)3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052(238)6075 FAX 052(238)6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092(643)8645 FAX 092(643)8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 齊藤ビルⅡ 電話 022(772)7669 FAX 022(772)7670
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階 電話 050(6868)2001 FAX 0120(823)445

ガラスフィルター特集

Fine ガラス製品は
ガラス加工技術の結晶

各分野で高い評価をいただいている、
精巧かつ高品質な
Fine ガラス製品のご紹介



ガラスフィルターの性能アップをはじめ、品質にこだわったフィルターホルダー

Fine フィルターホルダー

FGSシリーズ クランプ付き



サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によってジャストフィットします。

- ファンネル 材質:硬質ガラス1級
- サポートスクリーン 材質:SUS316
- PTFEガスケット 材質:PTFE (FGS-25/47/90で使用)
- ベース 材質:硬質ガラス1級
- ゴム栓 材質:シリコン 脱着しやすい1/5テーバー

商品コード	型式	フィルター(φmm)	サポートスクリーン	ファンネル(φmm)	接続	価格(¥)
000-43-01-04	FGS-90	90	SUS 316	1100	シリコン栓	61,100
000-43-01-05	FGS-47	47	SUS 316	320	シリコン栓	21,100
000-43-01-27	FGS-25	25	SUS 316	22	シリコン栓	14,700

- サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。
- 仕様
- サポートスクリーン目開き:450μmパンチング

シリコン栓寸法

型式	上径(φmm)	下径(φmm)	高さ(mm)	穴径(φmm)
FGS-90	40	33	28	15
FGS-47	40	33	28	15
FGS-25	26	21	25	9.7

Fine フィルターホルダー

FGシリーズ クランプ付き



- ファンネル 材質:硬質ガラス1級
- 焼結ガラスフィルターサポート
- ベース 材質:硬質ガラス1級
- ゴム栓 材質:シリコン 脱着しやすい1/5テーバー

商品コード	型式	フィルター(φmm)	サポートスクリーン	ファンネル(φmm)	接続	価格(¥)
000-43-01-03	FG-90	90	焼結ガラス(30~50μm)	1100	シリコン栓	50,900
000-43-01-01	FG-47	47	焼結ガラス(30~50μm)	320	シリコン栓	20,000
000-43-01-18	FG-25	25	焼結ガラス(30~50μm)	22	シリコン栓	13,700


- ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
- ベースと焼結ガラスフィルターサポートは一体です。

シリコン栓寸法

型式	上径(φmm)	下径(φmm)	高さ(mm)	穴径(φmm)
FG-90	40	33	28	15
FG-47	40	33	28	15
FG-25	26	21	25	9.7

Fine 透明\$フィルターホルダー

FGTシリーズ クランプ付き



商品コード	型式	フィルター(φmm)	サポートスクリーン	ファンネル(φmm)	接続	価格(¥)
000-43-01-02	FGT-47	47	焼結ガラス	320	\$19/38	25,000
000-43-01-06	FGT-90	90	焼結ガラス(30~50μm)	1100	\$19/38	56,700

- フィルターサポート、ガラスベース、接続部分(\$19/38)が一体になったタイプです。

Fine 吸引ろ過びん



商品コード	容量(mL)	ゴム栓口/ノズル外径(mm)	ねじ口規格	価格(¥)
079-09-26-04	500	No.12	φ10 GL-18	8,500

- ホウケイ酸ガラス(硬質1級)製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です。
- 吸引口はねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。

- 仕様
- 材質:ガラス部/ホウケイ酸・硬質1級、ノズル部/プラスチック樹脂、L形状

Fine 減圧容器 FGS47/90・FG47/90シリーズ対応



商品コード	接続	価格(¥)
330-13-75-55	24/40	2,900

- 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を見ることができます。

商品コード	接続	価格(¥)
330-13-61-68	24/40	7,000

- 仕様 ●容量:500mL

商品コード	接続	外形寸法(mm)	接続	価格(¥)
000-43-01-25	FVG-500	125φ×255(受け台180φ)	シリコン栓口	56,700

Fine 減圧容器・透明共通平栓・透明共通三角フラスコ FGTシリーズ対応



商品コード	接続	価格(¥)
330-13-75-55	24/40	2,900

- 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を見ることができます。

商品コード	接続	価格(¥)
330-13-61-68	24/40	7,000

- 仕様 ●容量:500mL

商品コード	型式	外形寸法(mm)	接続	価格(¥)
000-43-01-26	FVG-500	125φ×255(受け台180φ)	透明共通平栓19/38	61,000

Fine フィルターホルダー用部品

商品コード	品名	価格(¥)
000-43-01-19	FG/FGS-25用ファンネル	4,000
000-43-01-22	FG/FGS/FGT-47用ファンネル	7,200
000-43-01-17	FG/FGS/FGT-90用ファンネル	24,700
000-43-01-28	FG-25用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型	8,600
000-43-01-32	FG-47用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型	15,000
000-43-01-36	FG-90用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型	35,300
000-43-01-29	FGS-25用ベース	6,300
000-43-01-33	FGS-47用ベース	13,200
000-43-01-37	FGS-90用ベース	30,500
000-43-01-12	FGT-47用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型	16,400
000-43-01-41	FGT-90用ベース 焼結ガラスフィルタ 一体型	37,300

商品コード	品名	価格(¥)
000-43-01-30	FGS-25用サポートスクリーン	3,200
000-43-01-34	FGS-47用サポートスクリーン	4,000
000-43-01-38	FGS-90用サポートスクリーン	14,700
000-43-01-31	FGS-25用PTFEガスケット	300
000-43-01-35	FGS-47用PTFEガスケット	300
000-43-01-40	FGS-90用PTFEガスケット	550
000-43-01-20	FG/FGS-25用クランプ	2,700
000-43-01-14	FG/FGS/FGT-47用クランプ(SUS304)	2,500
000-43-01-15	FG/FGS/FGT-90用クランプ(アルミ合金耐薬液塗装)	10,100
000-43-01-21	FG/FGS-25用シリコン栓	500
000-43-01-23	FG/FGS-47、FG/FGS-90用シリコン栓	900