
Fine S 円筒分液ロート



球栓/平栓 ガラスコック付き 目盛付き


(A)球栓	GJ				(B)平栓	GJ
	商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	胴外径 (φmm)	胴長さ (mm)	頭栓(ѕ)	商品コード	価格(¥)
	000-15-65-04	18,700	50	30	120	15/25	330-15-65-01	18,300
	000-15-65-05	20,500	100	35	170	15/25	330-15-65-02	20,200
	000-15-65-06	26,000	200	45	200	19/38	_	_

Fine 透明 第 円筒分液ロート 透明摺り球栓/平栓 PTFEコック付き 目盛付き



(A)球栓	GJ					(B)平栓	GJ
	商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	胴外径 (φmm)	胴長さ (mm)	頭栓(雪)	コックサイズ	商品コード	価格(¥)
	000-15-66-01	27,800	50	30	120	15/25	13	079-13-73-01	26,000
	000-15-66-02	30,900	100	35	170	15/25	16	079-13-73-02	29,300
	000-15-66-03	39.400	200	45	200	19/38	16	079-13-73-03	36.900

Fine S 円筒分液ロート



球栓/半栓 カラスコック付き 下部摺合せ付き	日盛なし
------------------------	------

(A)球栓	GJ					(B)平栓	GJ
商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	胴外径 (φmm)	胴長さ (mm)	頭栓(事)	下部(\$)	商品コード	価格(¥)
000-15-66-41	16,500	50	30	120	15/25	15/25	330-15-66-01	18,100
000-15-66-42	17,700	50	30	120	15/25	19/38	330-15-66-02	19,500
000-15-66-43	17,700	100	35	170	15/25	15/25	330-15-66-03	19,500
000-15-66-44	17,800	100	35	170	15/25	19/38	330-15-66-04	19,600
000-15-66-45	18,600	200	45	200	19/38	19/38	330-15-66-06	20,300
000-15-66-46	19,100	300	50	230	19/38	19/38	330-15-66-07	20,900
000-15-66-47	21,600	500	60	265	24/40	19/38	330-15-66-08	23,600

年末年始のお知らせ

2020年12月29日(火) ~ 2021年1月4日(月)まで休業させて頂きます。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル 0120-393913 フリーFAX **60** 0120-823445



★「GIV 東京硝子器械株式会社 https://www.tgk.co.jp

本 社	〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-5-10 電話 03(3252)3461 FAX 03(3252)5458
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101
	電話 06 (4800) 3939 FAX 06 (4800) 3938
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15
	電話 052(238)6075 FAX 052(238)6076
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26
	電話 092(643)8645 FAX 092(643)8646
仙台営業所	〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂東裏 78-1 斉藤ビル [
	電話 022(772)7669 FAX 022(772)7670
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2門
	電話 050(6868)2001 FAX 0120(823)445

令和3年01月01日発行

謹んで初春の お慶びを申し上げます

新年明けましておめでとうございます。

2020 年も皆さまには格別のご厚情を賜り、無事この新年を迎えることができました。 心より感謝申し上げます。

2020年は、新型コロナウィルス (COVID-19) のパンデミックにより世界中が翻弄され、 そして世界の様相が一変してしまいました。人類史に大きく刻まれる年となるでしょう。 日本も大変な影響を受けました。東京オリンピック・パラリンピックは延期に追い込まれ、 私たちの社会生活やビジネスの現場でも様々な困難を強いられてきました。

そういったなかで、マスクや防護服、手袋、ゴーグルといった衛生・安全・保護関連商 品の需要が急激にひっ迫し、我々もなんとか安定供給を続けるべく手を尽くしておりま したが、ご期待に応えられない部分があったことも否めません。

こういった非常時にこそ物資供給の担い手として社会貢献できるよう、もっと強い体質 を作っていかねばならないとあらためて痛感いたしました。

一方で、世界各地でワクチンの開発が急ピッチですすみ、すでに一般市民への接種が始 まったとの報道も目にします。

過度な期待や拙速な行動は慎まなければなりませんが、人類の英知が必死で切磋琢磨し ながら取り組んでいる様子をみると、近い将来必ずこの厄災を克服できると希望を持つ ことができます。

我々としても、そこに何か少しでもお役に立てるよう着実に日々の業務にあたっていき

2021年は、この疫病に打ち勝った年となることを期待しながら、ウィズコロナの世界で も社会的使命をしっかり果たせるよう、努力を続けてまいりたいと思います。

最後になりますが、このような時期ですので皆さまにはくれぐれも健康にご留意ください。 引き続きご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げますとともに、皆さまのご健 勝とご発展をお祈りして、新年の挨拶とさせていただきます。

> 東京硝子器械株式会社 代表取締役社長 白井 一夫

Fineガラス製品はガラス加工技術の結晶


各分野で高い評価をいただいている、精巧かつ高品質な Fine ガラス製品のご紹介

分液ロート 特集

分液ロート 解説


2種類の溶媒(水と水に溶けにくい有機溶媒)への溶解度の差を利用し、混合物を分離するために用いるガラス器具。 上部はガラス栓、下はコックとなっており、振り混ぜる時には逆さにし、時折コックを開けてガス抜きしながら操作する。 静置し、2層に分かれた後、コックを開けて下層を取り出す。得た溶液から溶媒を除き、目的物質を取り出す。 細長いスキーブ型と呼ばれるもの、また、円筒形のものもある。

Fine \$ 分液ロート 球栓/平栓 球型 ガラスコック付き



(A)球栓	GJ						(B)平栓	GJ
商品コード	価格(¥)	容量 (mℓ)	胴径 (mm)	球栓(mm)	長 平栓(mm)	頭栓 (\$)	足径 (mm)	商品コード	価格(¥)
000-09-55-21	9,700	50	54	239	227	15/25	8	330-09-55-31	10,100
000-09-55-22	10,300	100	66	259	247	15/25	10	330-09-55-32	10,500
000-09-55-23	11,800	200	81	328	306	19/38	10	330-09-55-33	12,200
000-09-55-24	13,900	300	90	343	321	19/38	10	330-09-55-34	13,400
000-09-55-25	14,200	500	106	371	347	24/40	12	330-09-55-35	14,700
000-09-55-26	22,200	1000	132	469	440	29/42	15	330-09-55-36	24,100

Fine \$ 分液ロート 球栓/平栓 球型 PTFEコック付き



(A)球栓	GJ							(B)平栓	GJ
商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	胴径 (mm)	全 球栓(mn)	·長 平栓(mn)	頭栓(\$)	コックサイズ	足径 (mm)	商品コード	価格(¥)
000-09-55-11	10,800	50	54	239	227	15/25	TF-13	8	000 -09-55-01	12,000
000-09-55-12	10,600	100	66	259	247	15/25	TF-13	10	000 -09-55-02	
000-09-55-13	12,300	200	81	328	306	19/38	TF-16	10	000 -09-55-03	13,500
000-09-55-14	13,400	300	90	353	327	24/40	TF-16	10	000 -09-55-04	
000-09-55-15	16,600		106	381	352	29/42	TF-18	12	000 -09-55-05	
000-09-55-16	25,300	1000	132	472	443	29/42	TF-20	15	000 -09-55-06	,
000-09-55-17	41,000		167	514	482	34/45	TF-20	15	000 -09-55-07	
000-09-55-18	98,900		184	562	527	40/50	TF-24	18	000 -09-55-08	
000-09-55-19	116,000	5000	215	629	594	40/50	TF-24	18	000 -09-55-09	136,700


Fine 透明 \$ 分液ロート 透明摺り 球栓/平栓 球型 PTFEコック付き 下部摺合せなし





(A)球栓	GJ				(B)平栓	GU
商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	頭栓(雪)	コックサイズ	足径 (ømm)	商品コード	価格(¥)
079-13-70-01	15,100	100	15/25	13	10	079-13-70-11	14,600
_		200	19/38	16	10	079-13-70-12	16,100
079-13-70-02	18,700	300	24/40	16	10	079-13-70-13	17,700
079-13-70-03	21,000	500	29/42	18	12	079-13-70-15	19,900
079-13-70-04	33,700	1000	29/42	20	15	079-13-70-14	36,100

Fine \$分液ロート 球栓/平栓 スキーブ型 ガラスコック付き



(A)球栓	GJ							(B)平栓	GJ
商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	胴径 (mm)	全球栓(mm)	長 平栓(mm)	頭栓(\$)	足径 (mm)	商品コード	価格(¥)
000-09-56-01	10,400	50	54	238	226	15/25	8	330-09-56-41	10,800
000-09-56-02	10,500	100	60	278	266	15/25	10	330-09-56-42	11,000
000-09-56-03	12,400	200	73	349	327	19/38	10	330-09-56-43	12,800
000-09-56-04	13,800	300	83	360	338	19/38	10	330-09-56-44	14,400
000-09-56-05	14,000	300	83	370	344	24/40	10	330-09-56-45	14,400
000-09-56-06	16,500	500	98	396	372	24/40	12	330-09-56-46	17,100
000-09-56-07	25,700	1000	132	474	449	29/42	15	330-09-56-47	28,200

Fine **5** 分液ロート 球栓/平栓 スキーブ型 PTFEコック付き



G.I								(B) 亚松	GJ
au				_					du
価格(¥)	容量 (mℓ)	胴径 (mm)	全 球栓(mm)	·長 平栓(mm)	頭栓 (\$)	コックサイズ	足径 (mm)	商品コード	価格(¥)
12,300	20	35	189	177	15/25	TF-13	8	000-09-57-01	13,600
11,700	30	40	199	187	15/25	TF-13	8	000-09-57-02	13,100
11,200	50	54	237	225	15/25	TF-13	8	000-09-57-03	12,300
11,200	100	60	277	265	15/25	TF-16	10	000-09-57-04	12,300
12,900	200	73	348	326	19/38	TF-16	10	000-09-57-05	14,200
14,400	300	83	359	337	19/38	TF-16	10	000-09-57-06	16,400
18,200	500	98	397	371	24/40	TF-18	12	000-09-57-07	20,400
27,600	1000	132	478	449	29/42	TF-20	15	000-09-57-08	32,400
47,300	2000	165	532	500	34/45	TF-24	15	000-09-57-09	55,400
	12,300 11,700 11,200 11,200 12,900 14,400 18,200 27,600	価格(¥) (12,300 20 11,700 30 11,200 50 12,900 200 14,400 300 18,200 500 27,600 1000	価格(¥) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元) (元	価格(¥)	価格(¥) (***	価格(¥)	価格(¥)	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	価格(¥)


Fine 透明 5 分液ロート 透明摺り球栓/平栓 スキーブ型 PTFEコック付き 下部摺合せなし





(A)球栓	GJ					(B)平栓	GJ
商品コード	価格(¥)	容量 (ml)	頭栓 (\$)	コックサイズ	足径 (ømm)	商品コード	価格(¥)
079-13-71-01	14,900	50	15/25	13	8	079-13-71-11	14,200
079-13-71-02	15,400	100	15/25	16	10	079-13-71-12	14,500
079-13-71-03	17,000	200	19/38	16	10	079-13-71-13	16,400
079-13-71-04	19,500	300	19/38	16	10	079-13-71-14	19,000
079-13-71-05	24,200	500	24/40	18	12	079-13-71-15	22,800
079-13-71-06	37,200	10000	29/42	20	15	079-13-71-16	39,400

Fine 透明事分液ロート 球栓/平栓 スキーブ型 ガラスコック付き 下部摺合せ付き



A)球栓	GJ				(B)平栓	GJ
商品コード	価格(¥)	容量(mℓ)	頭栓(罫)	下部(\$)	商品コード	価格(¥)
000-15-64-11	13,800	50	15/25	15/25	330-15-64-01	14,000
000-15-64-12	14,600	100	15/25	15/25	330-15-64-02	14,400
000-15-64-13	15,900	100	15/25	19/38	330-15-64-03	16,400
000-15-64-14	15,800	200	24/30	15/25	330-15-64-04	16,400
_	_	200	24/30	19/38	330-15-64-05	17,100
_	_	200	24/30	24/40	330-15-64-06	17,700
000-15-64-17	19,100	300	19/38	15/25	330-15-64-07	19,700
000-15-64-18	19,700	300	24/30	19/38	330-15-64-08	20,000
000-15-64-19	20,100	300	24/30	24/40	_	_