

NEW

防水タイマー 100分形 大音量 AD-5716

厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ



大型液晶表示で見やすい100分タイマー

防水仕様IPX7.相当 水没しても使用可能

スタンド付きなので机の上でも見やすい

■仕様	表示範囲	00分00秒～99分59秒
	タイマー数	3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
	ブザー鳴動時間の設定	00分00秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能（初期設定値5秒） 赤色LEDランプがブザーと連動して点滅（LEDオフ可能）
	カウントアップ動作のストップ時間の設定	00分00秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能（初期設定値0秒）
	ブザー音量の選択	大、中、小、オフから選択 音量：大 約100dB（距離10cm）、中 約80dB（距離10cm）、小 約65dB（距離10cm）（音量は当社測定値による）
	オートパワーオフ	約15分
	防水性能	IPX7相当
	電源	単4形乾電池2個
	電池寿命	約1年 / 1日10回使用 （周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合）
	寸法/質量	80(W)×110(H)×22(D)mm(突起部含まず) / 約110g(電池含む)
	動作温湿度範囲	0～40℃、25～95%RH
	付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)

■特長

- ・ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
- ・独立した3個のタイマー時間設定可能
- ・カウントアップタイマー機能
- ・ブザー鳴動時間の設定が可能
- ・4種類のブザー音量の設定が可能（大100dB、中80dB、小65dB、オフから選択可能）
- ・LEDランプのオン/オフの設定が可能
- ・マグネットで壁面への設置が可能
- ・スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能
- ・オートパワーオフ：約15分使用しないと、表示が消えて省電力モードに
- ・水濡れに強い防水仕様IPX7



商品コード	型式	タイマー設定範囲	価格(¥)
123-55-43-25	AD-5716	最大99分59秒(1秒単位で設定可能)	2,800

年末年始のお知らせ

2023年12月29日(金)～2024年1月4日(木)

まで休業させていただきます。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913    フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社  
https://www.tgk.co.jp

本社	〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16 電話 03(3252)3461
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06(4800)3939
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052(238)6075
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092(643)8645
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとビル2階 電話 050(6868)2001

## 謹んで初春のお慶びを申し上げます

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は皆さまには格別のご厚情を賜り、無事この新年を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

さて2023年は、前年からの欧州での紛争が続くなか、中東でも衝突が起こり、世界の不安定さがより増した一年でした。また、記録づくめの夏の酷暑と自然災害の多発、そして秋を飲み込むように長かった残暑は、まさに「地球沸騰」を身をもって感じさせるものでした。一方で新型コロナウイルスに関しては、WHOの「緊急事態宣言」が解除され、日本でも感染症法上の第五類に分類されたことから、ほとんど日常を取り戻したような感があります。そして、昨年大きな話題になったのは、ChatGPTなど生成AIの社会への浸透でした。こういった世界情勢、気候変動、感染症、テクノロジーの急進などが我々の事業にも様々な面で影響を及ぼしました。

そんななかでも、ユーザー様、販売店様、サプライヤー様皆さまのご協力をいただいたお陰で、なんとか一年乗り切ることができたのだと思います。

ありがとうございます。

今後も、私たちの生活やビジネスにとって予測不可能な出来事や変化がさらに高い頻度で起こることが予想されます。

だからこそ、2024年も持続可能な社会を目指す理念や具体的な行動が、個人にも企業にも今まで以上に求められる年になると思います。

我々としても、科学技術の振興に貢献し、皆さまのお役に立てるよう一層の努力を続けてまいります。

最後になりますが、時節柄、皆さまにはくれぐれも健康にご留意ください。

引き続きご指導ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げますとともに、皆さまのご健勝とご発展をお祈りして、新年の挨拶とさせていただきます。

東京硝子器械株式会社

代表取締役社長 白井 一夫



**NEW** 防水タイマー 100 分形 厨房 AD-5709-E 厨房、キッチンアイテム、日々の生活の中に溶け込む シルバーとチャコールグレーのカラー



- 特長
- ・ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ・ブザー音、操作音オフも可能
  - ・アラーム音のパターンが選べます(3種類)アラーム音A「ビビビ」、アラーム音B「ビビ」、アラーム音C「ビ」・・・
  - ・背面に強力なネオジウム磁石搭載
  - ・防水性能 IPX7 相当、厨房タイマー
  - ・ポーズ(一時停止)機能。一時停止し、また再開することが可能
  - ・リロード機能。設定したアラーム時間を再表示
  - ・ストップウォッチのように、0 から 99 分 59 秒までカウントアップすることが可能
  - ・ストラップ穴、つるし穴、磁石付き(ストラップは付属しません)

■用途  
 コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に

■仕様

タイマー機能	カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
アラーム	ブザー音：約30秒間 3種類 (A/B/C) またはOFFから選択可、音量：約65dB/距離15cm
電源	CR2032形リチウム電池1個 電池寿命：約1年
外形寸法	68 (W) × 68 (H) × 16 (D) mm (突起部含まず)
本体質量	約60g(電池含む)
付属品	モニター用電池、取扱説明書

商品コード	型式	タイマー設定範囲	価格(¥)
123-55-43-24	AD-5709-E	最大99分50秒、最小10秒	2,600

**NEW** 3チャンネル100時間タイマー AD-5701A-E 厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの厨房タイマー



■仕様

タイマーセット範囲	00:00:00~99:59:59、最小1秒
タイマー数	3チャンネル
タイマー機能	カウントアップ、カウントダウン
アラーム	ブザー音：約30秒間、音量：約70dB/距離10cm
時刻表示	現在時刻(時：分：秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
精度	±1秒/日
動作温湿度範囲	0~40℃、10~90%RH(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10~50℃、10~95%RH(ただし結露しないこと)
使用電池	単4形乾電池1本
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
電源	単4形乾電池1本 電池寿命：約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
外形寸法	80 (W) × 70 (H) × 30 (D) mm
本体質量	約85g(電池含む)
付属品	電池(モニター用)、取扱説明書

- 特長
- ・最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能
  - ・3種類のタイマー時間がそれぞれ設定可能
  - ・3チャンネルを個別または同時にスタート/ストップ可能
  - ・1秒単位で時間設定可能
  - ・前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き
  - ・タイマー設定時間終了後は自動カウントアップ
  - ・カウントダウン/カウントアップ併用可能
  - ・時刻・カレンダーモード搭載
  - ・マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの設置が可能(ストラップは付属しません)

※注意 タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。金属面にマグネットを使って貼り付けた状態でボタン操作をすると、タイマーが誤動作したり、落下して破損する恐れがあります。

商品コード	型式	表示項目	価格(¥)
123-55-43-27	AD-5701A-E	「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式	2,900

**NEW** 防水タイマー 100 分形 interval AD-5709TL-E 防水性能 IPX7※ 水に強い防水タイマー



※IPX7とはIEC(国際電気標準会議)で標準化された規定で、常温の水深1mの静水において30分間の防水性能を保持することができる

- 特長
- ・100分タイマー
  - ・防水性能 IPX7 相当
  - ・カウントダウン、カウントアップ機能つき
  - ・赤色LEDと音でアラームをお知らせ
  - ・ストラップ穴、つるし穴、磁石付き(ストラップは付属しません)
  - ・1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能です
  - ・タイマー時間の設定後、くり返し回数を設定することができます

■仕様

カウントアップ計測時間	最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間	約30秒間(繰返し動作終了時)/約5秒間(各ステップ動作終了時)
タイマーステップ数	最大8ステップのタイマー時間が設定可能
リピート回数	1~999回、または無限回数(それぞれのステップにおける繰返し回数の設定は出来ません。1回のみとなります。)
ブザー音量	約60dB(距離15cm)
防水性能	IPX7※(IEC60529)、保護等級(JIS C 0920)
電源/電池寿命	CR2032型リチウム電池1個/約1年(1日1回アラーム使用時)
動作温湿度範囲	0~40℃、85%RH以下
寸法/質量	68(W)×68(H)×16(D)mm / 60g(電池含む)

商品コード	型式	アラーム設定範囲	価格(¥)
123-55-43-22	AD-5709TL-E	最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)	2,600

**NEW** 非接触タイマー AD-5715 触れずにタイマーをスタート・ストップ 手洗い時間の目安におすすめ! ウィルス対策に!



- 特長
- ・手洗い時間の時間管理に便利 石鹸洗い 30秒 一水洗い 20秒 乾燥 15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作できます
  - ・3ステップタイマー機能 最大3ステップの設定時間ができ、順番に動作することが可能
  - ・ブザー音と赤色LEDランプでお知らせブザー鳴動時間の設定が可能
  - ・ブザー鳴動時間の設定が可能
  - ・3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフから選択)
  - ・LEDランプのオン/オフの設定が可能
  - ・マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能
  - ・防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能

■仕様

タイマー数	最大三個のタイマーを順番に動作可能
タイマースタート/ストップ	非接触式センサー
非接触式センサー感度	本体正面から約2~3cm
ブザー鳴動時間の設定	00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒) 赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
ブザー音量の選択	大、小、オフから選択 音量：大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)
防水性能	IPX4相当
電源	単4形乾電池3個
電池寿命	約1年1日30回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
寸法/質量	76(W)×76(H)×25(D)mm(突起部含まず) / 約110g(電池含む)
金属板寸法/質量	Φ60mm、厚さ0.3mm / 約8g(両面テープ、保護フィルム含む)
動作温湿度範囲	0~40℃、25~95%RH
付属品	取扱説明書、金属板、電池(モニター用)
材質	ABS樹脂(本体、電池ふた、スタンド)、ゴム(操作ボタン)、アクリル(表示部透明プレート)、鉄(金属板)

商品コード	型式	タイマー設定範囲	表示範囲	価格(¥)
123-55-43-16	AD-5715	最大99分59秒(1秒単位で設定可能)	00分00秒~99分59秒	2,700