

年賀状廃止のお知らせ

2024年10月吉日

東京硝子器械株式会社
代表取締役社長 白井 一夫

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では近年のデジタル環境への移行、自然環境意識の高まりを鑑みSDGsへの取り組みとして、このたび全てのお取引先様に対し、年賀状によるご挨拶を控えさせていただくこととなりました。
つきましては弊社への年賀状によるお心遣いもご無用にてお願いいたしたく存じます。何卒ご理解いただき今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

紙媒体 TGK NEWS 廃止のお知らせ

昭和47年(1972年)から長年にわたりTGK NEWSを毎月発刊してまいりましたが、「脱炭素社会への貢献」の取り組みの一環として、2025年1月より紙媒体でのTGK NEWSの発刊を廃止させていただく運びになりました。
今後は、TGK MAILを「TGK NEWS」へと改名させていただき、新規取扱商品や既存商品のご紹介、取扱商品の価格改定、中止品およびTGKカタログ掲載商品の訂正など、これまで紙媒体ではお伝えしきれなかった情報をお手軽にホームページでご覧いただける事と考えております。これまで以上に、より多くのお客様に情報をお届けし、快適なWEB環境を整えていくことを目指してまいります。
尚、TGK NEWSをメールでご希望の方は、弊社ホームページ(TryWinZ)よりご登録いただけますようよろしくお願いいたします。

全国のお客様、お問い合わせ、見積りはこちらへお願い致します。

フリーダイヤル ☎ 0120-393913 フリーFAX ☎ 0120-823445

TGK 東京硝子器械株式会社
https://www.tgk.co.jp

本 社	〒113-0021 東京都文京区本駒込 1-7-16 電話 03(3252)3461
大阪営業所	〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-17-101 電話 06(4800)3939
名古屋営業所	〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田 2-1-15 電話 052(238)6075
福岡営業所	〒812-0053 福岡県福岡市東区箱崎 6-4-26 電話 092(643)8645
札幌営業所	〒001-0015 北海道札幌市北区北十五条西4丁目2-7 ごとうビル2階 電話 050(6868)2001

AND
Discover Precision

新規取り扱い商品のご紹介

A&D 新製品
電子天びん・電子はかりシリーズ

防塵・防水台はかり
FG-CWP シリーズ



重量級天秤分銅内蔵タイプ
GX-L/GF-L シリーズ



スロープ付き低床型台はかり
HW-CF シリーズ



低床タイプデジタル台はかり
SN-L シリーズ



NEW 防塵・防水台はかり FG-CWP シリーズ



■特長

- ・防塵・防水等級 IP67: 粉末・粉塵の粒子状物質や水の侵入を防ぎます。
- ・オールステンレス構造: 表示部、計量皿、本体フレーム、センサ部 オール SUS 仕様
- ・アルコール洗浄可能: フロントパネルを含むディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます。(センサ部は除く)
- ・高速応答: 1秒の高速測定。高速で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減します。
- ・感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト: パック詰め作業(少ない・ちょうどよい・多い)やランク分け作業の効率アップ

防塵・防水等級	IP67
材質	計量皿: SUS304、フレーム: SUS304、ポール部: SUS304、ロードセル: SUS420J02+塗装加工
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
電源ケーブル	USBケーブル、長さ3m、データ通信も兼用

※最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
 ※FG-30KCMWPは「g/kg」の表示切替が可能。
 ※ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。外すことはできません。

商品コード	型式	ひょう量(kg)	最小表示(mg)	計量皿寸法(mm)	価格(¥)
123-65-83-01	FG-30KCMWP	30	1g/2g/5g/10g	W300×D380	108,000
123-65-83-02	FG-60KCLWP	60	0.002kg/0.005kg /0.01kg/0.02kg	W370×D500	118,000
123-65-83-03	FG-150KCLWP	150	0.005kg/0.01kg /0.02kg/0.05kg	W370×D500	123,000

NEW 重量級天秤分銅内蔵タイプ GX-L/GF-L シリーズ



過酷な環境下で高精度な計量を実現した天びん



■特長

- ・ひょう量 12kg~102kg、最小表示 0.1g~1g
- ・(防塵・防水 IP65): 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
- ・分銅内蔵(GX-L): オート・セルフ・キャリブレーション
- ・計量センサーシステム SHS 搭載: 応答速度約 1.5秒〈Super Hybrid Sensor〉
- * 特許取得済
- ・USB/RS-232C インタフェース:(D-Sub9P(オス)/USB Type mini B) 標準装備
- ・データ直送ソフト WinCT 使用可能
- ・スイングアーム型と表示部分離型
- ・自己点検機能: 使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
- ・g、kg、個数、%、カラット、もんめモード ※もんめ: 真珠計量用単位

(A)GX-L 分銅内蔵タイプ一体型

商品コード	型式	ひょう量(kg)	最小表示(g)	価格(¥)
123-65-83-41	GX12001L	12	0.1	220,000
123-65-83-42	GX22001L	22	0.1	250,000
123-65-83-43	GX32001L	32	0.1	330,000
123-65-83-44	GX32001LD	32	0.1(0~6.2kg) 1(6.2~32kg)	210,000
123-65-83-45	GX42001L	42	0.5	280,000
123-65-83-46	GX62001L	62	0.1	450,000
123-65-83-47	GX62000L	62	1	320,000
123-65-83-48	GX102000L	102	1	400,000

※重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。(スマートレンジ機能)

※表示部分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)の表示部外形寸法は、260(W)x164(D)x202(H)mmです。

(B)GX-L 分銅内蔵タイプ分離型

商品コード	型式	ひょう量(kg)	最小表示(g)	価格(¥)
123-65-83-49	GX32001LS	32	0.1	350,000
123-65-83-50	GX32001LDS	32	0.1(0~6.2kg) 1(6.2~32kg)	230,000
123-65-83-51	GX62001LS	62	0.1	470,000
123-65-83-52	GX62000LS	62	1	340,000
123-65-83-53	GX102000LS	102	1	420,000

※表示部分離型(GX-32001LS/32001LDS/62001LS/62000LS/102000LS)の表示部外形寸法は、260(W)x164(D)x202(H)mmです。

(C)GF-L ベーシックタイプ一体型

商品コード	型式	ひょう量(kg)	最小表示(g)	価格(¥)
123-65-83-61	GF12001L	12	0.1	190,000
123-65-83-62	GF22001L	22	0.1	220,000
123-65-83-63	GF32001L	32	0.1	300,000
123-65-83-64	GF62000L	62	1	270,000

NEW スロープ付き低床型台はかり HW-CF シリーズ



■特長

- ・スロープ 1枚付属
- ・低床型の台はかり(積み下しを考慮した高さ 40mmの荷重載せ部): 全体 919(W)×808(D)mm / 荷重載せ部 690(W)×800(D)mm
- ・防塵・防水等級 IP55(計量台)
- ・豊富なインタフェースオプション Bluetooth® / USB / RS-232C / プザー・リレー

表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数) ※グラム表示はできません
最大計数値	220,000個/最小単重0.01kg
表示方法	バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)
外形寸法/計量台	919 (W) × 808 (D) × 92 (H) mm
外形寸法/荷重載せ部	690 (W) × 800 (D) × 40 (H) mm
外形寸法:表示部(スタンド付き)	466 (W) × 452 (D) × 815 (H) mm
ロードセルケーブル長	約2.8m
本体質量:計量台	約30kg
本体質量:表示器	約4.6kg (HW-200KCF、スタンド含む、電池含まず)

商品コード	型式	ひょう量(kg)	タイプ	表示単位	最大計数値	表示方法	価格(¥)
123-65-87-31	HW-200KCF	220	標準タイプ	kg (キログラム) / pcs (個数) ※グラム表示はできません	220,000個/ 最小単重 0.01kg	バックライト付7セグメント 液晶表示(文字高26mm)	390,000
123-65-87-32	HW-200KCPF	220	プリンター 内蔵タイプ	kg (キログラム) / pcs (個数) ※グラム表示はできません	220,000個/ 最小単重 0.01kg	バックライト付7セグメント 液晶表示(文字高26mm)	440,000

NEW 低床タイプデジタル台はかり SN-L シリーズ



1100mm×1100mmの大型計量台
手持ちのパレットを計量皿として使用できます。



■特長

- ・倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管
- ・選別計量機能
- ・個数計機能: 大型部品の個数管理に最適、デジタル風袋引き機能付き
- ・メモリ機能: 個数計に便利なメモリ 4種類
- ・表示器スタンド標準装備
- ・別売で内蔵プリンタも用意
- ・電源ケーブル: 1.5m
- ・パレットを載せる場合は頑丈なものをご使用ください。パレットの強度が不足していて歪んだ状態で計量部に載せると正しく計量できない場合があります。



計量台	計量台寸法: 1100×1100mm、高さ: 116mm、計量台質量: 約60kg (SN-1200KL)、約70kg (SN-2000KL)、計量フレーム材質: 鉄(SS400)
指示計	指示計単体外形寸法: 275 (W) × 111 (H) × 160 (D) mm、指示計質量: 約1550g
指示計スタンド	ストッパ付きキャスター5脚、底面部: 466mm×452mm、指示計高さ: 780mm~1050mm、スタンド質量3.3kg(指示計含まず)
電源	AC100V

商品コード	型式	ひょう量(kg)	最小表示(kg)	価格(¥)
123-65-87-11	SN-1200KL	1200	0.5	389,000
123-65-87-12	SN-2000KL	2000	1	530,000