

新製品

## 水道直結型超純水装置

# PURELAB

比抵抗値 18.2MΩ・cm

TOC 5ppb 以下

# Quest2 キャンペーン

本体定価¥610,000.-

# ¥380,000.-

 (据付出張費別)


構成:装置本体、前処理据付キット(LA821)、漏水センサー、水道接続部品

- ・水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ・cm、TOC5ppb 以下)が採水可能(TOC 表示なし)
- ・1.2ℓ/分の高流量で超純水が採水可能
- ・タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ・2波長のUV ランプにより残存有機物を低減
- ・採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- ・タンク容量は7ℓと小型装置では大容量
- ・B4 サイズのコンパクトボディ

製品名	PURELAB Quest 2
採水スピード	1.2ℓ /分
超純水 比抵抗	18.2 MΩ・cm
水質 TOC	5 ppb以下
本体サイズ	幅 232 ×奥行 421 ×高さ 510 mm
本体重量	23 kg
電源	100-240 V 50/60 Hz 1.2 A
供給水 <sup>1)</sup>	水道水
供給水圧	2 ~ 6 bar
導電度	2000 μS 未満
硬度 (CaCO <sub>3</sub> 換算)	350 ppm 未満
シリカ	30 ppm 未満

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

PURELAB Quest 2 フロー図



実施期間:2021年7月1日~無くなり次第終了

※上記記載金額に消費税は含まれておりません。

輸入元:セナーアンドバーンズ株式会社

東京本社:東京都大田区羽田空港 1-6-6

TEL:03-5708-7300 FAX:03-5708-0151

札幌営業所 TEL:011-823-2250

神戸営業所 TEL:078-331-7292

北九州営業所 TEL:093-533-5371

お問合せ:

# 水道直結型超純水装置

## PURELAB flex3 キャンペーン

比抵抗値 18.2MΩ・cm

本体定価¥1,140,000.-

TOC 5ppb 以下

**¥578,000.-** (据付出張費別)


構成: 装置本体、前処理据付キット (LA821)、水道接続部品

- ・水道につなぐだけで超純水(18.2MΩ・cm、TOC5ppb 以下)が採水可能
- ・1 滴から最大 2.0ℓ/分で超純水が採水可能
- ・リアルタイム TOC モニタリング機能付(TOC 表示あり)
- ・タンク内の水を定期的に循環させてタンク水質を維持
- ・2波長の UV ランプにより残存有機物を低減
- ・採水量を任意に設定できる定量採水機能付
- ・タンク容量は7ℓと小型装置では大容量
- ・B4 サイズのコンパクトボディ
- ・オプションでフットスイッチ追加可能(特別価格¥20,000.-)

### 仕様

採水スピード	滴下～2ℓ / 分
超純水 比抵抗	18.2 MΩ・cm
水質 TOC	5 ppb 以下
本体サイズ	幅 236 × 奥行 470 × 高さ 900 ～ 1020 mm
本体重量	23 kg
電源	100-240 V 50/60 Hz 1.0 A
供給水 <sup>1)</sup>	水道水
供給水圧	2 ～ 6 bar
導電度	2000 μS 未満
硬度 (CaCO <sub>3</sub> 換算)	350 ppm 未満
シリカ	30 ppm 未満

PURELAB flex3 フロー図



**flex3 キャンペーン特典!!**

**据付出張費を特別価格にて実施!  
さらに、漏水センサー無料!!**

実施期間: 2021年7月1日

～2022年3月31日ご注文分まで

※上記記載金額に消費税は含まれておりません。