

# SARTORIUS

## ザルトリウス2021 年末特別価格 キャンペーン

2021年10月1日～12月28日受注分まで

高機能で使いやすい一押しラボ用製品を  
年末特別価格でご用意しました。  
この機会をぜひご利用ください。

Simplifying Progress



# 電子天びん Cubis® II シリーズ

20% OFF

## 次世代モジュラー式プレミアム電子天びん



### 使用目的により表示部を選択 (2種類)



**MCA表示部**  
アプリケーションによる拡張機能を搭載した、多機能型大型カラータッチディスプレイ



**MCE表示部**  
優れた判読性と操作性を持った、ベーシックタイプのハイブリッドタッチスクリーン

### QAppソフトウェアによる、ワークフロー改善やコンプライアンス対応 (MCA表示部のみ)



組合せ構成のひとつにソフトウェアも含まれます。各QAppパッケージにより、データインテグリティなどへのコンプライアンス対応や、動物ひょう量、バックひょう量、チェックひょう量、調・配合など特殊なひょう量作業にも対応します。

モジュール式ひょう量システムCubis IIは、ハードウェアとソフトウェアのさまざまな組合せ構成が可能です (表示部、風防、アプリなど)。コンプライアンス対応を含め、ユーザーにとって最適なひょう量作業ができる特別な天びんを提供いたします。

### ひょう量作業を手助けするアクセサリ



さまざまなタイプの容器 (マイクロ・コニカルチューブやフラスコなど) に対応したサンプルホルダーを使用し、容器に直接ひょう量することでサンプルのロスを防ぎます。また安定所要時間が短縮され、繰り返し性も向上します (オプション対応品)。

### サンプルの特性や作業効率を考慮し、風防を選択可能 (10種類)



分析・1 mgモデルにはイオナイザー内蔵の自動ドア式ガラス風防が選択可能。粉体や樹脂サンプルからの静電気による指示値のばらつきを軽減し、精度と作業効率を高めます。ウルトラマイクロ・マイクロ天びんには環境測定やエンジン排ガス試験向けにフィルターひょう量用風防も選択できます。

製品番号案内



Cubis II ハイランナーモデル、  
モジュラー方式モデル  
全機種対象

製品番号	MCA2.7SM-S01	MCA2.7SF-S01	MCA10.6SM-S01	MCA6.6SM-S01	MCA3.6PM-S01	MCA225SI-S01	MCA524SI-S01
通常価格	¥3,195,000	¥3,291,000	¥2,985,000	¥2,446,000	¥2,051,000	¥1,569,000	¥1,419,000
キャンペーン価格	¥2,556,000	¥2,632,800	¥2,388,000	¥1,956,800	¥1,640,800	¥1,255,200	¥1,135,200
出荷時JCSS証明書	¥72,000	¥72,000	¥62,000	¥62,000	¥62,000	¥47,000	¥42,000
読取限度 (µg)	0.1	0.1	1	1	1/2/5	0.01 mg	0.1 mg
ひょう量 (mg)	2,100	2,100	10,100	6,100	1,100/2,100/3,100	220 g	520 g
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	モーションセンサー付き自動風防	フィルターひょう量用手動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	モーションセンサー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99

製品番号	MCA324SI-S01	MCA224SI-S01	MCA225SU-S01	MCA224SU-S01	MCE225SU-S01	MCE324SU-S01	MCE224SU-S01
通常価格	¥1,179,000	¥1,107,000	¥1,250,000	¥788,000	¥934,000	¥544,000	¥472,000
キャンペーン価格	¥943,200	¥885,600	¥1,000,000	¥630,400	¥747,200	¥435,200	¥377,600
出荷時JCSS証明書	¥42,000	¥42,000	¥47,000	¥42,000	¥47,000	¥42,000	¥42,000
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.01	0.1	0.01	0.1	0.1
ひょう量 (g)	320	220	220	220	220	320	220
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	イオナイザー付き自動風防	イオナイザー付き自動風防	手動風防	手動風防	手動風防	手動風防	手動風防
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	-	-	-

製品番号	MCA5203SE-S01	MCA3203SE-S01	MCA6202S0-S01	MCA4202S0-S01	MCA2202S0-S01	MCA8201S0-S01	MCE6202S0-S01
通常価格	¥1,154,000	¥933,000	¥779,000	¥735,000	¥707,000	¥730,000	¥463,000
キャンペーン価格	¥923,200	¥746,400	¥623,200	¥588,000	¥565,600	¥584,000	¥370,400
出荷時JCSS証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01
ひょう量 (g)	5,200	3,200	6,200	4,200	2,200	8,200	6,200
表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	オート	オート	オート	オート	オート
風防形状	1 mg用手動風防	1 mg用手動風防	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	QP99	-

製品番号	MCE4202S0-S01	MCE2202S0-S01	MCA70201S0-S01	MCA36201S0-S01	MCA20201S0-S01	MCE36201S0-S01	MCE20201S0-S01
通常価格	¥419,000	¥391,000	¥1,341,000	¥1,120,000	¥1,023,000	¥804,000	¥707,000
キャンペーン価格	¥335,200	¥312,800	¥1,072,800	¥896,000	¥818,400	¥643,200	¥565,600
出荷時JCSS証明書	¥37,000	¥37,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000	¥47,000
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ひょう量 (g)	4,200	2,200	70,200	36,200	20,200	36,200	20,200
表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部	多機能表示部	多機能表示部	多機能表示部	ベーシック表示部	ベーシック表示部
レベリング	オート	オート	手動	手動	手動	手動	手動
風防形状	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし	風防なし
QApp (アプリケーション)	-	-	QP99	QP99	QP99	-	-

※ キャンペーン対象は上記リストのモデルを含む全ハイランナーモデルと、組合せ構成が可能なモジュラー方式モデルの全機種となります。

※ ハイランナーモデルはニーズや評価の高い組合せでのモデルとなり、仕様固定の製品です。リストはハイランナーモデルの一部製品となります。

またモジュラー方式での組合せは数千通りのパターンでの構成が可能です。モジュラー方式での製品や詳細については弊社カタログでご確認いただくか、代理店にお問い合わせください。

※ ハイランナーモデルの型式は、実際の納入品に記載の型式とは異なります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。

# 電子天びん Entris® II BCEシリーズ

20% OFF



## ベーシックバランス製品群でのベストバリュー

- クラス最短の安定所要時間 - 最新のひょう量センサーを採用
- 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
- ハウジングに高い耐薬品性のあるPBT樹脂を採用
- GLP/GMP に準拠したプリントアウト/ データ出力
- 統計や動物ひょう量、カウンティングなど12のアプリケーションを搭載



isoCAL (全自動校正/調整機能) による正確なひょう量結果 (Iモデルのみ)



ワンクリックで設置環境に合わせた、ひょう量しやすい設定へ簡単に変更



専用ソフトなしでひょう量データ出力ができる「PCダイレクト機能」

製品番号案内



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE224I-1SJP	BCE124I-1SJP	BCE64I-1SJP	BCE653I-1SJP
通常価格	¥185,000	¥170,000	¥155,000	¥155,000
キャンペーン価格	¥148,000	¥136,000	¥124,000	¥124,000
製品番号 (外部校正モデル)	BCE224-1SJP	BCE124-1SJP	BCE64-1SJP	BCE653-1SJP
通常価格	¥165,000	¥150,000	¥135,000	¥140,000
キャンペーン価格	¥132,000	¥120,000	¥108,000	¥112,000
出荷時JCSS校正証明書	¥42,000	¥42,000	¥42,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥51,500 (E <sub>2</sub> /200 g)	¥47,500 (E <sub>2</sub> /100 g)	¥41,500 (E <sub>2</sub> /50 g)	¥53,500 (F <sub>1</sub> /500 g)
読取限度 (mg)	0.1	0.1	0.1	0.001 g
ひょう量 (g)	220	120	60	650



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE623I-1SJP	BCE423I-1SJP	BCE323I-1SJP	BCE223I-1SJP
通常価格	¥135,000	¥120,000	¥105,000	¥98,000
キャンペーン価格	¥108,000	¥96,000	¥84,000	¥78,400
製品番号 (外部校正モデル)	BCE623-1SJP	BCE423-1SJP	BCE323-1SJP	BCE223-1SJP
通常価格	¥120,000	¥105,000	¥90,000	¥83,000
キャンペーン価格	¥96,000	¥84,000	¥72,000	¥66,400
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥53,500 (F <sub>1</sub> /500 g)	¥36,500 (F <sub>1</sub> /200 g)	¥36,500 (F <sub>1</sub> /200 g)	¥36,500 (F <sub>1</sub> /200 g)
読取限度 (g)	0.001	0.001	0.001	0.001
ひょう量 (g)	620	420	320	220



製品番号 (isoCAL搭載)	BCE620I-1SJP	BCE420I-1SJP	BCE320I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE120I-1SJP	BCE822I-1SJP
通常価格	¥150,000	¥130,000	¥112,000	¥98,000	¥92,000	¥85,000
キャンペーン価格	¥120,000	¥104,000	¥89,600	¥78,400	¥73,600	¥68,000
製品番号 (外部校正モデル)	BCE620-1SJP	BCE420-1SJP	BCE320-1SJP	BCE220-1SJP	BCE120-1SJP	BCE822-1SJP
通常価格	¥135,000	¥115,000	¥97,000	¥83,000	¥77,000	¥70,000
キャンペーン価格	¥108,000	¥92,000	¥77,600	¥66,400	¥61,600	¥56,000
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥125,000 (F <sub>1</sub> /5 kg)	¥92,000 (F <sub>1</sub> /2 kg)	¥92,000 (F <sub>1</sub> /2 kg)	¥92,000 (F <sub>1</sub> /2 kg)	¥65,500 (F <sub>1</sub> /1 kg)	¥53,500 (F <sub>1</sub> /500 g)
読取限度 (g)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ひょう量 (g)	6,200	4,200	3,200	2,200	1,200	820

製品番号 (isoCAL搭載)	BCE622I-1SJP	BCE820I-1SJP	BCE520I-1SJP	BCE220I-1SJP	BCE8200I-1SJP	BCE6200I-1SJP
通常価格	¥78,000	¥110,000	¥90,000	¥80,000	¥90,000	¥80,000
キャンペーン価格	¥62,400	¥88,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000
製品番号 (外部校正モデル)	BCE622-1SJP	BCE820-1SJP	BCE520-1SJP	BCE220-1SJP	BCE8200-1SJP	BCE6200-1SJP
通常価格	¥63,000	¥95,000	¥75,000	¥65,000	¥75,000	¥65,000
キャンペーン価格	¥50,400	¥76,000	¥60,000	¥52,000	¥60,000	¥52,000
出荷時JCSS校正証明書	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000	¥37,000
校正調整用分銅価格	¥53,500 (F <sub>1</sub> /500 g)	¥109,000 (F <sub>2</sub> /5 kg)	¥109,000 (F <sub>2</sub> /5 kg)	¥78,000 (F <sub>2</sub> /2 kg)	¥109,000 (F <sub>2</sub> /5 kg)	¥109,000 (F <sub>2</sub> /5 kg)
読取限度 (g)	0.01	0.1	0.1	0.1	1	1
ひょう量 (g)	620	8,200	5,200	2,200	8,200	6,200

※ 分銅価格にはJCSS校正証明書が含まれています。

# 電動ピペット Picus<sup>®</sup>、Picus<sup>®</sup> Nxt 2機種の違い



## ピクス<sup>®</sup> Picus<sup>®</sup>

### 基本性能を備えたスタンダードタイプ

#### シリーズ共通特徴

1. 新世代技術による高精度ピペッティング  
強化されたDCモーター、電動ブレーキ、光学センサーを搭載し連続注モードの精度も向上
2. 電動チップエジェクション  
ワンタッチ電動式でボタンを押せばチップが外れるので、手への負担を軽減
3. 超軽量で人間工学設計のプロによるデザイン  
1 ch 1,000 - 約100 g 8 ch 300 - 約160 g、フィンガーフック付き
4. 本体下部オートクレーブ可能  
1,200 μLモデルを除くモデルで、簡単に分解してオートクレーブ滅菌が可能
5. 簡単セルフメンテ  
手動ピペットと同じ要領で、簡単に分解と組み立てが可能
6. プレートトラッカー機能  
96, 384プレートに対応。正しいウェルへのガイドをディスプレイ上で提供する機能

## ピクス<sup>®</sup>ネクスト Picus<sup>®</sup> Nxt

### より高い信頼性を備えたアドバンスタイプ

#### ネクスト ズバリNxtだけの特徴

1. トレーサビリティの取れた校正証明書付き  
Nxt全製品にISO/IEC17025に準拠した3ポイント校正証明書 (FINAS) が標準添付
2. プロトコルの作成  
カスタムワークフローを作成することができ、繰り返し設定する作業の時間を節約
3. 連続ブローアウト機能  
手動ピペットのように何度も自動でブローアウトが可能。(チップ内の残留サンプル対処等)
4. ピペットロック  
点検や故障などサービス待機中、ピペットにロックをすることで使用されることを予防
5. 2段階のパスワード  
保存されているプログラムの無断編集の予防が、ユーザー・管理者の2段階で可能
6. サービスリマインダー  
定期メンテナンス等ピペットチェックのためのリマインダー機能を設定可能

多検体の取り扱いも楽々、手に優しい大人気電動ピペット

# 電動ピペット Picus®、Picus® Nxt

20% OFF

■ 1日の間でピペッティングの結果にばらつきがありますか？

電動ピペットのパイオニアが開発した内部動作システムにより、正確な分注が可能です。DCモーターと光学センサーの搭載で、精度が高い等量連続分注が可能です。96/384ウェルプレートで多量なアッセイを1日を通して繰り返しピペッティングする場合などに、手動ピペットよりもスピーディーで再現性の高い分注が可能です。

■ 使用者の経験度に関わらず、均一な結果が得られていますか？

手動ピペットのような操作が無いのでプレを抑え、再現性の高い結果を得られます。(下図)

■ 親指は痛みませんか？

ソフトタッチのキーパッドで、強くボタンを押す必要がありません。特許を取得した電動式チップエジェクションは、ワンタッチでチップが外せる機能です。腱鞘炎を予防し、長時間のピペッティングによる負荷を軽減します。


Picus® Nxt はトレーサビリティが確保された出荷時校正証明書 (1ch ¥8,000, 8 ch ¥18,000, 12ch ¥23,000相当) があらかじめ添付されます。




Picus® Nxt

操作者の経験度がピペッティングの精度に及ぼす影響

平均的なピペッティング経験者



ピペッティング経験が少ない場合



結論：人による誤差の解消

電動ピペットは手動の操作が無いので、ピペッティングの経験度に関係なく少量の取り扱いでも常に再現性の高い結果を得られます。

電動ピペットPicus®、Picus® Nxt価格表


製品番号		チャンネル、取扱容量、 その他製品	可変容量 (μL)	通常価格		キャンペーン価格		オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き
Picus®	Picus® Nxt			Picus®	Picus® Nxt	Picus®	Picus® Nxt	
735021	LH - 745021	1 ch, 0.2 - 10 μL	0.01	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	¥11,000
735041	LH - 745041	1 ch, 5 - 120 μL	0.10	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735061	LH - 745061	1 ch, 10 - 300 μL	0.20	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735081	LH - 745081	1 ch, 50 - 1,000 μL	1.00	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735101	LH - 745101	1 ch, 100 - 5,000 μL	5.00	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	
735111	LH - 745111	1 ch, 500 - 10,000 μL	10.00	¥83,000	¥96,000	¥66,400	¥76,800	¥28,000
735321	LH - 745321	8 ch, 0.2 - 10 μL	0.01	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735341	LH - 745341	8 ch, 5 - 120 μL	0.10	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735361	LH - 745361	8 ch, 10 - 300 μL	0.20	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735391	LH - 745391	8 ch, 50 - 1,200 μL	1.00	¥170,000	¥180,000	¥136,000	¥144,000	
735421	LH - 745421	12 ch, 0.2 - 10 μL	0.01	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	¥38,000
735441	LH - 745441	12 ch, 5 - 120 μL	0.10	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	
735461	LH - 745461	12 ch, 10 - 300 μL	0.20	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	
735491	LH - 745491	12 ch, 50 - 1,200 μL	1.00	¥189,000	¥199,000	¥151,200	¥159,200	
730981		1台掛け充電スタンド		¥26,000		¥20,800		
730991		4台掛回転充電スタンド		¥54,000		¥43,200		

# 手動ピペット Tacta®

20% OFF

## 汚染対策万全な超軽量操作で一度使ったら手放せなくなる手動ピペット

- まるごとオートクレーブ可能：クロスコンタミネーションを効果的に防止し、精度が高いので結果の信頼性が向上します。
- 工具不要で分解でき簡単にセルフメンテが可能です。クリーニングが簡単なので、各種サンプル別の汚染除去が容易です。(図a)
- セーフコンフィルターを20 µL以上のモデルに取り付け可能です。本体への汚染を予防します。(図b)
- 容量のズレを防ぐロック機能により、ピペッティング中に容量が変わってしまうことを防ぎます。
- ソフトチップ取外し機能により、チップを取り外す際のチップ内の飛沫による汚染を防ぎ、エアロゾルなどの汚染のリスクを減らせます。
- 握りやすいボディと使いやすい設計で手への負担を軽減します。より見やすい全桁容量表示(図c)、ユーザー専用容量調整窓付きです。付属のツールで調整します。(図d)



### 手動ピペット Tacta® 価格表

製品番号	チャンネル、取扱容量、その他製品	可変容量 (µL)	通常価格	キャンペーン価格	オプション：JCSS校正を実施の場合 合否判定付き
LH-729010	1ch、0.1 - 3 µL	0.002	¥38,500	¥30,800	¥11,000
LH-729020	1ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥38,500	¥30,800	
LH-729030	1ch、2 - 20 µL	0.02	¥38,500	¥30,800	
LH-729050	1ch、10 - 100 µL	0.10	¥38,500	¥30,800	
LH-729060	1ch、20 - 200 µL	0.20	¥38,500	¥30,800	
LH-729070	1ch、100 - 1,000 µL	1.00	¥38,500	¥30,800	
LH-729080	1ch、500 - 5,000 µL	10.0	¥38,500	¥30,800	
LH-729090	1ch、1 - 10 mL	20.0	¥38,500	¥30,800	
LH-729120	8ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥108,000	¥86,400	
LH-729130	8ch、5 - 100 µL	0.10	¥108,000	¥86,400	
LH-729140	8ch、30 - 300 µL	0.20	¥108,000	¥86,400	
LH-729220	12ch、0.5 - 10 µL	0.01	¥127,000	¥101,600	¥38,000
LH-729230	12ch、5 - 100 µL	0.10	¥127,000	¥101,600	
LH-729240	12ch、30 - 300 µL	0.20	¥127,000	¥101,600	
LH-725630	6台掛け回転式スタンド・手動用		¥22,000	¥17,600	
725620	リニアスタンド(全機種対応)		¥13,600	¥10,880	



## Midi Plus 電動ピペットコントローラー 20% OFF

- 軽量コンパクト
- 1~100 mLのメスピペットに適合
- 折り畳みスタンド付きで、クリーンベンチ内での操作が便利



製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
Midi Plus ピペッティングコントローラー ACアダプタ付き	710931	¥40,500	¥32,400

### 吸引加圧両用ポンプ

## マイクロザルト e.jet ポンプ 30% OFF

- 気体と液体を同時に吸引可能なので廃液瓶不要
- 1.4 kgで軽量コンパクト
- 微生物検査をはじめとするさまざまな用途に



製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
マイクロザルト e.jet ポンプ ACアダプタ付き	166MP-4	¥185,000	¥129,500

## ポリカーボネート製フィルターホルダー 30% OFF

- さまざまな用途にお使いいただける超定番製品
- オートクレーブ可
- フィルターホルダーのみ (16511) と、250 mLフラスコ付 (16510)



製品名	製品番号	通常価格	キャンペーン価格
PC製フィルターホルダー・250 mLフラスコ付き	16510	¥15,500	¥10,850
PC製フィルターホルダー・フィルターホルダーのみ	16511	¥10,500	¥7,350

16510

# ミニザルトRC / SRP シリーズ

30% OFF

## 選ばれる理由

- 軽い操作性
- RCは最も非特異吸着ロスが低い
- 広範囲に適応可能な耐薬性

※ 未滅菌品でもオートクレーブ可能

## こんな方におすすめ

- 軽い操作性がお好みの方
- タンパクや核酸、ウイルス溶液の清澄ろ過

### ミニザルトRC (HPLC・UHPLC前処理に) 膜材質:再生セルロース ACK:EOG滅菌

製品番号	製品名	孔径	入数	通常価格	キャンペーン価格
17821K	ミニザルトRC4	0.2 μm	50	¥5,400	¥3,780
17822K	ミニザルトRC4	0.45 μm	50	¥5,400	¥3,780
17761K	ミニザルトRC15	0.2 μm	50	¥7,800	¥5,460
17761ACK	ミニザルトRC15	0.2 μm	50	¥11,400	¥7,980
17762K	ミニザルトRC15	0.45 μm	50	¥7,800	¥5,460
17764K	ミニザルトRC25	0.2 μm	50	¥9,600	¥6,720
17764ACK	ミニザルトRC25	0.2 μm	50	¥15,000	¥10,500
17765K	ミニザルトRC25	0.45 μm	50	¥9,600	¥6,720
17765ACK	ミニザルトRC25	0.45 μm	50	¥15,000	¥10,500



### ミニザルトSRP (有機溶媒用) 膜材質:疎水性PTFE ACK, OSK:EOG滅菌

製品番号	製品名	孔径	入数	通常価格	キャンペーン価格
17820K	ミニザルトSRP4	0.45 μm	50	¥6,400	¥4,480
17573K	ミニザルトSRP15	0.2 μm	50	¥10,000	¥7,000
17573ACK	ミニザルトSRP15	0.2 μm	50	¥15,000	¥10,500
17574K	ミニザルトSRP15	0.45 μm	50	¥10,000	¥7,000
17558K	ミニザルトSRP15 (ss型)	0.2 μm	50	¥10,000	¥7,000
17559K	ミニザルトSRP15 (ss型)	0.45 μm	50	¥10,000	¥7,000
17575K	ミニザルトSRP25	0.2 μm	50	¥23,000	¥16,100
S7575FXOSK	ミニザルトSRP25	0.2 μm	50	¥31,800	¥22,260
17576K	ミニザルトSRP25	0.45 μm	50	¥23,000	¥16,100



# 超純水製造装置 アリウム Mini シリーズ 40% OFF

アリウム Mini シリーズ — 研究の効率を高めるイノベーション



画期的な内蔵バッグタンク技術を採用



コンパクト&スタイリッシュデザイン



タッチパネルで直感的なメニューナビゲーション / ワンタッチ定量採水

製品番号	製品名	構成・内容	通常価格*	キャンペーン価格*
H2O-MM-T	アリウム Mini	純水マニュアル供給タイプ	¥394,500	¥218,220
H2O-MM-UV-T	アリウム Mini UV	純水マニュアル供給タイプ、UV ランプ付	¥445,500	¥248,820
H2O-MU-T	アリウム Mini Essential	純水ライン供給タイプ	¥465,500	¥255,420
H2O-MU-UV-T	アリウム Mini Essential UV	純水ライン供給タイプ、UV ランプ付	¥533,500	¥301,620
H2O-MA-T	アリウム Mini Plus	水道水供給タイプ	¥586,500	¥333,420
H2O-MA-UV-T	アリウム Mini Plus UV	水道水供給タイプ、UV ランプ付	¥640,500	¥365,820

\* 本体および初期消耗品 (H2O-S-PACK は無償) を含みます。設置調整費 (¥70,000) は別途必要です。

初期消耗品分の超純水カートリッジ (H2O-S-PACK) をプレゼント!

ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11 Daiwa品川Northビル4階

TEL: 03-6478-5200 FAX: 03-6478-5494

Email: hp.info@sartorius.com <http://www.sartorius.co.jp/>

お問い合わせ先

営業所

東京 〒140-0001 東京都品川区北品川1-8-11

TEL: 03-6478-5200 FAX: 03-6478-5494

大阪 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39

名古屋 〒461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16

TEL: 03-6478-5204 FAX: 03-6478-5497

修理依頼品、校正依頼品、返品、返却デモ機は

下記までお送りください。

(株) 近鉄ロジスティクス・システムズ ザルトリウス担当

〒140-0003 東京都品川区八潮3-2-31 東京ターミナル3F

TEL: 03-6386-9549 FAX: 03-3790-1330

■ 本誌掲載の価格はすべて税抜き価格です。

■ 納期の決まった製品はあらかじめ弊社営業担当へご相談ください。

カタログNo. 2021Q4LPSCP

