




SIBATA

2022年
3月末まで

創業100周年 サンクスキャンペーン

1921年10月東京都文京区本郷で創業し、
皆様に支えられて2021年10月に100年を迎えました。
日頃のご愛顧に感謝をこめてキャンペーンを実施させていただきます。

100th Anniversary

 SIBATA

ビーカー & フラスコ

高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、攪拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。

●ビーカー

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
10	010020-10A	6	3,060	1,680
20	010020-20A	6	3,060	1,680
30	010020-30A	6	3,060	1,680
50	010020-50A	10	4,000	2,200
100	010020-100A	10	3,500	1,920
200	010020-200A	10	4,000	2,200
300	010020-300A	10	4,700	2,580
500	010020-500A	10	7,100	3,900
1000	010020-1000A	6	9,180	5,050
2000	010020-2000	1	3,700	2,030
3000	010020-3000	1	5,500	3,020
5000	010020-5000	1	9,800	5,390
10000	010020-10000	1	26,000	14,300

●トールビーカー

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
50	010040-50A	10	6,400	3,520
100	010040-100A	10	5,800	3,190
200	010040-200A	10	6,200	3,410
300	010040-300A	10	7,200	3,960
500	010040-500A	10	10,400	5,720
1000	010040-1000A	10	26,200	14,410
2000	010040-2000A	6	34,800	19,140
3000	010040-3000	1	7,700	4,230

●コニカルビーカー

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
50	010050-50A	10	6,400	3,520
100	010050-100A	10	6,400	3,520
200	010050-200A	10	6,900	3,790
300	010050-300A	10	7,900	4,340
500	010050-500A	10	12,200	6,710
1000	010050-1000A	6	46,800	25,740
2000	010050-2000	1	9,500	5,220

●三角フラスコ

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
10	010530-10A	6	4,740	2,610
20	010530-20A	6	4,740	2,610
30	010530-30A	6	5,280	2,900
50	010530-50A	10	5,500	3,020
100	010530-100A	10	5,500	3,020
200	010530-200A	10	5,800	3,190
300	010530-300A	10	6,900	3,790
500	010530-500A	10	10,800	5,940
1000	010530-1000A	10	17,500	9,620
2000	010530-2000	1	5,400	2,970
3000	010530-3000	1	7,500	4,120
5000	010530-5000	1	12,500	6,870

●丸底フラスコ

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
50	010500-50A	6	4,800	3,120
100	010500-100A	10	8,000	5,200
200	010500-200A	10	9,500	6,170
500	010500-500A	10	16,000	10,400
1000	010500-1000A	10	27,000	17,550
2000	010500-2000A	10	75,000	48,750
3000	010500-3000	1	9,800	6,370

●平底フラスコ

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
200	010510-200A	10	9,000	5,850
500	010510-500A	10	15,500	10,070
1000	010510-1000A	10	28,000	18,200
2000	010510-2000	1	7,900	5,130
3000	010510-3000	1	10,000	6,500
5000	010510-5000	1	15,800	10,270

●ケルダールフラスコ

容量 mL	品目コード	入数	価格 ¥	キャンペーン ¥
30	010540-30A	6	11,400	6,840
50	010540-50A	10	24,000	14,400
100	010540-100A	10	26,000	15,600
200	010540-200A	10	39,000	23,400
300	010540-300A	10	39,000	23,400
500	010540-500A	10	55,000	33,000

メスフラスコ & メスシリンダー

液体の体積を測るために用いられます。スーパーグレードはJIS規格 (R3505) クラスAの「体積の許容誤差」より高精度、カスタムAはJIS規格 (R3505) クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

●メスフラスコスーパーグレード

容量 mL	品目コード	透明		茶褐色	
		価格 ¥	キャンペーン ¥	価格 ¥	キャンペーン ¥
5	020060-5	2,400	1,320	—	—
10	020060-10	2,400	1,320	020070-10	2,550
20	020060-20	2,400	1,320	020070-20	2,760
25	020060-25	2,400	1,320	020070-25	2,760
50	020060-50	2,400	1,320	020070-50	2,830
100	020060-100	2,650	1,460	020070-100	3,150
200	020060-200	3,300	1,810	020070-200	4,230
250	020060-250	3,950	2,170	020070-250	4,480
500	020060-500	4,500	2,470	020070-500	5,700
1000	020060-1000	5,400	2,970	020070-1000	6,160
2000	020060-2000	10,500	5,770	020070-2000	10,430
3000	020060-30001	24,100	13,250	—	—
5000	020060-50001	43,200	23,760	—	—

●メスフラスコカスタムA

容量 mL	品目コード	透明		茶褐色	
		価格 ¥	キャンペーン ¥	価格 ¥	キャンペーン ¥
5	026050-5	2,000	1,100	—	—
10	026050-10	2,000	1,100	026100-10	2,170
20	026050-20	2,000	1,100	026100-20	2,310
25	026050-25	2,000	1,100	026100-25	2,310
50	026050-50	2,000	1,100	026100-50	2,380
100	026050-100	2,200	1,210	026100-100	2,620
200	026050-200	2,850	1,570	026100-200	3,530
250	026050-250	3,300	1,810	026100-250	3,710
500	026050-500	3,750	2,060	026100-500	4,760
1000	026050-1000	4,500	2,470	026100-1000	5,140
2000	026050-2000	8,800	4,840	026100-2000	8,680
3000	026050-30001	20,900	11,490	—	—
5000	026050-50001	35,200	19,360	—	—

●メスフラスコ短形 ※JIS R3505クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠

容量 mL	品目コード	透明		茶褐色	
		価格 ¥	キャンペーン ¥	価格 ¥	キャンペーン ¥
50	023080-50	2,650	1,460	023090-50	2,230
100	023080-100	2,750	1,510	023090-100	2,470
200	023080-200	3,650	2,010	—	—
250	023080-250	4,200	2,310	—	—
500	023080-500	4,850	2,670	—	—

●マイクロメスフラスコ

容量 mL	品目コード	透明	
		価格 ¥	キャンペーン ¥
1	023050-1	2,300	1,610
2	023050-2	2,300	1,610

●メスシリンダー

容量 mL	品目コード	スーパーグレード		カスタムA	
		価格 ¥	キャンペーン ¥	価格 ¥	キャンペーン ¥
5	023520-5	1,450	800	026500-5	600
10	023520-10	1,450	800	026500-10	600
20	023520-20	1,550	850	026500-20	710
25	023520-25	1,850	1,020	026500-25	850
50	023520-50	2,100	1,150	026500-50	960
100	023520-100	2,400	1,320	026500-100	1,100
200	023520-200	2,950	1,620	026500-200	1,320
250	023520-250	3,200	1,760	026500-250	1,460
300	023520-300	5,300	2,910	026500-300	2,360
500	023520-500	5,600	3,080	026500-500	2,610
1000	023520-1000	12,100	6,650	026500-1000	5,500
2000	023520-20001	16,100	8,850	026500-20001	7,420
3000	—	—	—	026500-30001	20,570
5000	—	—	—	026500-50001	33,880
10000	—	—	—	026500-100001	92,650*

●有栓メスシリンダー

※026500-100001 10000mLは15%OFFです。

容量 mL	品目コード	スーパーグレード		カスタムA	
		価格 ¥	キャンペーン ¥	価格 ¥	キャンペーン ¥
5	023550-5	2,600	1,430	026580-5	1,210
10	023550-10	2,700	1,480	026580-10	1,260
20	023550-20	3,400	1,870	026580-20	1,510
25	023550-25	3,700	2,030	026580-25	1,620
50	023550-50	3,800	2,090	026580-50	1,700
100	023550-100	4,800	2,640	026580-100	2,120
200	023550-200	5,250	2,890	026580-200	2,310
250	023550-250	5,500	3,020	026580-250	2,420
500	023550-500	10,700	5,880	026580-500	4,650
1000	023550-1000	16,600	9,130	026580-1000	7,200
2000	023550-20001	32,000	17,600	026580-20001	16,940

体積計は個別包装となり
1本単位でご購入可能です。

DIGIFIT Feather Autoclavable MADE IN JAPAN デジフィット フェザー

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性。長時間使用や反復使用による疲労を低減。デジフィットシリーズ最新モデル。

DIGIFIT Feather POINT



回すだけで着脱できる
エジェクタパイプ

握ったときに隠れない
ボリュームインジケータ



手にフィット
しやすい形状

専用治具で簡単な
キャリブレーション




プッシュボタンと容量
可変ハンドルを分離
ロック機能を省略

約70gの本体重量を
達成しつつもオート
クレープ減菌可能



吐出性能を向上する
ハイパーフローシステム
を2・10・20μLに搭載

最大70% (当社比)
低減した
ストローク荷重



3箇所の表示と色分けで
容量モデルの識別が容易

25%
OFF

容量
モデル毎に
色分け
(全8色)

品目コード	識別カラー	容量範囲 (μL)	精度 (%)	再現性 (%)	価格 ¥	キャンペーン ¥
025100-2	グレー	0.1~2	~±1.4*	~±0.7*	36,000	27,000
025100-10	ピンク	0.5~10	~±1.0	~±0.4	36,000	27,000
025100-20	クリーム	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~±0.3	33,000	24,750
025100-100	オレンジ	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~±0.2	33,000	24,750
025100-200	イエロー	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~±0.2	33,000	24,750
025100-1000	ブルー	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~±0.2	33,000	24,750
025100-5000	グリーン	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~±0.15	38,000	28,500
025100-10000	ホワイト	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~±0.15	43,000	32,250

*0.2μL以下における精度、再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。キャリブレーション用の専用治具は別売です。

マクロピペット

大容量分注器でピストンに
PTFEを使用、
有機溶媒ガスにも
耐えられます。

- 付属品
 - チップ2本
(025060-05、-010は1本)
 - グリス1コ
 - ピン押し(治具)1コ

35%
OFF

オートクレープ 卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型



マイクロピペットのノズル内部も
滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
100V電源で使用でき簡単操作、
日々の滅菌作業が楽になります。

- デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です(培地等の液体の滅菌は不可)。
- 加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。



15%
OFF

品目コード	仕様	価格 ¥	キャンペーン ¥
051800-400	滅菌温度: 121℃ (20~90分) / 132℃ (5~90分) 乾燥温度: 約100℃ (0~90分)、送風機能あり 給水: 本体上面から供給、約2.8L 電源: AC100V、1.44kw (3Pコンセント)	560,000 (バスケット別売)	476,000 (バスケット別売)

●本製品の压力容器種類は、小型压力容器のうち点検が不要な規模である「(簡易)容器」です。●ドパッキングおよびエアイベントフィルターは、定期的な交換をお勧めしています。●水槽内の水(精製水+水道水を推奨)は、週に一度の交換をお願いしています。●液体を滅菌することはできません。●連続使用はできません。一度運転した後は、20分以上の冷却時間が必要です。●本製品は研究用です。医療目的には使用できません。

別売部品: バスケット ※本体と一緒に必ずお求めください。

品目コード	仕様	価格 ¥
051800-4001	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属	18,000

品目コード	容量範囲 (mL)	精度 (%)	再現性 (%)	価格 ¥	キャンペーン ¥
025060-01	0.2~1	±1	≤1	24,000	15,000
025060-02	0.4~2	±1	≤1	24,000	15,000
025060-05	1~5	±1	≤1	24,000	15,000
025060-010	2~10	±1	≤1	24,000	15,000

ハンディ水質計 AQUAB®(アクアブ) シリーズ

低濃度タイプは水道水などの残留塩素の測定に、高濃度タイプは新型コロナウイルスの消毒や殺菌に使用される次亜塩酸水などの濃度測定に使用されています。



●AQ-201型

●AQ-202P型

20%
OFF

品目コード	品目名	価格¥	キャンペーン¥
080560-201	水質計 アクアブ 残留塩素 AQ-201型	49,800	39,000
080560-202	水質計 アクアブ 残留高濃度 AQ-202型	54,800	43,000
080560-2010	有効塩素濃度測定キット AQ-201P型	49,800	39,000
080560-2020	有効塩素濃度測定キット AQ-202P型	54,800	43,000

風速計

受動喫煙、ビル管理、空調設備等幅広くご利用いただける熱線式風速計です。



Bluetooth
ワイヤレス
タイプ

20%
OFF

【080280-7002】
風速計
ISA-700型
価格70,000円のところ

キャンペーン価格
56,000円

15%
OFF

【080280-101】
ワイヤレス風速・温度計
ISA-101型
価格98,000円のところ

キャンペーン価格
83,000円

アスベストサンプラー



大気汚染防止法に基づくアスベスト除去工事中の敷地境界の測定に使えるサンプリングポンプです。



15%
OFF

アスベスト
サンプリングポンプ
AIP-205型
流量可変範囲: 1.5~13L/min
品目コード: 080800-205
価格240,000円のところ

キャンペーン価格
204,000円

15%
OFF

バッテリーユニット
BU-205型
リチウムイオンで軽量・長持ち
(5時間以上)
品目コード: 080800-206
価格120,000円のところ

キャンペーン価格
102,000円

吸引ポンプ

特に運転音が静かで、環境測定用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。



20%
OFF

【080800-32】
吸引ポンプ 静音タイプ
SIP-32L型
価格110,000円のところ

キャンペーン価格
88,000円

真空マノメーター

半導体センサーを用いた、水銀フリーのコンパクトで使いやすい卓上型の真空計です。



●DM-100S型

腐食性
ガスに強い
モデル



●DM-300S型

20%
OFF

品目コード	型式	測定流体	価格 ¥	キャンペーン ¥
071060-1002	DM-100S	非腐食性気体	85,000	68,000
071060-3001	DM-300S	SUS316を 腐食させない気体	98,000	78,000

循環アスピレーター

水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。排水はコックタイプとフレキシブルホースタイプの2種類から設置条件などによりご選択ください。

排水方式
ドレイン
コック



●WJ-15型

排水方式
フレキシブル
ホース



●WJ-20型

20%
OFF

品目コード	型式	排水方式	価格 ¥	キャンペーン ¥
044660-152	WJ-15	コック	68,000	54,000
044660-202	WJ-20	フレキシブルホース	68,000	54,000

ドライ真空ポンプ

減圧ろ過、減圧乾燥に適した小型真空ポンプです。300Cはポンプヘッド内およびダイヤフラムはPTFEコートされており、強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。



●Rocker300型

耐有機
溶媒用
モデル



●Rocker300C型

20%
OFF

品目コード	型式	価格 ¥	キャンペーン ¥
044770-300	Rocker 300	39,000	31,000
044770-1300	Rocker 300C	69,000	55,000

吸引ろ過

本体はSPCとゴム栓タイプの2種類。
フィルタースクリーンにはサポートスクリーン(SUS)とガラスフィルターの2種類とそれぞれ選択頂けます。

●サポートスクリーン(SUS)
タイプ●ガラスフィルター
タイプ

フィルター
サイズ
φ25mm用



【061640-2503】
SPC フィルターホルダー
ガラスフィルター びん付 25mm
価格30,000円のところ

キャンペーン価格

24,000円

フィルター
サイズ
φ47mm用



【061640-4703】
SPC フィルターホルダー
ガラスフィルター びん付 47mm
価格36,500円のところ

キャンペーン価格

29,000円

フィルター
サイズ
φ25mm用



【061640-2505】
フィルターホルダー
びん付 25mm
価格21,000円のところ

キャンペーン価格

16,000円

フィルター
サイズ
φ47mm用



【061640-4705】
フィルターホルダー
びん付 47mm
価格28,000円のところ

キャンペーン価格

22,000円

●フィルターホルダー (SPCタイプには保存びん、ゴム栓タイプには吸引ろ過ビンが付属します)

フィルターサイズ	フィルタースクリーン	びん容量	SPC			ゴム栓		
			品目コード	価格 ¥	キャンペーン ¥	品目コード	価格 ¥	キャンペーン ¥
25mm	サポートスクリーン(SUS)	500mL	061630-2503	30,000	24,000	061630-2505	22,000	17,000
47mm	サポートスクリーン(SUS)	1000mL	061630-4703	40,000	32,000	061630-4705	31,000	24,000
25mm	ガラスフィルター	500mL	061640-2503	30,000	24,000	061640-2505	21,000	16,000
47mm	ガラスフィルター	1000mL	061640-4703	36,500	29,000	061640-4705	28,000	22,000

マグネスターシリーズ

15%
OFF

滴定をはじめ、一般攪拌用などの用途に対応します。小型で省スペースのMX・MG型、強力なコバルト磁石でムラのない安定した攪拌ができるMGP型をご用意しています。

品目コード	型式	攪拌容量	価格¥	キャンペーン¥
050610-02	おにぎりくんMX-1型	500mL	9,800	8,000
050610-05	MG-5型	500mL	9,900	8,000
050610-0510	MG-510型	1L	9,980	8,000
050620-101	MGP-101型	1L	15,000	12,000
050620-301	MGP-301型	5L	22,500	19,000



●MX-1型



●MG-5型



●MG-510型



●MGP-101型



●MGP-301型

クールマグネスター

20%
OFF

冷却、加熱しながら攪拌できるマグネチックスターラーです。

【050620-5】
クールマグネスター
MGC-100型
価格198,000円のところ

キャンペーン価格

158,000円

サーモマグネスターシリーズ

20%
OFF

加熱しながら攪拌できるマグネチックスターラーです。天板に特殊セラミックプレートを採用し、最高表面温度350℃までの加熱が可能です。耐薬品性に優れ、試料などをこぼしても容易に拭き取ることができます。
(~1500rpm、表面温度Max350℃)

品目コード	型式	攪拌容量	価格¥	キャンペーン¥
050620-110	MGH-110型	1L	61,000	48,000
050620-320	MGH-320型	5L	78,000	62,000

試験管ミキサー

20%
OFF

タッチスタート、連続運転の切り替えが可能です。

【050630-37】
試験管ミキサー
TTM-1型
価格28,000円のところ

キャンペーン価格

22,000円

攪拌機

20%
OFF

攪拌羽根を上部から回転させるタイプの攪拌機です。回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。

品目コード	型式	回転数	最大トルクN/m[kgf·cm]	価格¥	キャンペーン¥
050700-102	M-102	20~1200rpm	0.245{2.5}	82,000	65,000
050700-103	M-103	10~600rpm	0.49{5.0}	82,000	65,000
050700-104	M-104	5~300rpm	0.981{10.0}	82,000	65,000

低温循環水槽
クールマンシリーズ

水槽内の循環水を冷却し、ロータリーエバポレーターやソックスレーなどの冷却水用として外部に供給することができる装置です。

15%
OFF

品目コード	型式	価格¥	キャンペーン¥
051140-307	クールマンバル C-307型	195,000	165,000
051140-332	クールマンバル C-332型	278,000	236,000
051140-580	クールマンC-580型	310,000	263,000
051140-585	クールマンC-585型	310,000	263,000

ホットプレート

電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。
(最高表面温度450℃)

20%
OFF

品目コード	型式	プレート寸法	ヒーター	価格¥	キャンペーン¥
050850-051	NP-5R	230×230mm	1200W	79,000	63,000
050850-061	NP-6R	280×280mm	1200W	84,000	67,000
050850-071	NP-7R	280×280mm	1700W	89,000	71,000

※NP-7Rは200V、電源コードにはプラグは付属しません。

新製品

new products

合成、食品、その他一般分析だけでなく、バイオなどの幅広い分野のお客様にご活用いただけます。

NEW

試験管ミキサー

Mix-S型

さまざまな試薬、溶液、化学薬品の攪拌ができるタッチ式試験管ミキサーです。特に小さな容器(50mL程度の遠心チューブ)の混合に適しています。

- 回転数3500rpm AC100V



20% OFF

【050630-35】
価格16,000円のところ

キャンペーン価格

12,800円

NEW

ミニ遠心機

Mini-7KS型

小型軽量の卓上タイプの遠心機です。

- 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です)
- フタを閉めるだけで開始できます。
- タイマー付
- 回転数は3段階から選択できます。



20% OFF

【050630-7】
価格35,000円のところ

キャンペーン価格

28,000円

NEW

ミニドライバス
インキュベーター

MiniC-100型

卓上タイプ型恒温槽で電気泳動用の試料の調製、PCR前処理・DNA抽出反応、DNA/RNAの変性や反応、大腸菌のトランスフォーメーション、各種酵素反応、加熱、冷却などに利用できます。

- 小型軽量(1.5kg)
- 10℃~100℃で温度調整可能



20% OFF

【050870-5】
価格57,000円のところ

キャンペーン価格

45,600円

別売部品:アルミブロック MiniC-100用

品目コード	仕様	価格 ¥
050870-51	M1 0.2mL×32	9,500
050870-52	M2 0.5mL×24	9,500
050870-53	M3 1.5mL×15	9,500
050870-54	M4 2.0mL×15	9,500

※本体と一緒に必ずお求めください。

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2021年10月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

SIBATA 製品のご用命は...



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
 東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
 大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
 名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

フリーダイヤル

211010R083