

ユーザー様向け

キャンペーン期間

2022 4/4 ~ 2022 8/20

数量限定

20台

ガステックパーミエーター PD-1B (校正用ガス調整装置)

モデルチェンジ予定のため
現行型を特別価格にてご奉仕致します!



定価
¥590,000



特別販売価格

¥425,000

特長

- パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。
- パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となり、恒温を保持し空気や窒素などの希釈ガスを定量で送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。

用途

1. 各種分析計の校正
2. 腐食試験
3. 動・植物暴露試験等

商品コード	型式	品名	流量計数
169-80-10-03	PD-1B	パーミエーター/校正用ガス調整装置本体	1

※パーミエーションチューブは、22科学機器総合カタログP.1511をご覧ください。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>