

SIBATA

ガラス製品特別価格キャンペーン

10/1 から価格改定の柴田科学製品の一部を特別価格にてご提供致します！

22カタログ P.2 掲載



ビーカー

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	定価(¥)
371-01-01-31	10	30	40	605
371-01-01-32	20	34	45	605
371-01-01-33	30	41	50	605
371-01-01-34	50	46	60	400
371-01-01-35	100	55	70	350
371-01-01-36	200	67	89	400
371-01-01-37	300	78	103	470
371-01-01-38	500	90	120	710
371-01-01-39	1000	110	150	1,530
371-01-01-40	2000	135	200	3,700
371-01-01-41	3000	153	225	5,500
371-01-01-42	5000	180	280	9,800
371-01-01-43	10000	217	350	26,000

22カタログ P.10 掲載



三角フラスコ

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	定価(¥)
371-01-30-21	10	30	50	940
371-01-30-22	20	38	58	940
371-01-30-23	30	46	65	1050
371-01-30-24	50	51	90	550
371-01-30-25	100	64	105	550
371-01-30-26	200	79	131	580
371-01-30-27	300	87	156	690
371-01-30-28	500	105	180	1,080
371-01-30-29	1000	131	220	1,750
371-01-30-30	2000	166	280	5,400
371-01-30-31	3000	187	310	7,500
371-01-30-32	5000	220	365	12,500

22カタログ P.6 掲載



トールビーカー

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	定価(¥)
371-01-05-21	50	41	72	640
371-01-05-22	100	50	88	580
371-01-05-23	200	60	110	620
371-01-05-24	300	66	135	720
371-01-05-25	500	77	152	1,040
371-01-05-26	1000	100	195	2,620
371-01-05-27	2000	120	240	5,800
371-01-05-28	3000	135	280	7,700

22カタログ P.6 掲載



コニカルビーカー

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	定価(¥)
371-01-10-21	50	50	70	640
371-01-10-22	100	59	92	640
371-01-10-23	200	73	110	690
371-01-10-24	300	84	132	790
371-01-10-25	500	97	143	1,220
371-01-10-26	1000	115	177	7,800
371-01-10-27	2000	150	230	9,500



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

SIBATA

耐熱ねじロビン特別価格キャンペーン

10/1から価格改定の柴田科学製品の一部を特別価格にてご提供致します!

22カタログP.135掲載

透明びん



青キャップ付き



赤キャップ付き



黒キャップ付き



透明キャップ付き

商品コード	容量(mL)	青	定価(¥)	赤	定価(¥)	黒	定価(¥)	透明	定価(¥)
371-05-20-※※	25	-01	1,300	-51	1,790	—	—	—	—
371-05-20-※※	50	-02	1,480	-52	2,260	—	—	-62	1,850
371-05-20-※※	100	-03	1,480	-53	2,450	-33	1,850	-63	1,850
371-05-20-※※	150	-13	1,480	-50	2,450	-30	1,850	-85	1,850
371-05-20-※※	250	-04	1,680	-54	2,650	-34	2,050	-64	2,050
371-05-20-※※	500	-05	2,330	-55	3,300	-35	2,700	-65	2,700
371-05-20-※※	750	-14	2,730	-61	3,700	-31	3,100	-86	3,100
371-05-20-※※	1000	-06	3,080	-56	4,050	-36	3,450	-66	3,450
371-05-20-※※	2000	-07	9,180	-57	10,150	-37	9,550	-67	9,550
371-05-20-※※	3500	-15	17,980	-58	18,950	-32	18,350	-68	18,350
371-05-20-※※	5000	-09	25,480	-59	26,450	-38	25,850	-69	25,850
371-05-20-※※	10000	-10	45,480	-60	46,450	-39	45,850	-70	45,850
371-05-20-※※	15000	-11	67,980	—	—	—	—	—	—
371-05-20-※※	20000	-12	106,480	—	—	—	—	—	—

22カタログP.136掲載

茶褐色びん



青キャップ付き



赤キャップ付き



黒キャップ付き

商品コード	容量(mL)	青	定価(¥)	赤	定価(¥)	黒	定価(¥)
371-05-21-※※	25	-50	2,300	-59	2,790	—	—
371-05-21-※※	50	-51	2,480	-60	3,260	—	—
371-05-21-※※	100	-52	2,780	-61	3,750	-71	3,150
371-05-21-※※	150	-48	3,330	-68	4,300	-72	3,700
371-05-21-※※	250	-53	3,380	-62	4,350	-73	3,750
371-05-21-※※	500	-54	3,880	-63	4,850	-74	4,250
371-05-21-※※	750	-49	5,380	-69	6,350	-75	5,750
371-05-21-※※	1000	-55	5,680	-64	6,650	-76	6,050
371-05-21-※※	2000	-56	11,980	-65	12,950	-77	12,350
371-05-21-※※	3500	-93	32,980	-70	33,950	-78	33,350
371-05-21-※※	5000	-57	44,480	-66	45,450	-79	44,850
371-05-21-※※	10000	-58	62,980	-67	63,950	-80	63,350



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

ユーザー様向け

キャンペーン期間 2022 10/1～2023 3/31

SIBATA

メスフラスコ・メスシリンダー特別価格キャンペーン

10/1 から価格改定の柴田科学製品の一部を特別価格にてご提供致します！

22カタログ P.190 掲載

メスフラスコ

透明
スーパーグレード



透明
カスタムA



茶褐色
カスタムA



商品コード	容量(mℓ)	透明 スーパーグレード	定価(¥)	透明 カスタムA	定価(¥)	茶褐色 カスタムA	定価(¥)
371-11-03-※※	5	-01	2,600	-41	2,300	—	—
371-11-03-※※	10	-02	2,500	-42	2,200	-61	3,200
371-11-03-※※	20	-03	2,500	-43	2,200	-62	3,400
371-11-03-※※	25	-04	2,500	-44	2,200	-63	3,400
371-11-03-※※	50	-05	2,500	-45	2,200	-64	3,600
371-11-03-※※	100	-06	2,700	-46	2,400	-65	4,000
371-11-03-※※	200	-07	4,000	-47	3,400	-66	5,500
371-11-03-※※	250	-08	4,600	-48	4,000	-67	5,700
371-11-03-※※	500	-09	5,400	-49	4,500	-68	7,300
371-11-03-※※	1000	-10	6,500	-50	5,400	-69	8,800
371-11-03-※※	2000	-11	12,600	-51	10,600	-70	14,900
371-11-03-※※	3000	-12	28,900	-52	25,000	—	—
371-11-03-※※	5000	-13	47,000	-53	41,000	—	—

22カタログ P.194 掲載

バンパー付きメスシリンダー



スーパーグレード

商品コード	容量(mℓ)	定価(¥)
371-11-19-01	5	1,700
371-11-19-02	10	1,700
371-11-19-03	20	1,900
371-11-19-04	25	2,200
371-11-19-05	50	2,400
371-11-19-06	100	2,900
371-11-19-07	200	3,500
371-11-19-08	250	3,800
371-11-19-09	300	5,400
371-11-19-10	500	6,000
371-11-19-11	1000	13,300
371-11-19-12	2000	16,500

※5mℓ、10mℓ、2000mℓはバンパーなしです。

カスタムA

商品コード	容量(mℓ)	定価(¥)
371-11-19-21	5	1,300
371-11-19-22	10	1,300
371-11-19-23	20	1,600
371-11-19-24	25	1,900
371-11-19-25	50	2,100
371-11-19-26	100	2,400
371-11-19-27	200	2,900
371-11-19-28	250	3,200
371-11-19-29	300	4,800
371-11-19-30	500	5,300
371-11-19-31	1000	11,000
371-11-19-32	2000	14,900
371-11-19-33	3000	41,000
371-11-19-34	5000	68,000
371-11-19-35	10000	120,000

※5mℓ、10mℓ、2ℓ、3ℓ、5ℓ、10ℓはバンパーなしです。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

SIBATA

ホールピペット・メスピペット特別価格キャンペーン

10/1 から価格改定の柴田科学製品の一部を特別価格にてご提供致します！

ホールピペット



22カタログ P.205 掲載

スーパーグレード

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-55-25	0.5	1,060
371-11-55-26	1	660
371-11-55-27	2	660
371-11-55-28	2.5	700
371-11-55-29	3	700
371-11-55-30	4	700
371-11-55-31	5	800
371-11-55-32	6	1,030
371-11-55-33	7	1,030
371-11-55-34	8	1,030
371-11-55-85	9	1,030
371-11-55-86	10	980
371-11-55-87	15	1,240
371-11-55-88	20	1,320
371-11-55-89	25	1,420
371-11-55-90	30	1,660
371-11-55-91	40	1,920
371-11-55-92	50	2,260
371-11-55-93	100	3,640
371-11-55-94	200	6,720

カスタム A

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-61-60	0.5	880
371-11-61-61	1	550
371-11-61-62	2	550
371-11-61-63	2.5	580
371-11-61-64	3	580
371-11-61-65	4	580
371-11-61-66	5	670
371-11-61-67	6	840
371-11-61-68	7	840
371-11-61-69	8	840
371-11-61-70	9	840
371-11-61-71	10	820
371-11-61-72	15	960
371-11-61-73	20	1,100
371-11-61-74	25	1,180
371-11-61-75	30	1,380
371-11-61-76	40	1,560
371-11-61-77	50	1,880
371-11-61-78	100	3,040
371-11-61-79	200	5,600

メスピペット



22カタログ P.200/201 掲載

中間目盛り スーパーグレード

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-54-70	0.1	1,800
371-11-54-71	0.2	1,510
371-11-54-72	0.3	1,510
371-11-54-73	0.5	1,030
371-11-54-74	1	620
371-11-54-75	2	680
371-11-54-76	3	760
371-11-54-77	5	760
371-11-54-78	10	970
371-11-54-79	20	1,970
371-11-54-80	25	3,000

中間目盛り カスタム A

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-61-27	0.1	1,500
371-11-61-28	0.2	1,260
371-11-61-29	0.3	1,260
371-11-61-30	0.5	860
371-11-61-31	1	520
371-11-61-32	2	560
371-11-61-33	3	630
371-11-61-34	5	630
371-11-61-35	10	810
371-11-61-36	20	1,640
371-11-61-37	25	2,500

先端目盛り スーパーグレード

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-53-70	0.1	1,800
371-11-53-71	0.2	1,510
371-11-53-72	0.3	1,510
371-11-53-73	0.5	1,030
371-11-53-74	1	620
371-11-53-75	2	680
371-11-53-76	3	760
371-11-53-77	5	760
371-11-53-78	10	970
371-11-53-79	20	1,970
371-11-53-80	25	3,000

先端目盛り カスタム A

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-11-61-09	0.1	1,500
371-11-61-10	0.2	1,260
371-11-61-11	0.3	1,260
371-11-61-01	0.5	860
371-11-61-02	1	520
371-11-61-03	2	560
371-11-61-04	3	630
371-11-61-05	5	630
371-11-61-06	10	810
371-11-61-07	20	1,640
371-11-61-08	25	2,500



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

SIBATA

セーフティーコートねじ口びん・ユーティリティボトル 特別価格キャンペーン

10/1 から価格改定の柴田科学製品の一部を特別価格にてご提供致します！

セーフティーコートねじ口びん

22カタログ P.139 掲載

ガラス表面にコーティングを施すことによって、万が一割れてしまっても破片の飛散を防ぐことができます。
研究者の安全と大切なサンプルを守る対策として活用されています。
※びん本体の材質は、ほうけい酸ガラス-1です。

- 破損時のガラス破片飛散を防止
- ポリウレタンコーティング
- 使用温度範囲：-30～+135℃
- ガラス表面を傷から保護
- 電子レンジで使用可能
- オートクレーブ対応



青キャップ付き

商品コード	容量(mℓ)	定価(¥)
371-05-19-01	25	3,600
371-05-19-02	50	3,780
371-05-19-03	100	3,780
371-05-19-04	150	3,930
371-05-19-05	250	4,680
371-05-19-06	500	4,880
371-05-19-07	750	5,730
371-05-19-08	1000	7,980
371-05-19-09	2000	17,480
371-05-19-10	3500	37,980
371-05-19-11	5000	51,480



茶褐色 青キャップ付き

商品コード	容量(mℓ)	定価(¥)
371-05-19-91	100	6,280
371-05-19-92	250	8,780
371-05-19-93	500	9,630
371-05-19-94	1000	14,680
371-05-19-95	2000	28,480
371-05-19-96	5000	72,480

ユーティリティねじ口ボトル

22カタログ P.139 掲載

スリムボディで凹みがついているのでつかみ易い、安全性と使い勝手が向上したボトルです。
付属のEキャップ (PP製) は手にフィットする形状で、少ない回転数で開け閉め可能です。

- 持ち易いボディ
- 省スペース
- 開け閉めし易いキャップ
- オートクレーブ対応



Eキャップ付き

商品コード	容量(mℓ)	定価(¥)
371-05-83-96	125	1,700
371-05-83-97	250	1,900
371-05-83-98	500	2,750
371-05-83-99	1000	3,500



茶褐色 Eキャップ付き

商品コード	容量(mℓ)	定価(¥)
371-05-83-31	125	4,550
371-05-83-32	250	5,450
371-05-83-33	500	5,750
371-05-83-34	1000	8,050



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

SIBATA

広口耐熱ねじ口びん・プレミアムボトル 特別価格キャンペーン

10/1 から価格改定の柴田科学製品の一部を特別価格にてご提供致します!

ねじ口びん広口 GLS-80

- 粉末・ペースト状・顆粒・液体など試料の出し入れが、簡単。
- スプーンやヘラ、ピンセット、大きめのロートも楽に利用でき、中の洗浄もしやすいです。



青キャップ付き

商品コード	容量(L)	定価(¥)
371-05-83-18	0.25	3,330
371-05-83-01	0.5	4,880
371-05-83-02	1	5,430
371-05-83-03	2	9,730
371-05-83-04	5	37,430
371-05-83-05	10	59,930
371-05-83-06	20	127,430

22カタログ P.139 掲載

※青キャップの材質はポリプロピレン(PP)で、液切りリング付(ポリプロピレン製)です。



白キャップ付き

商品コード	容量(L)	定価(¥)
371-05-83-11	0.5	12,750
371-05-83-12	1	13,300
371-05-83-13	2	17,600
371-05-83-14	5	45,300
371-05-83-15	10	67,800
371-05-83-16	20	135,300

22カタログ P.140 掲載

※白キャップの材質はポリスルホン、パッキンはシリコンゴムにPTFE張り、白液切りリングはPTFEです。



茶褐色 青キャップ付き

商品コード	容量(L)	定価(¥)
371-05-83-68	0.25	7,380
371-05-83-51	0.5	7,480
371-05-83-52	1	8,630
371-05-83-53	2	16,430
371-05-83-54	5	51,930
371-05-83-55	10	77,930
371-05-83-56	20	162,430

22カタログ P.140 掲載

※青キャップの材質はポリプロピレン(PP)で、液切りリング付(ポリプロピレン製)です。



茶褐色 白キャップ付き

商品コード	容量(L)	定価(¥)
371-05-83-61	0.5	15,350
371-05-83-62	1	16,500
371-05-83-63	2	24,300
371-05-83-64	5	59,800
371-05-83-65	10	85,800
371-05-83-66	20	170,300

22カタログ P.140 掲載

※白キャップの材質はポリスルホン、パッキンはシリコンゴムにPTFE張り、白液切りリングはPTFEです。

プレミアムボトル



- 耐熱温度は-196～+200℃。液体窒素、ディープフリーザーでの保存が可能です。
- 160K までの耐サーマルショックをもつ、ほうけい酸ボトルです。
- 米国薬局方 (USP) に準拠したボトルです。

キャップ付き (PFA製)
プレミアム液切りリング付き
(PFA製)

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-05-23-25	100	8,720
371-05-23-26	250	8,920
371-05-23-27	500	9,670
371-05-23-28	1000	12,020

22カタログ P.139 掲載

チルトボトル



- 高さを抑え、低重心で倒れにくい形状は、クリーンベンチや安全キャビネットといった限られたスペースでも高い操作性を発揮します。
- 角度 45°
- 分注作業がストレスフリー

入数: 4本入
ねじ規格: GL-56

22カタログ P.140 掲載

商品コード	容量(mL)	定価(¥)
371-05-84-01	500	11,200



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>