

キャンペーン期間

2023 5/22 ~ 8/18

Fine 循環アスピレーターFWJ-20

特別価格にてご奉仕致します！この機会に是非お買い求め下さい。

※詳しくはお問い合わせください。

特別
価格



排気量	12 ~ 15 l / min × 2 本
モーター	100/150W
アスピレーター	2 本
水槽	ポリプロピレン製
吸引口	2ヶ所、φ10 mm
電源	AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A
外寸法	255×360×415Hmm
質量	約 7.4 kg

- ・FWJ-20 型は、水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅にアップ。
- ・独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。
- ・コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
- ・安定した排気を実現。強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気がえられます。
- ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。
高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。

商品コード	型式	給・排水方式	価格 (¥)
371-64-74-22	FWJ-20	フレキシブルホース(φ12mm) オーバーフロー(ノズルφ17mm)	68,000



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

本社 電話 03(3252)3461 (代販)

大阪営業所 電話 06(4800)3939

名古屋営業所 電話 052(238)6075

福岡営業所 電話 092(643)8645

札幌営業所 電話 050(6868)2001

各営業所共通

フリーダイヤル

FAX 0120-823445

2023.04.25