

# オーツカ光学 LED照明拡大鏡 SKKLシリーズ

特別価格にてご奉仕致します！この機会に是非お買い求め下さい。

- ◆ 光量は一定で必要かつ、最小限の機能を搭載したスタンダードなモデルです！
- ◆ レンズのラインナップは2倍から15倍までと幅広い倍率をラインナップ！
- ◆ 光源には信頼の高い基板型白色LEDと一体型ランプカバーをセット！
- ◆ スイッチはヘッド部に集約しLEDのON/OFF操作が簡単に行えます！
- ◆ オーツカ光学製品ならではの堅牢性は上位機種と同等の作り！



テーブルスタンド式

品番：SKKL-B

製品寸法 (W×H×D)：188×331×320mm

製品重量：1.9kg (レンズ含まず)



フリーアーム式 (クランプ取付式)

品番：SKKL-F

製品寸法 (アーム全長)：995mm

製品重量：2kg (レンズ含まず)

レンズ倍率をお選び頂き 例) SKKL-F 4x  
本体と組み合わせます。 品番 倍率

## 主な共通仕様

- 本体カラー：オフホワイト
- レンズ材質：ガラス
- 光源：白色LED, リング照明
- 色温度：約5000K
- 演色性：Ra90以上
- 入力電圧：100V・50,60Hz A プラグ
- 消費電力：7W
- ACアダプター型式：UNI336-2415
- ACアダプター定格：24V, 1.5A
- 使用温度範囲：5° ~ 35°
- 防塵・防水保護等級：IP20  
(125V以上の電圧でご使用の場合は電源ケーブルの変更、又は購入する事で対応可能)

## テーブルスタンド式

商品コード	型式	倍率(倍)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
528-75-32-91	SKKL-B 2x	2	33,500	25,125
528-75-32-92	SKKL-B 3x	3	39,000	29,250
528-75-32-93	SKKL-B 4x	4	46,500	34,875
528-75-32-94	SKKL-B 6x	6	62,000	48,360
528-75-32-95	SKKL-B 8x	8	78,500	61,230
528-75-32-96	SKKL-B 10x	10	93,000	72,540
528-75-32-97	SKKL-B 12x	12	124,000	96,720
528-75-32-98	SKKL-B 15x	15	137,000	106,860

## フリーアーム クランプ取付式

商品コード	型式	倍率(倍)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
528-75-32-81	SKKL-F 2x	2	40,000	30,000
528-75-32-82	SKKL-F 3x	3	45,000	33,750
528-75-32-83	SKKL-F 4x	4	52,000	39,000
528-75-32-84	SKKL-F 6x	6	68,000	53,040
528-75-32-85	SKKL-F 8x	8	84,500	65,910
528-75-32-86	SKKL-F 10x	10	98,000	76,440
528-75-32-87	SKKL-F 12x	12	130,000	101,400
528-75-32-88	SKKL-F 15x	15	147,000	114,660



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>