

# クールインキュベータ CN-25C

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



### 温度制御範囲 3~45℃

ペルチェ素子を使うことにより、1℃刻みに温度設定が可能。研究・産業試験用途に適した製品です。

### 安定した庫内温度環境

アルミ5面自然対流方式により、庫内の温度勾配が小さくなっております。

### かんたん操作

2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。

### 低振動設計

コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもお使いいただけます。


### コンパクト設計

置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。

### たっぷり収納

シャーレ(φ90×15mm)が100枚収納できるゆとりがあるサイズです。

## 操作パネル



### LED表示

庫内温度を表示します。温度設定時には点滅で設定温度を表示します。

### 温度設定スイッチ

3℃~45℃の範囲で温度設定が可能です

- 庫内は凹凸が少ないスッキリ設計。お掃除も簡単にできます。
- 棚は3枚に分割できるので、自由なレイアウトで棚を構成することができます。



## CN-25C

自然対流方式(5面冷却・加温)

ペルチェ素子モジュール

3~45℃まで1℃単位  
(周囲温度0~30℃)

過昇温度保護機能

265×260×360mm

345×445×477mm

アルミ(エポキシ焼付塗装)

ABS樹脂

25L

AC100V 50/60Hz

98W

12kg

棚板一式(3分割タイプ)

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-02	CN-25C	124,000	<b>98,000</b>

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

# 小形低温恒温器 SLC-25A

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



## 庫内温度が安定

ペルチェ素子を使用し、設定温度全域で温度変動がわずかです。  
(1℃刻みで3~65℃の)設定温度が可能です。

## 配線接続孔標準装備

## 良好な庫内温度分布

マイコン制御+アルミ5面自然対流方式により、庫内各部の温度分布が均一に保たれます。

## コンパクト設計

置き場所を選ばないコンパクトボディで収納25リットル。

庫内へ配線を通すためのキャップを付属しています。



※庫内収納物は製品には含まれておりません。

### かんたん操作

2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。

### LED表示

庫内温度を表示します。温度設定時には点滅で設定温度を表示します。

### 温度設定スイッチ

3℃~65℃の範囲で温度設定が可能です。



## 製品仕様

形名	SLC-25A
冷却・加温方式	自然対流方式(5面冷却・加温)
冷却・加温装置	ペルチェ素子モジュール
温度制御範囲	3~65℃(1℃単位) (周囲温度 5~30℃)
安全装置	過昇温度保護機能
庫内寸法(WXD×H)	265×260×360mm
外形寸法(WXD×H)	345×445×477mm
庫内材質	アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装材質	ABS樹脂
内容積	25L
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	98W
質量	13kg
付属品	棚板1枚、電気配線接続用キャップ
別売部品	ドア施錠セット 観察用透明内板 ステンレス製棚板

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-04	SLC-25A	147,000	<b>117,600</b>

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)

**TGK** 東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>