

SIBATA 年度末キャンペーン2024

化学、食品、環境分析など様々な
実験シーンでお使いいただける
製品が、年度末限定の特別価格！
更にプレゼントも、！？
この機会にぜひお求めください！

洗剤 シバタクリーン A エース



ガラスはもちろん、各種試験器具など、多方面の洗浄にお使いいただける中性・無リンの安全性の高い洗剤です。

汚れ程度	希釈倍率	濃度
普通の汚れ	50倍	2%
ひどい汚れ	20倍	5%
極端な汚れ	10倍	10%

品目コード	pH値	内容量kg	価格¥	キャンペーン¥
050810-700	6.5~8.5	2	3,800	2,660
050810-800		20	33,800	23,660

注) 2kgタイプは約2.04L、20kgタイプは約20.4L入になります。

**30%
OFF**

キャンペーン期間中、本枠内のねじ口びん、
ボトル類のいずれかをご購入いただいた
先着100名様へ、パンダボトルを
1本プレゼント！

ご応募、詳細はこちらQRコードを
ご覧ください。



パンダボトル
ユーティリティねじ口びん
500mL



ユーティリティねじ口びん

スリムで
持ちやすい！



**30%
OFF**

品目コード	容量mL	ねじ規格	単価¥	入数	価格¥	キャンペーン¥
017310-125A	125	GL-45	1,900	4	7,600	5,200
017310-250A	250	GL-45	2,100	4	8,400	5,800
017310-500A	500	GL-45	3,000	4	12,000	8,400
017310-1000A	1000	GL-45	3,800	4	15,200	10,600

※キャップ、液切リングはポリプロピレン製、ボトルタグはシリコンゴム製です。

チルトボトル



コレなら傾けなくても
最後まで使いやう！
画期的〜♪



使用例



**20%
OFF**

品目コード	容量mL	ねじ規格	単価¥	入数	価格¥	キャンペーン¥
017400-500A	500	GL-56	3,250	4	13,000	10,400

※キャップはポリプロピレン製です。

プレミアムボトル



・耐熱温度：-196~200℃
・米国薬局方(USP)準拠

耐熱性が
高い！



**30%
OFF**

品目コード	容量mL	ねじ規格	単価¥	入数	価格¥	キャンペーン¥
017260-100A	100	GL-45	10,260	10	102,600	71,800
017260-250A	250	GL-45	10,460	10	104,600	73,200
017260-500A	500	GL-45	11,260	10	112,600	78,800
017260-1000A	1000	GL-45	13,860	10	138,600	97,000

※キャップ、液切リングはPFA製、パッキンはシリコンにPTFEコートです。

耐熱ねじ口びん広口 青キャップ付



品目コード	容量mL	ねじ規格	口内径mm	単価¥	入数	価格¥	キャンペーン¥
017250-250A	250	GL-80	約65	3,650	10	36,500	25,600
017250-500A	500	GL-80	約65	5,300	10	53,000	37,100
017250-1000A	1000	GL-80	約65	5,950	10	59,500	41,650
017250-2000	2000	GL-80	約65	—	1	11,000	7,700
017250-5000	5000	GL-80	約65	—	1	41,050	28,700
017250-10000	10000	GL-80	約65	—	1	66,150	46,300
017250-20000	20000	GL-80	約65	—	1	140,000	98,000

※キャップ、液切リング(ポリプロピレン製)付です。



ねじ口内径が
65 mmの広口びん！

**30%
OFF**

マノメーター（真空計） DM-100S



使用例

オプション

品名	品目コード	価格 ¥
ACアダプター	071060-61	6,000
アナログ出力ケーブル	071060-62	2,000
支柱用クランプ	071060-53	4,200

半導体センサーを用いた、水銀フリーのコンパクトで使いやすい卓上型の真空計です。

品目コード	071060-1002
型式	DM-100S
測定範囲	0~101.3kPa(絶対圧)
配管接続口	ホース口外径φ11mm ねじ規格R1/4
付属品	単3乾電池×2本
電源	電池、ACアダプター(オプション)
寸法・質量	96(W)×77(D)×89(H)mm 約0.7kg
価格 ¥	85,000 キャンペーン¥ 68,000

20% OFF

ドライ真空ポンプ Rocker300C/300

Rocker 300C
耐溶媒仕様



Rocker 300



ねじ口ビンホルダー



使用例

品目コード	044770-008
材質	鉄ニッケルコート、PVC
寸法	φ130(W)×175(D)×10(H)mm
価格 ¥	6,500 キャンペーン¥ 5,200

減圧ろ過、減圧乾燥に適した、持ち運びにも便利な小型真空ポンプです。真空レギュレーターが標準付属。Rocker300Cは内部がPTFEコートされており強酸、強アルカリを除く耐腐食性ガスに耐性があります。

品目コード	044770-1300	044770-300
型式	Rocker 300C	Rocker 300
耐溶媒性	あり	なし
吸引口	外径φ8mm	
吐出流量	20L/min(50Hz)・23L/min(60Hz)	
到達真空度	約170hPa	約110hPa
価格 ¥	79,000 キャンペーン¥ 63,200	49,000 キャンペーン¥ 39,200

20% OFF

循環アスピレーター WJ-15/20



WJ-15



WJ-20

ドレインコック

フレキシブルホース

排水はコックタイプとフレキシブルホースタイプの2種類から設置条件などによりご選択ください。

品目コード	044660-152	044660-202
型式	WJ-15	WJ-20
給・排水方式	ドレインコック(φ17mm)	フレキシブルホース(φ12mm)
排気量	12~15L/min	
モーター	100/150W	
アスピレーター	2本	
水槽	ポリプロピレン製 10L	
吸引口	ホース口ノズル 外径φ10mm×2本	
電源	AC100V 50/60Hz 2.0/2.7A	
寸法・質量	255(W)×360(D)×415(H)mm・約7.4kg	
価格 ¥	71,000 キャンペーン¥ 56,800	71,000 キャンペーン¥ 56,800

20% OFF

マグネスター MX-1/MG-510

滴定をはじめ、一般攪拌用など



MX-1



MG-510

※ピーカーは付属しません

※ピーカーは付属しません

品目コード	型式	攪拌容量	価格 ¥	キャンペーン ¥
050610-02	おにぎりくんMX-1	500mL	12,000	9,000
050610-0510	MG-510	1000mL	13,500	10,100

25% OFF

ベルジャー型バキュームオーブン BV-001



- 温度調節はPID制御
- ガラスベルジャーのツバ面は気密性がよく、装着脱着が手軽
- 真空ポンプ吸引口とリーク口の接続には、ワンタッチ式コネクターが付属

品目コード	050880-001
型式	BV-001
温度設定範囲	40~200℃
使用真空範囲	-0.1MPa~大気圧
槽内寸法	ベルジャー内寸φ105×90(H)mm
寸法・質量	225(W)×240(D)×290(H)mm・4kg
価格 ¥	218,000 キャンペーン¥ 163,500

25% OFF

卓上恒温水槽

CU-210



卓上タイプの恒温水槽です。
プラスチック水槽と SUS 製スノコが標準付属で
ご購入後すぐにご使用いただけます。

20%
OFF

品目コード	050450-210
型 式	CU-210
ヒーター容量	840W
温度設定範囲	5℃～95℃ (0.1℃単位)
付 属 品	水槽 16L (PP)、スノコ (SUS304)
電 源	AC100V 50/60Hz
質 量	約1.5kg (コントロールユニット本体のみ)
価 格 ￥	50,000 キャンペーン¥ 40,000

※冷却機能は搭載していません。

試験管ミキサー

Mix-S

特 徴

- コンパクトな試験管ミキサー
- 吸盤タイプのゴム足
- ヘッドゴム(シリコン製)は交換可能



20%
OFF

品目コード	050630-35	モ ード	タッチスタート
型式	Mix-S	電源	AC100V 50/60Hz 6W
回転数	3,500rpm (固定)	寸法・質量	101(W)×98.5(D)×66(H)mm・0.55kg
最大振とう容量	50mL	価 格 ￥	16,000 キャンペーン¥ 12,800

ミニ遠心機

Mini-7KS

特 徴

- 小型軽量の卓上タイプの遠心機
- 異なる3種類のチューブの遠心が可能
(アダプターの交換が不要)
- フタを閉めるだけで開始(タイマー付)



20%
OFF

品目コード	050630-7	遠心加速度(RFC)	960 / 2,000 / 2,900xg
型式	Mini-7KS	タイマー設定	0～99分59秒
最大処理数	1.5mL/2.0mL チューブ×6本 0.5mL チューブ×6本 8連PCRチューブ×2本または0.2mLチューブ×16本	電源	AC100V 50/60Hz 11W
回転数	4,000/6,000/7,000rpm (±500rpm)	寸法・質量	178(W)×160(D)×121(H)mm・1.6kg
		価 格 ￥	35,000 キャンペーン¥ 28,000

高速卓上遠心機

MC-15K

特 徴

- ソフトブレーキ機能で衝撃吸収するため
デリケートなサンプルを保護
- わずか13秒で設定回転速度に到達
- アルミニウム合金のローターは
オートクレープ可能



20%
OFF

品目コード	050630-15	遠心加速度(RFC)	100～15,000xg (100xg単位)
型式	MC-15K	タイマー設定	1～99分59秒
最大処理数	0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×12本	電源	AC100V 50/60Hz 100W
最大試料密度	1.2g/mL	寸法・質量	230(W)×270(D)×155(H)mm・4.5kg
回転数	500～15,000rpm (100rpm単位)	価 格 ￥	120,000 キャンペーン¥ 96,000

ミニドライバス インキュベーター

MiniC-100

特 徴

- 小さくて軽量(約1.5kg)
- 過熱保護装置搭載
- プログラミング可能



20%
OFF

品目コード	050870-5	温度表示精度	0.1℃
型式	MiniC-100	タイマー設定	1～999時間、1～999分、1～999秒
温度設定範囲	-10℃～100℃	プログラム	1プログラムあたり3工程×9プログラム設定が可能
温度調節範囲	室温-20℃～100℃	電源	AC100V 50/60Hz 120W
温度精度	±0.3℃	寸法・質量	110(W)×160(D)×136(H)mm・1.5kg
温度調節精度	100℃±0.3℃、40℃±0.3℃	価 格 ￥	57,000 キャンペーン¥ 45,600

※アルミブロックは別売りとなります。本体と一緒に必ずお求めください。

別 売 部 品

アルミブロック MiniC-100用

品目コード	050870-51	050870-52	050870-53	050870-54
品 名	アルミブロック M1	アルミブロック M2	アルミブロック M3	アルミブロック M4
写 真				
最大処理数	0.2mL×32本立	0.5mL×24本立	1.5mL×15本立	2.0mL×15本立
価 格 ￥	9,500	9,500	9,500	9,500

ホットプレート

NP-5R/-6R

天板がガラスセラミックプレートのホット
プレートです。
熱量の透過がきわめてよく、試料容器を
短時間で加熱することができます。
(最高表面温度 450℃)



20%
OFF

品目コード	型式	プレート寸法	ヒーター	価格¥	キャンペーン¥
050850-051	NP-5R	230×230mm	1200W	79,000	63,000
050850-061	NP-6R	280×280mm	1200W	84,000	67,000

マクロピペット

大容量分注器で
ピストンに
PTFEを使用。
有機溶媒ガスにも
耐えられます。

30%
OFF

デジフィット AUP

本体丸ごとオートクレープ滅菌
UV照射が可能な、デジフィット
シリーズベストセラーモデルです。

AC
滅菌可

30%
OFF

本体ごと
オートクレープ可能

マクロピペット、または
デジフィットAUPを5本以上
ご購入のお客様へ! もれなく
分注器スタンド(回転式)*を
1コプレゼント!

*マクロピペット、
デジフィットAUPが
掛けられる
分注器スタンド

ご応募、詳細は



品目コード	容量範囲(mL)	精度(%)	再現性(%)	価格 ¥	キャンペーン ¥
025060-01	0.2~1	±1	≤1	32,000	22,400
025060-02	0.4~2	±1	≤1	32,000	22,400
025060-05	1~5	±1	≤1	32,000	22,400
025060-010	2~10	±1	≤1	32,000	22,400

品目コード	型 式	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	価格 ¥	キャンペーン ¥
025570-02	AUP-2	0.1~2	±12.0~±3.0*	≤6.0~≤1.0*	35,000	24,500
025570-010	AUP-10	0.5~10	±4.0~±1.0	≤3.0~≤0.5	35,000	24,500
025570-020	AUP-20	2~20	±5.0~±1.0	≤3.0~≤0.4	30,000	21,000
025570-0100	AUP-100	10~100	±2.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	30,000	21,000
025570-0200	AUP-200	20~200	±1.0~±0.8	≤0.5~≤0.2	31,000	21,700
025570-01000	AUP-1000	100~1000	±1.0~±0.7	≤0.5~≤0.2	31,000	21,700
025570-05000	AUP-5000	1000~5000	±1.0~±0.6	≤0.3~≤0.2	42,000	29,400
025570-010000	AUP-10000	1000~10000	±2.0~±0.4	≤0.4~≤0.2	47,000	32,900

※0.2μL以下における精度、再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。

デジフィット フェザー

AC
滅菌可

世界最軽量級、最高水準の精度・再現性。
長時間使用や反復使用による疲労を低減。
デジフィットシリーズ最新モデル。

シングルタイプ

品目コード	識別カラー	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	価格 ¥	キャンペーン ¥
025100-2	グレー	0.1~2	~±1.4*	~≤0.7*	38,000	28,500
025100-10	ピンク	0.5~10	~±1.0	~≤0.4	38,000	28,500
025100-20	クリーム	2~20	±3.0~±1.0	≤1.5~≤0.3	34,000	25,500
025100-100	オレンジ	10~100	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.2	34,000	25,500
025100-200	イエロー	20~200	±1.8~±0.6	≤0.7~≤0.2	34,000	25,500
025100-1000	ブルー	100~1000	±1.0~±0.6	≤0.6~≤0.2	34,000	25,500
025100-5000	グリーン	500~5000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	39,000	29,250
025100-10000	ホワイト	1000~10000	±2.0~±0.5	≤0.6~≤0.15	43,000	32,250

※0.2μL以下における精度、再現性はサンプリング技能に大きく影響されます。キャリブレーション用の専用治具は別売です。

シングルタイプ

8連タイプ

25%
OFF

AC
滅菌可

8連タイプ

品目コード	規格	識別カラー	容量範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	価格 ¥	キャンペーン ¥
024150-801	10μL	ピンク	0.5~10	±8.0~±2.0	≤5.0~≤1.0	105,000	78,750
024150-802	100μL	オレンジ	10~100	±3.0~±0.8	≤2.0~≤0.3	105,000	78,750
024150-803	200μL	イエロー	20~200	±3.0~±0.8	≤1.5~≤0.3	105,000	78,750
024150-804	300μL	ホワイト	30~300	±3.0~±0.8	≤1.0~≤0.3	105,000	78,750

卓上高圧蒸気滅菌器

SAC-1

オートクレープ



ねじりピンやピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。
100V 電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。

- デジフィットは、別売のバスケットに入れた状態で5~6本を
収容できます。
- ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です
(培地等の液体の滅菌は不可)。



15%
OFF

品目コード	仕様	価格 ¥	キャンペーン ¥
051800-400	滅菌温度: 121℃ (20~90分) / 132℃ (5~90分) 乾燥温度: 約100℃ (0~90分)、送風機能あり 給水: 本体上面から供給、約2.8L 電源: AC100V、1.44kW (3Pコンセント)	635,000 (バスケット別売)	539,750 (バスケット別売)

別売部品: バスケット ※本体と一緒に必ずお求めください。

品目コード	仕様	価格 ¥
051800-4001	被滅菌物を入れる必須のカゴ、出し入れに使うハンドルが付属	28,000

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2023年12月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご用命は...

柴田科学株式会社

本 社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6362-7321 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310 マーケティング課 ☎048-933-1574

<https://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

2312100R166