

ユーザー様向け

キャンペーン期間

2024 4/24 ~ 2024 8/20

電子冷却保管庫

ラボストッカーII RD-20S2-LM

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



【特長】

- 音の静かなペルチェ方式です
- 電子制御 + アルミニウム 2 面自然対流方式
- 均一な庫内温度分布です
- 吸気口は背面部と下部ドレインパン部分に 2 箇所あり、背面のフィルターは脱着可能で容易に清掃できます

RD-20S2-LM

自然対流方式 (2 面冷却)

ペルチェ素子モジュール

約 6°C (周囲温度 25°C 時)
※保証値ではありません
※周囲温度により変化します
※周囲温度 18 ~ 25°C を推奨

過昇温度保護機能

W285×D216×H324mm (庫内寸法)

W365×D375×H445mm (外寸)

約 20L

AC100V 50/60Hz

48W

9kg

ステンレス製棚板 × 1 枚

商品コード	型式	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-61-22-05	RD-20S2-LM	67,200	49,000

※キャンペーン期間中は送料サービス致します。(北海道、沖縄、離島除く)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>