

ハリヤードジャパン

ピュアゼロライフサイエンスニトリル手袋

- 実験室、研究環境、クリーンエリア向けに設計され、製薬、医療機器製造、バイオテクノロジー、食品加工取扱い分野などで幅広く使用されています
- 水密性（ピンホール）試験はAQL1.0で業界平均以上
- 57種類の化学薬品と14種類の化学療法薬剤に対して試験済み
- ※ウルトラバイオレットの化学療法薬剤試験は12種類



■ピュアゼロウルトラバイオレットニトリル手袋 全長240mm 指先厚みt0.09mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-01	48771	XS	紫	250	3,500
1034-23-75-02	48772	S	紫	250	3,500
1034-23-75-03	48773	M	紫	250	3,500
1034-23-75-04	48774	L	紫	250	3,500



■ピュアゼロリモンニトリル手袋 全長240mm 指先厚みt0.12mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-11	48750	XS	黄緑	200	3,600
1034-23-75-12	48751	S	黄緑	200	3,600
1034-23-75-13	48752	M	黄緑	200	3,600
1034-23-75-14	48753	L	黄緑	200	3,600



■ピュアゼロリモンエクストラニトリル手袋 全長305mm 指先厚みt0.12mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-21	48797	XS	黄緑	100	2,700
1034-23-75-22	48798	S	黄緑	100	2,700
1034-23-75-23	48799	M	黄緑	100	2,700
1034-23-75-24	48800	L	黄緑	100	2,700



■ピュアゼロマリンニトリル手袋 全長240mm 指先厚みt0.15mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-31	48766	XS	紺	100	2,250
1034-23-75-32	48767	S	紺	100	2,250
1034-23-75-33	48768	M	紺	100	2,250
1034-23-75-34	48769	L	紺	100	2,250



■ピュアゼロマリンエクストラニトリル手袋 全長305mm 指先厚みt0.15mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-41	48761	XS	紺	50	1,720
1034-23-75-42	48762	S	紺	50	1,720
1034-23-75-43	48763	M	紺	50	1,720
1034-23-75-44	48764	L	紺	50	1,720

CE 2797
(PPE Cat. III)

ISO 374-5:2016
VIRUS

UK
CA
0086

ISO 374-1:2016/Type C
K-Low Chemical



57種類の化学薬品および最大14種類の化学療法薬剤に対する耐性試験実施済

AQL 1.0

左右兼用

指先エンボス加工

パウダーフリー

天然ゴムラテックスフリー

未滅菌



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>