

商品紹介

LABCAT

オールプラスチックディスポシリンジ 30・50mL 滅菌済 ルアーロック型



- ・ルアーハブ式のニードルやアダプターを固定できます
- ・使用途中で外れることのない安心できるネジ切込横口仕様
- ・目盛は 2mL 刻みで印字
- ・50mL のシリンジは各大容量目盛付き (60mL)

point

【特長】

- バレル(外筒)はPP製、プランジャー(ピストン部)はPE製です
- プランジャー先端にはゴムチップがないオールPE一体型プランジャーです
- ゴムチップとプランジャーの離脱の危険性がありません
- ゴムチップを使用していないため、ゴム由来の溶出を気にすることなくご使用できます
- EOG 滅菌済み

※本品は医療器具ではございません。実験、研究用としてご使用下さい。

ルアーロック型オールプラスチックディスポシリンジ 横口

商品コード	型式	容量(mL)	入数(本)	価格(¥)
149-14-90-58	LC4830S-LL	30	40	10,000
149-14-90-59	LC4850S-LL	50	25	8,800



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>