

ハリヤードジャパン ピュアゼロライフサイエンスニトリル手袋

- 実験室、研究環境、クリーンエリア向けに設計され、製薬、医療機器製造、バイオテクノロジー、食品加工取扱い分野などで幅広く使用されています
- 水密性（ピンホール）試験はAQL1.0で業界平均以上
- 57種類の化学薬品と14種類の化学療法薬剤に対して試験済み
- ※ ウルトラバイオレットの化学療法薬剤試験は12種類



■ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリル手袋 全長240mm 指先厚みt0.09mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-01	48771	XS	紫	250	3,500
1034-23-75-02	48772	S	紫	250	3,500
1034-23-75-03	48773	M	紫	250	3,500
1034-23-75-04	48774	L	紫	250	3,500



■ピュアゼロ リモン ニトリル手袋 全長240mm 指先厚みt0.12mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-11	48775	XS	黄緑	200	3,600
1034-23-75-12	48776	S	黄緑	200	3,600
1034-23-75-13	48777	M	黄緑	200	3,600
1034-23-75-14	48778	L	黄緑	200	3,600



■ピュアゼロ リモンエクストラ ニトリル手袋 全長305mm 指先厚みt0.12mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-21	48779	XS	黄緑	100	2,700
1034-23-75-22	48780	S	黄緑	100	2,700
1034-23-75-23	48781	M	黄緑	100	2,700
1034-23-75-24	48782	L	黄緑	100	2,700



■ピュアゼロ マリン ニトリル手袋 全長240mm 指先厚みt0.15mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-31	48766	XS	紺	100	2,250
1034-23-75-32	48767	S	紺	100	2,250
1034-23-75-33	48768	M	紺	100	2,250
1034-23-75-34	48769	L	紺	100	2,250



■ピュアゼロ マリンエクストラ ニトリル手袋 全長305mm 指先厚みt0.15mm

商品コード	品番	サイズ	色	入数(枚)	価格(¥)
1034-23-75-41	48761	XS	紺	50	1,720
1034-23-75-42	48762	S	紺	50	1,720
1034-23-75-43	48763	M	紺	50	1,720
1034-23-75-44	48764	L	紺	50	1,720

販売終了

販売終了

CE 2797 (PPE Cat. III)	ISO 374-5:2016 VIRUS	UK CA 0086	ISO 374-1:2016/Type C K-Low Chemical	57種類の化学薬品および最大14種類の化学療法薬剤に対する耐性試験実施済
---------------------------	-------------------------	---------------	---	--------------------------------------

AQL 1.0	左右兼用	指先エンボス加工	パウダーフリー	天然ゴムラテックスフリー	未滅菌
---------	------	----------	---------	--------------	-----

TGK 東京硝子器械株式会社
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>