



あると助かる!

オススメ



マイクロプレートシェーカー

204

ELISA プレートや細胞培養プレートの 溶液混合に!



品目コード	050630-40		
振とう速度範囲	振とう速度:200~1500 rpm 振幅:3mm		
価格¥	88,000 キャンペーン¥ 70,400		

※プレートは付属しません。別途ご用意ください。



卓上全自動滅菌器 滅菌から送風乾燥まで!

SAC-1



品目コード	051800-400	
滅菌機能	121℃/132℃切換式 121℃時:20~90分の範囲で変更可 132℃時:5~90分の範囲で変更可	
価格¥	650,000 キャンペーン¥ 487,500	



ミニドライバス インキュベーター

MiniC-100





キャンペーン¥ 48,000 ※ご使用の際にはアルミブロック(別売)およびマイクロチューブ(別売)が必要です





小型卓上の遠心機! 品目コード





高速卓上遠心機

MC-15K

価格¥





	1 10000000000000
品目コード	050630-15
最大処理数	1.5mL/2.0mLチューブ×12本
回転数	500~15,000rpm (表示設定間隔100rpm)
価格¥	127,000 キャンペーン¥ 101,600

試験管ミキサー

Mix-S



OFF

コンパクトな試験管ミキサ



品目コード	050630-35
回転数	3500rpm (固定)
最大振とう 容量	50mL
価格¥	18,000 キャンペーン¥ 14,400

デジフィットフェザ・

本体重量わずか約70g

シングルタイプ

品目コード	識別カラー	容量範囲(µL)	価格¥	キャンペーン¥
025100-2	グレー	0.1~2	38,000	28,500
025100-10	ピンク	0.5~10	38,000	28,500
025100-20	クリーム	2~20	38,000	28,500
025100-100	オレンジ	10~100	38,000	28,500
025100-200	イエロー	20~200	38,000	28,500
025100-1000	ブルー	100~1000	38,000	28,500
025100-5000	グリーン	500~5000	39,000	29,250
025100-10000	ホワイト	1000~10000	43,000	32,250

マクロピペット

耐溶剤仕様の分注器

5年間の保証付き

品目コード	容量範囲(mL)	価格¥	キャンペーン¥
025060-01	0.2~1	34,300	24,010
025060-02	0.4~2	34,300	24,010
025060-05	1~5	34,300	24,010
025060-010	2~10	34,300	24,010

デジフィット AUP

スタンダードモデルの分注器

品目コード	容量範囲(µL)	価格¥	キャンペーン¥
025570-02	0.1~2	35,000	24,500
025570-010	0.5~10	35,000	24,500
025570-020	2~20	35,000	24,500
025570-0100	10~100	35,000	24,500
025570-0200	20~200	35,000	24,500
025570-01000	100~1000	35,000	24,500
025570-05000	1000~5000	42,000	29,400
025570-010000	1000~10000	47,000	32,900

大気•室内環境



For the Earth!

オススメ







VS-1





プローブ部を延長して使用も可能 ※延長棒は別途お買い求めください

紫田科学の風速計が**過去最安値!**

- ●センサーと表示部は分離が可能
- ●JIS T8202 準拠
- ●延長ケーブルを間に接続することで 高所などの測定も可能

用途

●局所排気、空調、換気量の測定

品目コード	080990-004
測定範囲	風速: 0.05~20m/s
通信方式	USB(Micro-B)、Bluetooth
データ ロギング 機能	風速、温度、湿度 測定日時(1秒~60分)
価格¥	58,000 キャンペーン¥ 48,000



ISA-700



NEW -クテスタ

EST-1





本体とプローブの一体型です



ナーナーン			
品目コード	080280-7002		
測定範囲	0.05~10.00m/s		
価格¥	82,500 キャンペーン¥ 66,000		



排気システムの漏れや密室性の検査、 風向チェックに使えます

品目コード	080270-1
発煙カートリッジ 持続時間	30秒間の発煙で30回* ※20~25℃における目安値
価格¥	42,000 キャンペーン¥ 33.600

酸化炭素モニ

2

558





品目コード	080990-001		
測定範囲	CO ₂ : 360~4000ppm		
/TT-1-20 \/	54,000		
価格 ¥	キャンペーン¥ 43.200		

NEW PM2.5/CO2 モニタ

460

COa濃度を測定





品目コード	080990-006
測定範囲	PM2.5 :10~600μg/m³
	CO ₂ : 360~4000ppm
価格¥	98,000
	キャンペーン¥ 78,400

NEW CO/CO2 E:

CCS-1





室内空気の基本性質 である CO、CO2、温度、 湿度を測定できます。

品目コード	080990-007			
测量整面	CO: 0~50ppm			
測定範囲	CO ₂ : 360~4000ppm			
/TT 1/2 \ \ /	98,000			
価格¥	キャンペーン¥ 78,400			

簡易 PM2.5 モニタ





品目コード	080990-002			
測定範囲	PM2.5 : $10\sim600\mu g/m^3$			
/TT-45 \/	50,000			
価格 ¥	キャンペーン¥ 40,000			

※乾電池式ではございません。 別途モバイルバッテリー等をご利用ください

差圧計

FPL-1



アスベスト除去解体の 工事現場で活躍! 負圧・陽圧管理に 使えます

品目コード	080990-003			
測定範囲	差圧:-60~+60Pa			
/ # +# \/	98,000			
価格¥	キャンペーン¥ 78,400			

熱中症計

HSM-1





2025年の熱中症対策に! 暑さ指数(WBGT) の 気温・湿度・輻射熱を測定

品目コード	080990-005			
測定範囲	WBGT: 0~50℃			
/T.I.O. \ /	50,000			
価格¥	キャンペーン¥ 40,000			

ガラス製品



HPLC 溶媒ボトル

容器の底が特別な形状になっているので 傾けなくても最後まで使える!

品目コード	容量mL	ねじ規格	胴径mm	全高mm	価格¥	キャンペーン¥
017390-1000	1000	GL-45	110	295	36,900	29,520
017390-2000	2000	GL-45	145	309	47,300	37,840
017390-3500	3500	GL-45	165	353	62,500	50,000
017390-5000	5000	GL-45	190	395	76,300	61,040



NEW **゙バッフル三角フラスコ**

バッフル(じゃま板)に当たることで高効率撹拌を実現!

品目コード	容量 mL	入数	通常価格¥	キャンペーン¥
016340-50A	50	10	37,000	29,600
016340-100A	100	10	37,000	29,600
016340-200A	200	10	44,000	35,200
016340-300A	300	10	52,000	41,600
016340-500A	500	10	54,000	43,200
016340-1000A	1000	10	69,000	55,200
016340-2000	2000	1	14,800	11,840
016340-3000	3000	1	18,500	14,800
016340-5000	5000	1	27,000	21,600



HPLC ねじロキャップ

017270-2A 3ポート 単体 017270-3A 4ポート

溶媒の揮発によって生じるリスクの安全対策に!



セット



お助け♪



オススメ

洗浄剤シバタクリーン A

ガラスの老舗が取り扱う中性・無リンの 安全性の高いガラス洗浄剤

汚れ程度	希釈倍率	濃度
普通の汚れ	50倍	2%
ひどい汚れ	20倍	5%
極端な汚れ	10倍	10%



20kg

OFF

品目コード	内容量kg	価格¥	キャンペーン¥
050810-700	2	3,800	2,660
050810-800	20	33,800	23,660

スターラーリアクター

GL-45/GLS-80 のねじ口びんに対応! オートクレーブ滅菌が可能

※ねじ口びんは付属しません

品目コード	品 名	通常価格¥	キャンペーン¥
016000-45500	撹拌反応容器セット 500mL	89,100	62,370
016000-451000	撹拌反応容器セット 1000mL	89,700	62,790
016000-451	撹拌反応容器用キャップセット (シャフトなし)	21,400	14,980
016000-452	撹拌反応容器用シャフト	64,800	45,360
016000-801	撹拌反応容器用キャップセット(シャフト付)	85,000	59,500



1000/500mL

菌と水質

コロニーカウンター

CL-570



フリーアーム付ルーペ 明るい蛍光灯照明 はデジタル4桁LEDディスプレイ

各種培養時における コロニーの計数が可能

本体付属品

アース付電源コード フリーアーム付ルーペ台 マーカーペン ダストカバー グリット板保護板 各1コ

品目コード	051270-02
シャーレ径	150mm max.
計数機構	マーキングペン
	99,000
価格¥	キャンペーン¥
	79,200

アクアブシリーズ / チェックセル

水道水などの残留塩素測定に適した AQ-201/201P 高濃度の残留塩素測定に適した AQ-202/202P アクアブシリーズ








AQ-201

AQ-202

アクアブシリーズの正常動作はコレで確認



7 1 7 7 6 10				
品目コード	用途	通常価格¥	キャンペーン¥	
080560-2011	AQ-201/AQ-201P用	3,000	2,400	
080560-2021	AQ-202/AQ-202P用	3,000	2,400	



フィルター部



オススメ

マノメーター(真空計)

DM-100S/300S

20°

20

水銀フリーな絶対圧表示式の小型軽量デジタルマノメータ-









DM-100S

DM-300S

品目コード	071060-1002	071060-3001
型式	DM-100S	DM-300S
価格¥	85,000	98,000
1世1合 羊	キャンペーン¥ 68,000	キャンペーン¥ 78,400



マニホールド3連式 MultiVac 310-MS/300-MS

細菌試験の多検体同時ろ過に使用可能 オートクレーブにも対応しています



価格 ¥	108,900 キャンペーン¥ 98,010	218,900 キャンペーン¥ 197,010
型式·材質	310-MS(アルミニウム)	300-MS (SUS316)
コート	061/00-310	061700-300

310-MS/300-MS



フィルターホルダー MF-3/MF-5

2 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
品目コード	061700-30001	061700-50001
型式・サイズ	MF-3(容量300mL)	MF-5(容量500mL)
価格 ¥	20,900 キャンペーン¥ 18,810	24,200 キャンペーン¥ 21,780

ドライ真空ポンプ Rocker300C/300

総重量約4kgのオイルレスな





品目コード	044770-1300	044770-300
型式	Rocker300C	Rocker300
	86,900	53,900
価格¥	キャンペーン¥	キャンペーン¥
	69,520	43,120

ねじ口びんホルダ




	品目コード	044770-008
	材質	鉄二ッケルコート、PVC
価格		6,800
	価格¥	キャンペーン¥
		5 440

循環アスピレーター

WJ-15/20

水道直結は不要! 排水形状は2種類から選択可能





バキュームコントローラー V-303 電磁弁ユニット小セット







品目コード	044460-500
	V-303本体
構成 価格 ¥	電磁弁ユニット 小
	接続ケーブル
	175,500
	キャンペーン¥ 140,400

●このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2024年12月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの 色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。

製品のご用命は…

社 〒110-0008 東京都台東区池之端 2-6-6 東京営業所 **2**03-3822-2111 福岡営業所 **2**092-433-1207 大阪営業所 **2**06-6362-7321 仙台営業所 **2**022-207-3750 名古屋営業所 **2**052-263-9310 マーケティング課 **2**048-933-1574

https://www.sibata.co.jp/

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用) 0120-228-766 FAX: 048-933-1590