

デジタル・ビュレットコンティニアスE・RS ボトルトップディスペンサージーニアス2

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



デジタル・ビュレットコンティニアス

【特長】

- 液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレイ
- バイパス機能により泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内へ戻します
- 分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません(空回り機能装備)

商品コード	型式	分注量	最小表示	ねじ規格	価格(¥)	特別販売価格(¥)
000-12-70-01	E	2.5mL/1回転	0.01ml(～99.99ml)	GL45	150,000	120,000
000-12-70-02	RS	5.0mL/1回転	0.1ml(100ml～)	GL45	150,000	120,000



ボトルトップディスペンサージーニアス2

【特長】

- 耐薬品性に優れ、ほとんどの試薬に使用可能です
- バイパス機能により泡抜き時に試薬を外に捨てずにボトル内へ戻します
- 調整ダイヤルにより微量な容量設定が出来ます
- アダプター付属

商品コード	容量(mL)	目盛(mL)	ねじ規格	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-12-51-31	0.2～2.0	0.05	GL45	61,000	48,800
985-12-51-32	0.5～5.0	0.1	GL45	61,000	48,800
985-12-51-33	1.0～10.0	0.2	GL45	61,000	48,800
985-12-51-34	2.5～25.0	0.5	GL45	78,000	62,400
985-12-51-35	5.0～50.0	1.0	GL45	83,000	66,400
985-12-51-36	10.0～100.0	1.0	GL45	110,000	88,000



茶褐色ボトル 全体樹脂コーティングタイプ(ボトル材質ソーダ石灰ガラス)

商品コード	形状	容量(mL)	ねじ規格	価格(¥)	特別販売価格(¥)
985-12-70-11	角型	100	GL32	2,990	2,690
985-12-70-12	角型	250	GL32	4,400	3,960
985-12-70-13	角型	500	GL32	5,100	4,590
985-12-70-14	角型	1000	GL45	6,100	5,490
985-12-70-15	丸型	2500	GL45	10,200	9,180



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>