# pipetty

特別価格にてご奉仕致します。 この機会に是非お買い求め下さい。

## pipett

## 世界最小・最軽量の電動ピペット





- ・吸入した量を設定回数分一定量ずつ吐出することが可能
- ・ハンドウォーミングによる精度悪化を防ぐ機能を搭載
- ・お客様に安心して製品をお使いいただくため アフターサポートが万全(国内メーカー)
- ・過剰な機能をそぎ落とし、定量分注と等量連続分注に絞り 安価で高精度の電動ピペットを実現
- ・外形寸法:20×54×185mm(20µL)、20×54×181mm(250、1000µL)
- ・重量:約75g(充電池含む)

#### pipetty 高精度軽量電動ピペット

商品コード	型式	吐出範囲(µL)	精度保証範囲(μL)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
209-12-29-11	MSIC01-03-20	0.1-20	2-20	40,000	38,000
209-12-29-12	MSIC01-03-250	1-250	20-250	40,000	38,000
209-12-29-13	MSIC01-03-1000	5-1000	100-1000	40,000	38,000

#### その他オプション キャンペーン対象外

商品コード	商品名	型式	価格(¥)	
209-12-29-14	スターターパック 充電器+ホルダ	MSIC05-03	3,000	

※初回ご購入時はスターターパックが必要です

※推奨チップはThermo Fisher Scientific(ARTチップ、フィンチップ)

### 



- ●作業者の疲労
- ●長時間作業による集中力欠如
- ●多大な作業時間
- ●分注容量のバラつき
- ●手作業での精度確保が困難
- ●品質のバラつき



- ●手動操作自動化の検討可能
- ●精密で効率的な分注作業が可能
- ●有線通信(USB通信、RS232C)に対応し外部コント ローラから精密な操作指示が行えます
- ●吸引や吐出速度調整、シングル分注、 連続分注、ミキシング操作など設定可能



## 東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 https://www.tgk.co.jp