



東京硝子器械(株) 特別プレゼントキャンペーン

微量Tips 0.1-10 μ L 限定10箱



特徴

- 使い捨てラックより廃棄物が減ります
- 詰め替えトレイはホイル無しでパッケージごと121 °Cのオートクレーブが可能です。
- レフィルシステムはチップサイズに応じて二面型がスタック型でパッケージ化されます
- 純度レベルEppendorf QualityとPCR cleanから選択可
- 容量とピペットが識別しやすい色分けされたトレイ
- ACTラベル付き:My Green Lab による独立したサードパーティ製品の持続可能性検証

¥14,400-



PCR cleanが満たす要件

- 純度グレードPCR cleanのEppendorfの消耗品はすべて、DNaseフリー、RNaseフリー*です。従って、実験に使用する微量の遺伝物質がDNaseやRNaseの影響を受けることはありません。
- DNaseとRNaseが存在しないことの試験：DNAまたはRNAラダーを含む反応バッファーを消耗品内で数時間、37 °Cでインキュベートします。DNAまたはRNAの分解の痕跡があつてはなりません。



エッペンドルフ型ボールペン 1本プレゼント！

morning blue

東京硝子器械(株) 特別キャンペーン

製品名 epT.I.P.S. リロード PCR clean 0.1-10 μ L

商品コード 193-12-25-05

製品番号 0030 073.746

希望価格 ¥14,400-

お問合せ先

東京硝子器械株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込1-7-16

TEL：03-3252-3461