

ユーザー様向け

キャンペーン期間

2025 7/16 ~ 2025 10/31

Fine & SIBATA 冷却・真空・バイオ製品

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。



低温インキュベーター

特長

- ・有効内容積は50L
- ・運転プログラムは1~8ステップ間で設定が可能
- ・最大8ステップを2パターン設定登録ができます

メーカー直送

商品コード	型式	槽内設定範囲(°C)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-61-22-11	FMU-054I	-15~+50°C	W483×D487×H685	40	299,000	239,200



低温循環水槽 クールマンパル

特長

- ・循環ポンプで外部へ冷水供給(密閉循環方式)
- ・SUS304製、約5Lの冷却水槽
- ・冷媒はフロンR-134aを使用

メーカー直送

商品コード	型式	温度設定範囲(°C)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-61-78-13	C-307	-5~+20°C	W295×D395×H480	25	228,000	182,400



低温循環水槽 クールマンパル

特長

- ・循環ポンプで外部へ冷水供給(密閉循環方式)
- ・SUS304製、約4Lの冷却水槽
- ・冷媒にR-404Aを使用

メーカー直送

商品コード	型式	温度設定範囲(°C)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-61-78-20	C-332	-20~+20°C	W450×D210×H540	28	328,000	278,800



低温循環水槽 クールマン

特長

- ・水槽内の循環水を冷却し、外部に供給が可能
- ・外部循環流量調整バルブを内蔵
- ・コンパクトながら冷却能力1400Wを確保

※ヒーターなし

メーカー直送

商品コード	型式	温度設定範囲(°C)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-61-78-17	C-580	-20~+20°C	W198×D248×H218	38	370,000	314,500



Fine循環アスピレーター

特長

- ・水道に直結しないで使用できるアスピレーター
- ・スイッチをいれるだけですぐ使用可能
- ・排気性能を大幅アップ

※6台限定！なくなり次第終了いたします

商品コード	型式	排気量	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-64-74-22	FWJ-20	12~15L/min×2本	W255×D360×H415	7.4	72,000	55,100



ドライ真空ポンプ

特長

- ・真空を調整する真空レギュレーター付き
- ・サーマルプロテクター(熱保護装置)が内蔵
- ・吸引口にはトラップするためのフィルターカートリッジが標準付属

※Rocker 300Cは耐溶媒仕様(ダイヤフラムPTFEコート)

商品コード	型式	到達真空度(hpa)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-64-51-01	Rocker 300	約110	W135×D268×H204	4.1	53,900	45,900
0371-64-51-06	Rocker 300C	約170	W135×D285×H204	4.1	86,900	73,900

裏面に続く ▶▶▶



デジタルマノメーター

特長

- ・絶対圧表示の真空計で、ベネット型真空計の代替品として利用できます
- ・暗い場所でも見やすいデジタルLED表示
- ・半導体センサーを用いた、コンパクトで使いやすい卓上型

商品コード	型式	測定範囲(kpa)	測定流体	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-64-58-26	DM-300S	0~101.3	SUS316を腐食しない気体	0.7	98,000	78,400
0371-64-58-27	DM-100S(CE)	0~101.3	清浄な非腐食性気体	0.7	85,000	68,000



フィルターホルダー(びんなし)

特長

- ・取外しの出来るサポートスクリーンタイプ(SUS316製)
- ・洗浄や交換が簡単にできます
- ・減圧ろ過による一般分析に適しています

※吸引びんは付属していません

商品コード	フィルター(mm)	ファンネル(mL)	参考吸引びん	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-43-01-02	φ 25	80	500mL	21,000	16,800
0371-43-01-04	φ 47	300	1L	29,700	23,760



卓上高圧蒸気滅菌器(研究用)

特長

- ・滅菌から乾燥まで全自動
- ・マイクロピペットはバスケット(別売り)に入れて5~6本収容可能
- ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能(液体は不可)

※バスケットは付属していません

商品コード	型式	滅菌温度	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-62-21-01	SAC-1	121°C/132°C切替式	W430×D453×H367	27	650,000	585,000



ミニ遠心機(ラボ用)

特長

- ・回転数は3段階から選択
- ・フタを締めるだけで運転開始
- ・3種類のチューブを遠心可能

商品コード	型式	回転数(rpm)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-65-03-01	Mini-7KS	4000/6000/7000	W178×D160×H121	1.6	35,000	28,000



高速卓上遠心機(ラボ用)

特長

- ・ソフトブレーキ機能で衝撃吸収
- ・13秒で設定した回転速度に達します
- ・1.5/2.0mLチューブ×12本の処理が可能

商品コード	型式	回転数(rpm)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-65-03-02	MC-15K	500~15000	W230×D270×H155	4.5	127,000	101,600



試験管ミキサー

特長

- ・最大振とう容量は50mLまで対応
- ・吸盤タイプのゴム足
- ・ヘッドゴム(シリコン製)は交換可能

商品コード	型式	回転数(rpm)	外寸(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-63-29-03	Mix-S	3500(固定)	W101×D98.5×H66	0.55	18,000	14,400



ピペットコントローラー

特長

- ・スリムで握りやすい
- ・自然吐出と強制吐出を吐出ボタンの押し具合で切替え可能
- ・フル充電1回あたり、吸引吐出で約8時間動作します

商品コード	型式	フィルター	使用可能ピペット類	重量(g)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0371-12-22-01	PJ-2	φ 25mm、0.45 μm	外径φ 5~φ 8mm	173	51,000	40,800



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>