

Fineポリスポイト 1mL/3mL・ピペットジーンII

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

Fine ポリスポイト PE製

日本製



- 少量のサンプルの注入、抽出がスムーズにできるスポイトです。
- 見やすい目盛り付きです。

※サンプルが必要な場合はお申し付けください。

商品コード	型式	容量(mL)	全長(mm)	先端(mm)	入数(本)	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0900-22-25-01	FMSPS-1	1	L156	φ2.3	1000	8,000	6,400
0900-22-25-02	FMSPS-3	3	L160	φ3.2	1000	10,000	8,000

Fine Pipet GeneII ピペットジーンII



UV照射対応。オートクレーブ可。

- 本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。
- メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。
- 軽量のため、長時間の使用でも疲れにくくなっています。

※在庫切れの場合は、納期1.5ヶ月程かかります

商品コード	型式	分注範囲(μL)	精度(%)	再現性(%)	適合チップ	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0000-12-20-11	FPG-2	0.1 ~ 2	±12.0 ~ ±3.0	<6.0 ~ 1.0	FT-UT	28,900	23,000
0000-12-20-12	FPG-10	0.5 ~ 10	±4.0 ~ ±1.0	<3.0 ~ 0.5	FT-SS	28,900	23,000
0000-12-20-13	FPG-20	2 ~ 20	±5.0 ~ ±1.0	<3.0 ~ 0.4	FT-SE/SG	28,900	23,000
0000-12-20-14	FPG-100	10 ~ 100	±2.0 ~ ±0.8	<1.0 ~ 0.3	FT-SE/SG	28,900	23,000
0000-12-20-15	FPG-200S	20 ~ 200	±1.0 ~ ±0.8	<0.5 ~ 0.2	FT-SE/SG	28,900	23,000
0000-12-20-16	FPG-1000	100 ~ 1000	±1.5 ~ ±0.8	<0.5 ~ 0.2	FT-L	28,900	23,000
0000-12-20-17	FPG-5000	1000 ~ 5000	±1.2 ~ ±0.6	<0.3 ~ 0.2	FT-X	28,900	23,000

キャンペーン対象外

Fine ディスポーザブルチップ PP製

- FineチップとFine PipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。
- オートクレーブ可。



商品コード	型式	容量(μL)	主な適合ピペット	色	入数(本)	価格(¥)
0000-12-26-21	FT-UT	0.1 ~ 10	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット・ギルソン	白	1000	9,900
0000-12-26-22	FT-SS	0.5 ~ 10	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット・エッペンドルフ	白	1000	11,200
0000-12-26-23	FT-SE	2 ~ 200	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット・エッペンドルフ	白	1000	2,520
0000-12-26-24	FT-SG	2 ~ 200	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット・ギルソン	白	1000	2,520
0000-12-26-25	FT-L	100 ~ 1000	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット・エッペンドルフ	白	1000	3,560
0000-12-26-27	FT-LG	100 ~ 1000	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット・ギルソン・エッペンドルフ	白	1000	3,560
0000-12-26-26	FT-X	1000 ~ 5000	PipetGene・PipetGeneII・ニチベット	白	200	9,430



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>