




Pioneer PX vs. PR シリーズ



PXシリーズ



PRシリーズ



市場で最も人気のあるエントリーレベル製品が、今だけ最大20%オフ!
どの天びんを選ばいいか迷っていませんか?

ロングセラーである2シリーズ製品の仕様を比べて、使いやすくお求めやすい新しいエントリーレベルのラインナップをぜひご確認ください。(仕様の詳細は裏面へ)

今ならPioneer PXシリーズとPRシリーズが**最大20%OFF!**
オーハウスのラボ用天びんは皆さまのラボをしっかりサポートいたします。

キャンペーン期間: 2025年7月1日～2025年10月31日のご注文分まで

型式	品番	通常価格	キャンペーン価格
PX225DJP**	30428395	407,900円	326,300円
PX84JP*	30428396	198,800円	165,000円
PX124JP*	30428397	208,200円	180,000円
PX224JP*	30428398	229,800円	195,300円
PX124/EJP	30428413	197,500円	160,000円
PX224/EJP	30428414	214,300円	175,000円

型式	品番	通常価格	キャンペーン価格
PR124JP*	30538307	177,200円	145,300円
PR224JP*	30538309	190,400円	158,000円
PR124/EJP	30538308	165,300円	135,500円
PR224/EJP	30538310	177,200円	148,000円

*: 分銅内蔵型、 **: 分銅内蔵型 & 自動校正モデル



NEWS! 昨年新しい水分計を発売いたしました。その売り上げの伸び率が世界のオーハウスの中で現在トップです! 是非オーハウスの新しい水分計をウェブサイトにてご確認ください。QRコードからご確認ください






Pioneer PX vs. PR シリーズ



こちらの仕様をご確認ください!



仕様の比較		OHAUS Pioneer PX	OHAUS Pioneer PR
表示部		LCDバックライト、2行目ドットマトリックスディスプレイ	明るいバックライト付きLCD
ユーザーインターフェイス		従来の「ツリータイプ」メニューを拡張し、プロンプトを追加	定番の「ツリー型」メニューを拡張
風防		全面ガラス、3スライドドア、取り外し可能なサイドドア、風防の内側の高さ235mm、静電気除去バー	全面ガラス、3スライドドア、取り外し可能、風防内側高さ205mm
計量皿 サイズ	0.01 mg	Ø 80 mm	-
	0.1 mg	Ø 90 mm	Ø 90 mm
水準器		手動式、フロントレベルインジケータ、調節可能な脚4本	手動式、フロントレベルインジケータ、フロントに調節可能な脚2個
外形寸法* 幅 x奥行D x高さ		209 × 321 × 309 mm	209 × 321 × 303 mm
組み込みアプリケーション		5	3
通信		RS232, USB	RS232
PCへのデータ転送		RS232またはUSB経由でプリンタまたはPCへ (無料のSPDCソフトウェア)	RS232経由でプリンタまたはPCへ (無料のSPDCソフトウェア)
リアルタイムクロック		あり	あり
GLP/GMP準拠の印刷出力		可能	可能
その他		静電気除去バー、多言語メニュー、背の高い風防	

*: 風防装着時の外寸