

ユーザー様向け

キャンペーン期間 2025 9/1 ~ 2025 12/26

ThermoFisher
SCIENTIFIC

フィンピペットデジタル シングル・マルチチャンネル 特別価格キャンペーン



特長

- ・操作ボタンを回して容量のセット
- ・大型のデジタルウィンドウで素早く容量読取が可能
- ・軽く押すだけでチップを放すギアメカニズム
- ・金属パーツがないため、錆や腐食が発生しません
- ・50 μ L以下は微量分注が可能
- ・オートクレーブ可

フィンピペット シングル 4500シリーズ

※チップはキャンペーン対象外

商品コード	分注範囲(μ L)	カラーコード	品番	価格(¥)	特別販売価格(¥)	推奨チップ(TGKコード)
0656-12-20-11	0.2~2	ピンク	4500000	31,220	21,850	Flex10(0656-12-26-62)
0656-12-20-12	0.5~10	グレー	4500010	31,220	21,850	
0656-12-20-13	2~20	オレンジ	4500080	28,520	19,960	Flex200(0656-12-26-64)
0656-12-20-14	5~50	オレンジ	4500100	28,520	19,960	
0656-12-20-15	10~100	イエロー	4500110	28,520	19,960	
0656-12-20-16	20~200	イエロー	4500090	28,520	19,960	
0656-12-20-17	100~1000	ブルー	4500120	28,520	19,960	Flex1000(0656-12-26-68)
0656-12-20-18	1000~5000	グリーン	4500060	31,220	21,850	Fintip5mL(0656-12-25-87)
0656-12-20-19	2000~10000	レッド	4500070	34,240	23,960	Flex10mL(0656-12-26-71)

フィンピペット マルチ 4510シリーズ

※チップはキャンペーン対象外

商品コード	分注範囲(μ L)	カラーコード	品番	価格(¥)	特別販売価格(¥)	推奨チップ(TGKコード)
0656-12-29-01	(8ch)0.5~10	グレー	4510000	122,360	85,650	Flex10(0656-12-26-62)
0656-12-29-03	(8ch)5~50	オレンジ	4510020	122,400	85,680	Flex200(0656-12-26-64)
0656-12-29-05	(8ch)50~300	イエロー	4510030	122,360	85,650	Flex300(0656-12-26-66)
0656-12-29-02	(12ch)0.5~10	グレー	4510010	140,600	98,420	Flex10(0656-12-26-62)
0656-12-29-04	(12ch)5~50	オレンジ	4510040	140,600	98,420	Flex200(0656-12-26-64)
0656-12-29-06	(12ch)50~300	イエロー	4510050	140,600	98,420	Flex300(0656-12-26-66)



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

2025.08.20