

商品紹介

世界標準のブルックフィールド デジタル粘度計 DVER シリーズ



コストパフォーマンスに優れた B 型粘度計

シンプルなキーパッド操作

回転数、スピンドルの設定
ワンボタンで測定レンジを確認

ディスプレイ表示

粘度 (mPa・s または cP)、トルク、回転数、スピンドルを同時表示

0.3 ~ 100rpm 18 段階での回転数切替

(0.3, 0.5, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 50, 60, 100)

粘度計一式 (スピンドル、スタンド含む)

500,000 円 (税抜)

粘度計本体のみ

380,000 円 (税抜)

オプション・アクセサリ

測定ニーズに合わせ、多彩なオプションを用意しております。

現在、ブルックフィールド製粘度計をご使用であれば、お手持ちのアクセサリを使用できます。

少量サンプルアダプター (サンプル量を抑えて測定)、UL アダプター (超低粘度の測定)、サーモセル (最高 300℃ に昇温) など

商品コード	型式	品名	種類	トルクモデル	最小粘度/最大粘度 (mPa・s(cP))		価格(¥)
0110-67-62-11	XDVERLVTJ0AU00	LVDVER	本体のみ	低粘度用	1 ※1	2,000,000	380,000
0110-67-62-12	XDVERRVTJ0AU00	RVDVER		中粘度用	100 ※2	13,000,000	
0110-67-62-13	XDVERHATJ0AU00	HADVER		高粘度用	200 ※2	26,000,000	
0110-67-62-14	XDVERHBTJ0AU00	HBDVER		超高粘度用	800 ※2	104,000,000	
0110-67-62-21	XDVERLVTJ00U00	LVDVER	スタンド+ スピンドル 付	低粘度用	1 ※1	2,000,000	500,000
0110-67-62-22	XDVERRVTJ00U00	RVDVER		中粘度用	100 ※2	13,000,000	
0110-67-62-23	XDVERHATJ00U00	HADVER		高粘度用	200 ※2	26,000,000	
0110-67-62-24	XDVERHBTJ00U00	HBDVER		超高粘度用	800 ※2	104,000,000	

※1：低粘度用モデルで、標準スピンドル使用時の最小測定粘度は 15mPa・s 程度です。

1mPa・s 程度のサンプルを測定する場合は、UL アダプターが必要です。

※2：オプションの低粘度スピンドル (RV/HV-1) が必要です。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>