

Fine ポータブルpHメーター FHM-30P

本体のみ

本体+GST-2739C電極付

※数量限定です。予定販売数に達した場合は、キャンペーン終了となります。

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

特長

- 省電力設計・防水構造 (IP67) でフィールド測定に最適です。
- 1000データのメモリー機能搭載
- インターバル機能付き
- オートパワーオフ機能付き
- オートホールド機能付き

※標準液、内部液は別売りです。

Fine ポータブルpHメーター FHM-30P


商品コード	セット内容	測定項目	価格(¥)	特別販売価格(¥)
0000-66-01-21	本体のみ	pH、温度	48,500	38,800
0000-66-01-22	本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)		70,500	56,400

仕様

- pH測定範囲：0.00～14.00(分解能：0.01pH)
- 温度測定範囲：0.0～100.0℃(分解能：0.1℃)
- 表示範囲：pH-2.00～pH16.00(分解能：0.01pH) 温度-5.0～110.0℃(分解能：0.1℃)
- 外径寸法：68×35×173Hmm
- 電源：単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本

標準付属品

- ハンドストラップ(1本)、単3アルカリ乾電池(サンプル提供品 2本)、取扱説明書



pH複合電極

オプション(電極) ※キャンペーン対象外

商品コード	品名	型式	ケーブル長さ	価格(¥)
0606-66-01-19	pH複合電極	GST-2739C	1m	22,000
0606-66-02-76		GST-2739E	3m	25,000
0606-66-01-82		GST-2739I	5m	27,000

オプション(標準液・内部液) ※キャンペーン対象外

商品コード	品名/pH値	型式	容量	価格(¥)
0606-66-40-02	フタル酸塩pH標準液 4.01±0.02	143F191	500mL	1,300
0606-66-40-03	中性リン酸塩pH標準液 6.86±0.02	143F192	500mL	1,300
0606-66-40-04	ホウ酸塩pH標準液 9.18±0.02	143F193	500mL	1,300
0606-66-42-12	比較電極内部液	143F234	500mL	2,000



標準液



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>