

OKAMURA

特別価格にてご奉仕いたします。この機会に是非お買い求めください。

## ラボワーカーのための簡単サポートツール

## ボックスホルダー



- さまざまなサイズのボックスタイプのワイプなどを挟んで保持します。
- 60W×97D×126H
- 有効寸法：250W×93D×123H
- 最大積載質量：1kg
- ※ワイプは含まれません

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-31	L7D21A ZK25	マグネット	12,600	9,450
0144-57-05-37	L7D31A ZK25	ねじ止め	10,500	7,880

## タオルホルダー



- 大判のタオルやワイパーなどに対応しています。天板面でも使用できます。
- 200W×176D×126H
- 有効寸法：195W×170D×120H
- 最大積載質量：1kg
- ※タオルは含まれません

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-32	L7D22A ZK25	マグネット	10,200	7,650
0144-57-05-38	L7D32A ZK25	ねじ止め	8,090	6,070

## ピペットホルダー



- ピペットを差込んで保持します。形状によっては対応できない場合もあります。
- 110W×85D×126H
- 有効寸法：φ25（ピペット差込口）
- 最大積載質量：1kg
- ※ピペットは含まれません

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-33	L7D23A ZK25	マグネット	11,000	8,250
0144-57-05-39	L7D33A ZK25	ねじ止め	8,930	6,700

## ごみ袋ホルダー



- ごみ袋を挟んで保持します。230W以上の袋に対応しています。
- 147W×85D×86H
- 有効寸法：150W×79D（ごみ袋取付部）
- 最大積載質量：1kg
- ※ごみ袋は含まれません

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-34	L7D24A ZK25	マグネット	11,000	8,250
0144-57-05-40	L7D34A ZK25	ねじ止め	8,930	6,700

## ボトルホルダー



- 500mL以下の洗浄ボトルなどに対応しています。
- 天板面で転倒防止対策としても使用できます。
- 190W×95D×126H
- 有効寸法：φ78（胴径）×65H（ボトル支持高さ）
- 最大積載質量：1.5kg
- ※ボトルは含まれません

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-35	L7D25A ZK25	マグネット	18,100	13,580
0144-57-05-41	L7D35A ZK25	ねじ止め	13,600	10,200

## マルチホルダー



- 実験ノートやタブレットなどを立てかけて作業できます。天板面でも使用できます。
- 190W×80D×154H
- 有効寸法/厚さ10mm以下
- 最大積載質量：1kg
- ※タブレットは含まれません

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-36	L7D26A ZK25	マグネット	19,100	14,330
0144-57-05-42	L7D36A ZK25	ねじ止め	14,600	10,950

## クランプ金具



- ホルダーを棚板などに挟み込んで使用するための金具です。
- 60W×44D×78H
- 取付対応厚：14～30mm
- ホルダー固定用ねじ2本付

送料実費 メーカー直送

商品コード	型式	タイプ	定価(¥)	特別販売価格(¥)
0144-57-05-43	L7D0AY ZK25	ねじ固定	4,310	3,240

## 取付けイメージ



- マグネットタイプはスチール面に貼付けるだけで簡単に使用できます。
- ねじ止めタイプは木製の上置棚などに付属のねじで固定して使用します。
- 木製の上置棚などにクランプ金具を併用することによりマグネットタイプが使用できます。

## 【共通仕様】

- 本体：スチール（塗装仕上げ）
- マグネットタイプ付属品：裏面粘着剤付マグネットシート
- めじ止めタイプ付属品：取付ねじφ4×13L×2本

送料実費 送料の実費を申し受けます

メーカー直送 メーカーから直送いたします



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>