

Mizuhoの容器に取付けするだけで、 ※GL-45規格の廃液安全キャップが接続可能に！

※GL規格：ガラス瓶のキャップに用いられるネジ規格の標準規格です。

研究室内の廃液容器には未知の有機溶媒、酸、アルカリが混在して目には見えない蒸気として拡散されます。研究者を守るように労働安全衛生法で規制されています。



コンバージョンアダプター(変換アダプター)のみ

商品コード	型式	規格	種類	材質	価格(¥)
0876-21-48-11	GL4510	5L、10L用	Mizuho容器 →GL-45オスネジ	蓋:PE製 パッキン:PE発泡体	3,000
0876-21-48-12	GL4520	20L用			3,300

※タンクは別途20L、10Lをお選びください



安全廃液キャップset ※GL14差し口あり

商品コード	型式	キャピラリー 接続数	チューブ 接続数	ねじ径	価格(¥)	2026年1月1日~
1043-17-15-12	307923	2	1	GL45	19,000	20,300
1043-17-15-13	308921	4	1	GL45	28,000	30,200



排気フィルター

商品コード	型式	サイズ	耐用年数(月)	ねじ径	価格(¥)	2026年1月1日~
1043-21-48-23	410535	M	6	GL14	19,900	21,700
1043-21-48-24	407986	L	12	GL14	28,000	30,100



安全廃液キャップLISA ※GL14差し口あり

商品コード	型式	キャピラリー 接続数	チューブ 接続数	ブラインド プラグ数	ねじ径	価格(¥)	2026年1月1日~
1043-17-16-61	350045	4	3	9	GL45	36,500	38,300
1043-17-16-62	450045	4	3	9	GL45	43,800	46,700

※上記の排気フィルターのご使用が可能です。
※型式450045は静電導電性です。



蓋付き漏斗 LISA用 ※上部ブラインドプラグ取外し後、接続可能

商品コード	型式	ねじ径	価格(¥)	2026年1月1日~
1043-21-46-81	350120	M35×35	15,500	16,500
1043-21-46-82	450120	M35×35	17,000	17,700

※型式450120は静電導電性です。




蓋付き漏斗 GL45用 ※GL45に直接接続できます。


商品コード	型式	ねじ径	価格(¥)	2026年1月1日~
1043-21-46-71	318952	GL-45	20,000	21,500
1043-21-46-72	318962	GL-45	23,500	25,400
1043-21-46-73	318992	GL-45	22,500	24,100

※型式318962は静電導電性です。
※型式318992は220mmランス付きです。

接続例 1



接続例 2



接続例 3



詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.tgk.co.jp/>
この他にも多数ございます。弊社営業担当者へお問合せください。