

# 商品紹介

## 国産試薬瓶・ガロン瓶をそのまま安全容器に！

移動相に試薬瓶をそのまま使っていませんか？

密閉容器を使用しないと試薬や溶媒が蒸発して  
組成が変化したり、実験室に拡散してしまうリスクがあります

## 試薬の拡散・揮発を防ぐ SCAT セーフティキャップ

- ・ PTFE フィルター付きエアバルブで内部の圧力を調整し溶媒蒸気の流出をブロックします
- ・ 全ての国産試薬瓶 500ml、1L にフィットするセーフティキャップを SCAT が開発し  
エアバルブが装着可能になりました！
- ・ 様々な環境に対応できる豊富な製品ラインナップをご用意しています

### 安全キャップset GL28-430用 ca2



使用例

商品コード	型式	種類	定価(¥)
1043-17-17-70	307005	試薬瓶用	25,400

#### 【部品構成】

- ・ エアバルブ1個
- ・ 使用期間インディケーター1個
- ・ PFAブラインドプラグ1個
- ・ PFAフィッティングOD1.6mm、2.3mm、3.2mm各2個

### 安全キャップset 38/430用



使用例

商品コード	型式	種類	キャピラリー 接続数	定価(¥)
1043-17-17-74	107636	ガロン瓶用	1	22,800
1043-17-17-75	107637		2	25,400

#### 【部品構成】

- ・ エアバルブ1個
- ・ 使用期間インディケーター1個
- ・ PFAフィッティングOD1.6mm、2.3mm、3.2mm各1個

※107637のPFAフィッティングは各2個、PFAブラインドプラグ1個付き

対象容器は裏面をご覧ください▶▶▶

# ガロン瓶をそのまま安全廃液容器に！

ガロン瓶は PE-HD 製タンクには適さない THF などの場合に使用されています。密閉容器にしないと試薬や溶媒が蒸発して実験室に拡散してしまうリスクがあります

Mini LISA はガロン瓶にそのまま接続が可能なセーフティキャップです

## 安全廃液キャップMiniLISA 38-430用



商品コード	型式	種類	定価 (¥)
1043-17-16-60	350038	ガロン瓶用	35,000

### 【部品構成】

- ・キャピラリー4個、チューブ接続3個

## 排気フィルター



使用例

商品コード	型式	規格	交換目安	定価 (¥)
1043-21-48-21	410534(S)	GL-14用	3ヶ月	14,000
1043-21-48-23	410535(M)		6ヶ月	21,700
1043-21-48-24	407986(L)		12ヶ月	30,100



## 拡張サテライト

商品コード	型式	種類	定価 (¥)
1043-17-16-81	350100	LISA拡張用	26,400

LISAに重ねることにより、数多くのキャピラリーやチューブが接続可能です。

### 【部品構成】

- ・PFAフィッティング OD1.6mm、2.3mm、3.2mm各4個
- ・PFAブラインドプラグ4個
- ・PPチューブコネクター ID5～11.5mmチューブ接続用3個
- ・PTFEブラインドプラグ+排気フィルター用コネクタ3個

## 安全廃液キャップset GL-45用 ca2-tu1



商品コード	型式	規格	定価 (¥)
1043-17-15-12	307923	GL-45	20,300

### 【部品構成】

- ・PFAフィッティングOD2.3mm、3.1mm各2個
- ・PPチューブコネクタID5.0～11.5mm1個
- ・排気フィルターGL-14接続口1ヶ所

## スレッドアダプター



商品コード	型式	規格	定価 (¥)
1043-17-18-75	107992	GL-45～GL-38	16,500

GL-45オスからGL-38メス



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>