



# 東京硝子器械株式会社

## 硝子製品キャンペーン

### キャンペーン期間 2018 5.21~2018 12.27

18カタログP.542掲載

#### Fine フィルターホルダー FGSシリーズ クランプ付き



商品コード	在庫	型式	フィルター(φmm)	サポートスクリーン	ファンネル(φmm)	接続	定価(¥)	特別販売価格
000-43-01-04	■	FGS-90	90	SUS 316	1100	シリコン栓	61,100	45,825
-05	■	FGS-47	47	SUS 316	320	シリコン栓	21,100	15,825

- 特長
  - サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。
- 仕様
  - サポートスクリーン目開き:450 μm/ペンチング

シリコン栓寸法

型式	上径(φmm)	下径(φmm)	高さ(mm)	穴径(φmm)
FGS-90	40	33	28	15
FGS-47	40	33	28	15

※ゴム栓口 NO.12用(口内径35φ)がご使用出来ます。

#### Fine フィルターホルダー FGシリーズ クランプ付き



商品コード	在庫	型式	フィルター(φmm)	サポートスクリーン	ファンネル(φmm)	接続	定価(¥)	特別販売価格
000-43-01-03	■	FG-90	90	焼結ガラス(30~50μm)	1100	シリコン栓	50,900	38,175
-01	■	FG-47	47	焼結ガラス(30~50μm)	320	シリコン栓	20,000	15,000

- 特長
  - ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
  - ベースと焼結ガラスフィルターサポートは一体です。

シリコン栓寸法

型式	上径(φmm)	下径(φmm)	高さ(mm)	穴径(φmm)
FG-90	40	33	28	15
FG-47	40	33	28	15

#### NEW Fine 吸引ろ過びん ねじ口ノズルタイプ



吸引向きが可変できる、ねじ式の吸引口

- 特長
  - ホウケイ酸ガラス(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。
  - 吸引口はねじ式ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかるとなく、安全にご利用いただけます。
- 仕様
  - 材質:ガラス部/ホウケイ酸・硬質1級、ノズル部/プラスチック樹脂、L字形状

商品コード	容量(mℓ)	ゴム栓口	ノズル外径(mm)	ねじ口規格	定価(¥)	特別販売価格
079-09-26-01	100	No.8	φ 8	GL-14	6,900	5,520
-02	200	No.8	φ 8	GL-14	7,600	6,080
-03	300	No.10	φ10	GL-18	7,900	6,320
-04	500	No.12	φ10	GL-18	8,500	6,800
-05	1000	No.12	φ10	GL-18	11,700	9,360
-06	2000	No.14	φ10	GL-18	16,700	13,360
-07	3000	No.15	φ10	GL-18	20,700	16,560
-08	5000	No.18	φ10	GL-18	28,700	22,960
-09	10000	No.21	φ10	GL-18	56,700	45,360

19カタログ掲載予定

## Fine セパラブル用カバー O-リングタイプ

18カタログP.28掲載




共通摺合せ

商品コード	在庫	口数	ツバ内径(φmm)	主管	側管	定価(¥)	特別販売価格
000-13-95-01	■	1	85	24/40	—	17,400	12,180
-09	■	1	120	29/42	—	28,700	20,090
-02	■	2	85	24/40	19/38×1	23,700	16,590
-10	■	2	120	29/42	24/40×1	34,800	24,360
-03	■	3	85	24/40	19/38×2	28,400	19,880
-11	■	3	120	29/42	24/40×2	41,100	28,770
-04	■	4	85	24/40	19/38×3	37,300	26,110
-12	■	4	120	29/42	24/40×2、19/38×1	47,400	33,180

※O-リングは別売です。次のページをご参照ください。

## Fine セパラブルフラスコ O-リングタイプ

18カタログP.28掲載



(A) 丸型

商品コード	在庫	定価(¥)	特別販売価格	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)
000-13-95-17	■	12,100	8,470	* 300	85	115
-18	■	13,500	9,450	500	85	115
-19	■	18,300	12,810	1000	85	115
-20	■	26,100	18,270	2000	85	115
-21	■	43,000	30,100	3000	85	115
-22	■	57,100	39,970	5000	85	115
-29	■	22,200	15,540	1000	120	150
-30	■	34,500	24,150	2000	120	150
-31	■	44,700	31,290	3000	120	150
-32	■	70,600	49,420	5000	120	150

(B) 円筒型

商品コード	在庫	定価(¥)	特別販売価格
000-13-95-37	■	12,100	8,470
-38	■	14,500	10,150
-39	■	23,300	16,310
-40	■	32,800	22,960
—	—	—	—
—	—	—	—
-45	■	28,900	20,230
-46	■	47,800	33,460
-47	■	75,300	52,710
-48	■	96,500	67,550

\*円筒型は容量200ml

※O-リングは別売です。※上記のセパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。

※クランプは次のページをご参照ください。

## Fine セパラブル用カバー フランジタイプ

18カタログP.29掲載



商品コード	在庫	口数	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	主管	側管	定価(¥)	特別販売価格
000-15-43-01	■	1	85	120	24/40	—	14,500	10,150
-02	■	1	120	160	29/42	—	24,200	16,940
-03	■	2	85	120	24/40	19/38×1	19,800	13,860
-04	■	2	120	160	29/42	24/40×1	29,500	20,650

商品コード	在庫	口数	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	主管	側管	定価(¥)	特別販売価格
000-15-43-05	■	3	85	120	24/40	19/38×2	24,200	16,940
-06	■	3	120	160	29/42	24/40×2	34,800	24,360
-07	■	4	85	120	24/40	19/38×3	32,600	22,820
-08	■	4	120	160	29/42	24/40×2、19/38×1	41,100	28,770

※クランプは次のページをご参照ください。 ※下記のセパラブルフラスコのみに対応します。

## Fine セパラブルフラスコ フランジタイプ 硬質ガラス

18カタログP.29掲載



(A) 丸型

商品コード	在庫	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	定価(¥)	特別販売価格
000-15-45-01	■	300	85	120	10,100	7,070
-02	■	500	85	120	11,600	8,120
-03	■	1000	85	120	14,200	9,940
-04	■	2000	85	120	22,200	15,540
-05	■	1000	120	160	18,200	12,740
-06	■	2000	120	160	28,700	20,090
-07	■	3000	120	160	41,400	28,980
-08	■	5000	120	160	61,200	42,840

(B) 円筒型

商品コード	在庫	容量(ml)	ツバ内径(φmm)	ツバ外径(φmm)	種類	定価(¥)	特別販売価格
000-15-45-17	■	200	85	120	スタンダード (チューブ加工品)	10,100	7,070
-18	■	500	85	120		12,400	8,680
-19	■	1000	85	120		19,600	13,720
-20	■	1000	120	160		25,200	17,640
-21	■	2000	120	160		42,200	29,540
-22	■	5000	120	160		83,300	58,310

※上記のセパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。

**Fine** セパラブルフラスコ用部品 O-リングタイプ用

18カタログP.28掲載

キャンペーン対象外



(A)

(A) 接続金具		SUS 304製		AHJ	
商品コード	在庫	適合 (mm)	種類	定価 (¥)	
000-13-97-01	■	85φ用	—	7,500	
-11	■	85φ用	250mmハンドパイプ付き	13,000	
-02	■	120φ用	—	9,200	
-12	■	120φ用	300mmハンドパイプ付き	15,000	



(B)

(B) O-リング		AHJ			
商品コード	在庫	適合 (mm)	材質	入数 (本)	定価 (¥)
000-13-97-03	■	85φ用	バイトン	2	2,200
-05	■	85φ用	シリコン	3	1,200
-07	■	85φ用	パーフロ	1	32,500
-04	■	120φ用	バイトン	2	3,300
-06	■	120φ用	シリコン	3	1,500
-08	■	120φ用	パーフロ	1	47,500

※O-リングタイプにのみ対応します。

クランプ セパラブル・フラスコ用

18カタログP.29掲載

キャンペーン対象外

フランジタイプ用



3個1組		AGE	
商品コード	在庫	型式	1組定価 (¥)
561-50-06-01	■	ねじ止め式	3,600

■特長 ●耐熱、耐薬品性にすぐれています。 ●フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。  
■仕様 ●材質: 本体/特殊合金 (ダイカスト) にユニクロメッキ、ゴム/ネオプレン

**Fine** SPCなす型フラスコ

18カタログP.21掲載



商品コード	在庫	容量 (ml)	SPC	定価 (¥)	特別販売価格	商品コード	在庫	容量 (ml)	SPC	定価 (¥)	特別販売価格
000-13-57-01	■	10	15	3,000	1,950	000-13-57-09	■	100	19	3,100	2,015
-02	■	10	19	3,000	1,950	-10	■	100	24	3,200	2,080
-03	■	25	15	3,000	1,950	-11	■	100	29	4,300	2,795
-04	■	25	19	3,000	1,950	-12	■	200	19	3,600	2,340
-05	■	50	15	3,000	1,950	-13	■	200	24	3,700	2,405
-06	■	50	19	3,000	1,950	-14	■	200	29	4,500	2,925
-07	■	50	24	3,100	2,015	-15	■	300	19	4,300	2,795
-23	■	50	29	3,100	2,015	-16	■	300	24	4,400	2,860
-08	■	100	15	3,100	2,015	-17	■	300	29	4,700	3,055

※はロータリーエバポレーター兼用 (肉厚) です。

商品コード	在庫	容量 (ml)	SPC	定価 (¥)	特別販売価格
000-13-57-18	■	500	24	4,600	2,990
-19	■	500	29	5,200	3,380
-20	■	1000	24	5,200	3,380
-21	■	1000	29	5,600	3,640
-22	■	2000	29	9,500	6,175
*-24	■	2000	29	10,300	6,695

※**¥**、透明**¥**には適応致しません。

**Fine** 砂目なす型フラスコ

18カタログP.20掲載



商品コード	在庫	容量 (ml)	定価 (¥)	特別販売価格	商品コード	在庫	容量 (ml)	定価 (¥)	特別販売価格		
330-15-33-30	■	5	15/25	3,330	2,331	330-15-33-09	■	100	19/38	2,900	2,030
-01	■	10	15/25	3,700	2,590	-10	■	100	24/40	3,700	2,590
-02	■	20	15/25	3,700	2,590	-11	■	100	29/42	4,100	2,870
-03	■	30	15/25	3,700	2,590	-12	■	200	15/25	3,500	2,450
-04	■	50	15/25	2,600	1,820	-13	■	200	19/38	3,600	2,520
-05	■	50	19/38	2,700	1,890	-14	■	200	24/40	3,900	2,730
-06	■	50	24/40	2,900	2,030	-15	■	200	29/42	4,500	3,150
-07	■	50	29/42	3,500	2,450	-16	■	300	19/38	4,000	2,800
-08	■	100	15/25	2,600	1,820	-17	■	300	24/40	4,100	2,870

■特長 ●ロータリーエバポレーター用として、スムーズな回転を考慮して製作しています。

商品コード	在庫	容量 (ml)	定価 (¥)	特別販売価格	
330-15-33-18	■	300	29/42	4,900	3,430
-19	■	500	24/40	4,200	2,940
-20	■	500	29/42	5,300	3,710
-21	■	1000	24/40	6,400	4,480
-22	■	1000	29/42	7,100	4,970
-25	■	2000	29/42	12,200	8,540
-27	■	3000	29/42	15,300	10,710

18カタログP.22掲載

**Fine** 二口なす型フラスコ



商品コード	在庫	容量 (ml)	中管	側管	定価 (¥)	特別販売価格
330-15-40-10	■	50	15/25	15/25	6,800	4,760
-11	■	100	15/25	15/25	7,200	5,040
-12	■	100	24/40	15/25	8,300	5,810
-13	■	100	29/42	15/25	8,900	6,230

18カタログP.12掲載

**Fine** 三角フラスコ



商品コード	在庫	容量 (ml)	定価 (¥)	特別販売価格	商品コード	在庫	容量 (ml)	定価 (¥)	特別販売価格		
330-15-35-01	■	10	15/25	3,900	2,730	330-15-35-11	■	200	24/40	3,100	2,170
-02	■	25	15/25	3,900	2,730	-12	■	200	29/42	4,200	2,940
-03	■	50	15/25	2,600	1,820	-13	■	300	19/38	3,500	2,450
-04	■	50	19/38	3,100	2,170	-14	■	300	24/40	3,700	2,590
-05	■	50	24/40	2,900	2,030	-15	■	300	29/42	3,500	2,450
-06	■	100	15/25	2,900	2,030	-16	■	500	24/40	4,000	2,800
-07	■	100	19/38	3,200	2,240	-17	■	500	29/42	4,800	3,360
-08	■	100	24/40	3,400	2,380	-18	■	1000	24/40	5,000	3,500
-09	■	100	29/42	4,000	2,800	-19	■	1000	29/42	6,300	4,410
-10	■	200	19/38	3,200	2,240	-20	■	2000	29/42	10,000	7,000

18カタログP.48掲載

**Fine** 分液ロート

球栓 球型  
ガラスコック付き



商品コード	在庫	容量 (ml)	胴径×全長 (mm)	頭径Φ	足径 (mm)	定価 (¥)	特別販売価格
000-09-55-21	■	50	54×239	15/25	8	8,700	6,090
-22	■	100	66×259	15/25	8	9,200	6,440
-23	■	200	81×328	19/38	9	10,600	7,420
-24	■	300	90×343	19/38	9	12,200	8,540
-25	■	500	106×371	24/40	10	12,700	8,890
-26	■	1000	132×469	29/42	12	19,500	13,650

18カタログP.48掲載

**Fine** 分液ロート

球栓 球型 TFプラグ付き



商品コード	在庫	容量 (ml)	胴径×全長 (mm)	頭径Φ	コックΦ	足径 (mm)	定価 (¥)	特別販売価格
000-09-55-11	■	50	54×239	15/25	TF-13.5	8	9,000	6,300
-12	■	100	66×259	15/25	TF-13.5	8	8,800	6,160
-13	■	200	81×328	19/38	TF-16	9	10,200	7,140
-14	■	300	90×353	24/40	TF-16	9	11,100	7,770
-15	■	500	106×381	29/42	TF-18	10	14,600	10,220
-16	■	1000	132×472	29/42	TF-20	12	22,300	15,610
-17	■	2000	167×514	34/45	TF-24.5	15	36,100	25,270
-18	■	3000	184×562	40/50	TF-27.5	18	87,200	61,040
-19	■	5000	215×629	40/50	TF-27.5	20	102,300	71,610

18カタログP.49掲載

**Fine** 分液ロート

球栓 スキープ型  
ガラスコック付き



商品コード	在庫	容量 (ml)	胴径×全長 (mm)	頭径Φ	足径 (mm)	定価 (¥)	特別販売価格
000-09-56-01	■	50	54×238	15/25	8	9,300	6,510
-02	■	100	60×278	15/25	8	9,400	6,580
-03	■	200	73×349	19/38	9	11,100	7,770
-04	■	300	83×360	19/38	10	12,400	8,680
-05	■	300	83×370	24/40	10	12,600	8,820
-06	■	500	98×396	24/40	10	14,500	10,150
-07	■	1000	132×474	29/42	12	22,600	15,820

18カタログP.50掲載

**Fine** 分液ロート

球栓 スキープ型  
TFプラグ付き



商品コード	在庫	容量 (ml)	胴径×全長 (mm)	頭径Φ	コックΦ	足径 (mm)	定価 (¥)	特別販売価格
000-09-57-11	■	20	35×189	15/25	TF-13.5	7	10,200	7,140
-12	■	30	40×199	15/25	TF-13.5	7	9,700	6,790
-13	■	50	54×237	15/25	TF-13.5	8	9,300	6,510
-14	■	100	60×277	15/25	TF-13.5	8	9,300	6,510
-15	■	200	73×348	19/38	TF-16	9	10,700	7,490
-16	■	300	83×359	19/38	TF-16	9	12,000	8,400
-17	■	500	98×397	24/40	TF-18	10	15,100	10,570
-18	■	1000	132×478	29/42	TF-20	12	24,300	17,010
-19	■	2000	165×532	34/45	TF-24.5	15	41,700	29,190

バブリングフィルター

細孔記号	G1	G2	G3	G4
細孔の大きさ(μm)	100~120	40~50	20~30	5~10
粗さ		粗い ⇄	細かい	
ろ過速度		早い ⇄	遅い	


18カタログP.45掲載

(A) 太鼓形 (全長200mm)

商品コード	在庫	フィルター径 (mm)	管外径 (mm)	細孔記号	定価 (¥)	特別販売価格
079-09-51-01		φ15	φ7	G1	9,000	7,470
-02		φ15	φ7	G2	9,000	7,470
-03		φ15	φ7	G3	9,000	7,470
-04		φ15	φ7	G4	9,600	7,968
-05		φ20	φ8	G1	9,600	7,968
-06		φ20	φ8	G2	9,600	7,968
-07		φ20	φ8	G3	9,600	7,968
-08		φ20	φ8	G4	10,100	8,383
-09		φ25	φ8	G1	12,500	10,375
-10		φ25	φ8	G2	12,500	10,375
-11		φ25	φ8	G3	12,500	10,375
-12		φ25	φ8	G4	13,100	10,873
-13		φ30	φ8	G1	13,800	11,454
-14		φ30	φ8	G2	13,800	11,454
-15		φ30	φ8	G3	13,800	11,454
-16		φ30	φ8	G4	14,300	11,869

(B) 円筒形 (全長250mm)

商品コード	在庫	フィルター寸法 (mm)	管外径 (mm)	細孔記号	定価 (¥)	特別販売価格
079-09-51-21		φ10×20H	φ8	G1	7,000	5,250
-22		φ10×20H	φ8	G2	7,000	5,250
-23		φ10×20H	φ8	G3	7,000	5,250
-24		φ10×20H	φ8	G4	7,700	5,775
-25		φ12×20H	φ8	G1	8,000	6,000
-26		φ12×20H	φ8	G2	8,000	6,000
-27		φ12×20H	φ8	G3	8,000	6,000
-28		φ12×20H	φ8	G4	8,800	6,600
-29		φ15×20H	φ8	G1	8,600	6,450
-30		φ15×20H	φ8	G2	8,600	6,450
-31		φ15×20H	φ8	G3	8,600	6,450
-32		φ15×20H	φ8	G4	9,500	7,125
-33		φ20×30H	φ8	G1	12,000	9,000
-34		φ20×30H	φ8	G2	12,000	9,000
-35		φ20×30H	φ8	G3	12,000	9,000
-36		φ20×30H	φ8	G4	13,200	9,900



NEW

バブリングフィルター ボール形

19カタログ掲載予定

商品コード	商品名	全長 (mm)	フィルター径 (mm)	管外径 (mm)	細孔記号	定価 (¥)	特別販売価格
079-09-51-61	バブリングフィルターボール形 φ20 G1	250	φ20	φ10	G1	14,400	10,800
-62	バブリングフィルターボール形 φ20 G2		φ20	φ10	G2	14,400	10,800
-63	バブリングフィルターボール形 φ20 G3		φ20	φ10	G3	14,400	10,800
-64	バブリングフィルターボール形 φ20 G4		φ20	φ10	G4	15,900	11,925



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>