

プラディスク親水性PTFE・ユニフロ滅菌済みシリンジフィルター

NEW

定価50%OFFキャンペーン!

この機会に是非お試しください!

プラディスク シリンジフィルター (親水性PTFE)



■特長

プラディスクフィルターは無着色のポリプロピレン製で、インレットとアウトレットは標準的メス型ルアーロック、オス型ルアーです。

※本キャンペーンの対象は耐薬品性が高く様々な用途にご使用いただける親水性PTFEのみとなります。

■用途/使用例

【プラディスク 13】

- 10mLまでのサンプル用 ●残液量が25 μ L未満と非常に少ないので高回収率
- 生体サンプルの前処理 ●HPLCサンプルの前処理など

【プラディスク 25】

- 100mLまでのサンプル用 ●残液量が少ないので高回収率
- HPLC用水溶性サンプルの前処理 ●生体サンプルの前処理

ユニフロ シリンジフィルター (滅菌済み)



■特長

コスト重視の高品質シリンジフィルターです。直径13、25mmの2サイズ、非滅菌、滅菌済のラインナップをご用意いたしました。

※本キャンペーンは滅菌済品

■用途

●大学、アカデミア研究機関の研究者様にサンプルのろ過滅菌のための滅菌済タイプをおすすめです。

プラディスク (非滅菌)

商品コード	直径 (mm)	孔径 (μ m)	メンブレン素材	入数 (個)	品番	価格(¥)	特別販売価格(¥)
996-44-23-01	13	0.2	親水性PTFE	100	6772-1302	23,300	11,650
996-44-23-07	25	0.2	親水性PTFE	50	6772-2502	11,750	5,875
996-44-23-08	25	0.2	親水性PTFE	200	6773-2502	34,800	17,400
996-44-23-04	13	0.45	親水性PTFE	100	6772-1304	23,300	11,650
996-44-23-10	25	0.45	親水性PTFE	50	6772-2504	11,750	5,875
996-44-23-11	25	0.45	親水性PTFE	200	6773-2504	34,800	17,400

注): PTFE=ポリテトラフルオロエチレン

ユニフロ (滅菌済)

商品コード	直径 (mm)	孔径 (μ m)	メンブレン素材	入数 (個)	品番	価格(¥)	特別販売価格(¥)
996-44-23-21	13	0.2	PES	100	9916-1302	17,400	8,700
996-44-23-23	25	0.2	PES	45	9914-2502	7,720	3,860
996-44-23-27	25	0.22	PVDF	45	9913-2502	7,720	3,860

注): PES=ポリエーテルスルホン
PVDF=ポリフッ化ビニリデン



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

